

**DE Gebrauchsanweisung
Massagesitzauflage MC 825**

Gerät und Bedienelemente


Zeichenerklärung

Verwenden Sie die Massagesitzauflage nur in geschlossenen Räumen!

Der Bezug der Nackenmassageköpfe 1 kann bei max. 30 °C Normalwäsche gewaschen werden! Beachten Sie die Hinweise auf dem Etikett!

Nicht chemisch reinigen!

Benutzen Sie die Massagesitzauflage nicht in Feuchträumen (z. B. beim Baden oder Duschen).

WICHTIG!
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

WARNUNG
Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

ACHTUNG
Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

HINWEIS
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

Schutzklasse II

LOT-Nummer

Hersteller

DE Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Das Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke oder den medizinischen Bereich bestimmt.
- zur Stromversorgung**
- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Halten Sie das Netzkabel und das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Fassen Sie den Netzstecker oder den Netzschatzler niemals mit nassen bzw. feuchten Händen an oder wenn Sie im Wasser stehen.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Das Gerät muss so angeschlossen werden, dass der Netzstecker frei zugänglich ist.
- Schalten Sie immer sofort nach der Benutzung das Gerät mit den Tasten am Bedienteil aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie niemals am Netzkabel, sondern immer am Netzstecker.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur durch den Hersteller, einen autorisierten Fachhändler oder durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden.
- Das Kabel und das Steuergerät können bei unsachgemäßer Verwendung Würg- oder Stolperrisiken bergen. Der Benutzer ist für die ordnungsgemäße Platzierung der elektrischen Kabel zuständig.

für besondere Personen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen. Chronische Leiden und Symptome könnten sich noch verschlechtern.
- Sie sollten auf eine Anwendung mit dem Massagegerät verzichten, bzw. zunächst Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, wenn:
 - eine Schwangerschaft vorliegt,
 - Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben.
 - Sie an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten oder Beschwerden leiden: Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, Hautrisse, Venenentzündungen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Augennähe oder anderen empfindlichen Körperstellen.
- Sollten Sie Schmerzen verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Vorsicht beim Einsatz der Wärmefunktion. Das Gerät hat heiße Oberflächen. Wenden Sie das Gerät nicht bei Kleinkindern, hilflosen oder hitzeunempfindlichen Personen an.

- Bei ungeklärten Schmerzen, wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden und/oder medizinische Geräte benutzen, konsultieren Sie vor Benutzung des Massagegerätes Ihren Arzt.
- vor dem Betrieb des Gerätes**

- Überprüfen Sie Kabel, Steuergerät und Massagesitzauflage vor jeder Anwendung sorgfältig auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen an Gerät oder Kabelteilen sichtbar sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn Sitz oder Steuergerät heruntergefallen oder feucht geworden sind. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.
- Lagern oder bewahren Sie kein elektrisches Gerät an Stellen auf, von denen aus es in die Badewanne oder das Waschbecken fallen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur in der korrekten Position, d.h. wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafen oder im Bett liegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht vor dem Einschlafen. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie ein Fahrzeug lenken oder eine Maschine bedienen.
- Die maximale Betriebsdauer für eine Anwendung beträgt 15 Minuten. Längere Benutzung verkürzt die Lebensdauer des Gerätes und kann statt zur Entspannung zu Verspannungen der Muskulatur führen.
- Zu lange Benutzung kann zu Überhitzung führen. Lassen Sie das Gerät immer erst abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Legen und benutzen Sie das Gerät nie direkt neben einem elektrischen Heizofen oder anderen Hitzequellen.
- Benutzen Sie die Massagesitzauflage niemals im zusammengefalteten Zustand.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Bedecken Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Benutzen Sie es keinesfalls unter Decken oder Kissen. Es besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Verletzung.
- Stellen Sie sicher, dass keine Finger oder andere Körperteile zwischen die rotierenden Massageköpfe kommen. Verletzungsgefahr!
- Setzen oder stellen Sie sich niemals mit ganzem Gewicht auf die beweglichen Teile des Gerätes und legen Sie keine Gegenstände darauf.
- Nutzen Sie keine Zeitschaltuhren oder externe Fernsteuerungen, um das Gerät zu betreiben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Sprühnebel aus Spraydosen oder dem gleichzeitigen Einsatz von Sauerstoff.

für Wartung und Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei. Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, kontrollieren Sie lediglich, ob das Netzteil funktionssicher angeschlossen ist. Öffnen Sie nicht den Reißverschluss. Dahinter befinden sich keine Teile, die für den Benutzer zu reinigen oder zu warten sind.
- Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen. Im Falle von Störungen oder Beschädigungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Fragen Sie Ihren Fachhändler und lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zur Eigenmassage bestimmter Körperteile zur Entspannung und zum Wohlfühlen. Es ist nicht für eine medizinisch-therapeutische Anwendung gedacht. Es ist nicht geeignet für Kliniken, Massage-Praxen, Wellness-Studios etc. Das Massagegerät ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Schmerzbehandlung. Bei Zweifel oder Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.

! WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen! Es besteht Erstickungsgefahr!

Gerät und Bedienelemente

- 1 2 Massageköpfe im Nacken-/Schulterbereich (Shiatsu-Massage) mit abnehmbaren Bezug
- 2 Drehrad zur Höhenverstellung
- 3 2 dreidimensional schwingende Doppelmassageköpfe (Shiatsu-Massage)
- 4 Ein-/Aus-Taste
- 5 Neck-Taste (schaltet Massage im Nacken-/Schulterbereich ein/aus)
- 6 Demo-Taste (stellt alle Massagefunktionen vor)
- 7 Full-Taste (schaltet Massage im gesamten Rückenbereich ein/aus)
- 8 Upper-Taste (schaltet Massage im oberen Rückenbereich ein/aus)
- 9 Spot-Taste (schaltet Punktmassagefunktion im Rücken ein/aus)
- 10 Lower-Taste (schaltet Massage im unteren Rückenbereich ein/aus)
- 11 AIR PRESSURE-Taste (schaltet die Akupressurmassage im Tailenbereich ein/aus, wählt die Stufe: niedrig, mittel, hoch)
- 12 Heat-Taste (schaltet Wärmefunktion ein/aus)

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.
Zum Lieferumfang gehören:

- 1 medisana Massagesitzauflage MC 825
- 1 Gebrauchsanweisung

Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Gerät verwenden

- Platziern Sie die Shiatsu-Massagesitzauflage auf einem hohen Stuhl oder Sessel und befestigen Sie sie mit den Haltegurten an der Rückseite.
- Achten Sie auf eine ausreichend hohe Rückenlehne, um der gesamten Sitzauflage Halt zu geben.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Achten Sie darauf, dass diese gut zugänglich bleibt.
- Setzen Sie sich nun auf die Shiatsu-Massagesitzauflage und machen Sie sich mit den Funktionen des Gerätes vertraut.
- Sitzen Sie bequem und aufrecht. Achten Sie darauf, dass Sie mittig sitzen, sodass die Massageköpfe 3 sich links und rechts der Wirbelsäule bewegen können.
- Mit den Tasten am Steuergerät bedienen Sie die Massage-Sitzauflage. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 4 drücken. Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb. Wird keine weitere Taste gedrückt, schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten automatisch aus.
- Die Massage kann jederzeit durch Drücken der Ein/Aus-Taste 4 beendet werden. Wenn Sie das Gerät auf diese Weise ausschalten, während eine der Massagefunktionen eingeschaltet ist, stoppen lediglich die Massagen im Nacken/Schulter-, Tailenbereich sofort, einschließlich Wärmefunktion. Die Massageköpfe im Rücken werden erst noch unten in die Parkposition gefahren. Währenddessen blinkt die LED, danach erlischt sie.
- Lassen Sie das Gerät stets erst völlig abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.

Reinigung und Pflege

- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Reinigen Sie das abgekühlte Gerät nur mit einem feuchten und weichen Tuch.
- Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel, starke Bürsten, Lösungsmittel oder Alkohol. Das könnte die Oberfläche angreifen.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Entfernen Sie den Bezug der Nackenmassageköpfe 1 zur Reinigung, indem Sie den Reißverschluss rundum lösen. Waschen Sie den Bezug bei max. 30 °C Normalwäsche und beachten Sie die Hinweise auf dem Etikett!
- Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig getrocknet ist.
- Entwinden Sie das Kabel, falls es verdreht ist.
- Verstauben Sie das Gerät am besten in der Originalverpackung und bewahren Sie es an einem sicheren, sauberen, kühlen und trockenen Platz auf.

Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Technische Daten

Name und Modell: **medisana Massagesitzauflage MC 825**

Stromversorgung: 220 - 240 V~ 50-60Hz

Leistung: 40 Watt

Abmessungen: ca. 84 x 19 x 48 cm

Gewicht: ca. 7 kg

Lagerbedingungen: sauber und trocken

Artikel-Nummer: 88929

EAN-Nummer: 40 15588 88929 5

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

Garantie- und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

- 1 Auf **medisana** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
- 2 Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
- 3 Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
- 4 Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - Transportsschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
 - Ersatzteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
- 5 Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

**Explanation of symbols**

The massage seat cover must only be used in enclosed spaces!

You may wash the cover of the neck massage heads ① in a normal wash at max. 30 °C. Follow the notes the label!

Do not dry clean!

Do not use the massage seat cover in damp rooms (e.g. when bathing or showering).

IMPORTANT
Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

CAUTION
These notes must be observed to prevent any damage to the device.

NOTE
These notes give you useful additional information on the installation or operation.

Protection category II

LOT LOT number

Manufacturer

GB Safety instructions

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



- The device must only be used for its intended purpose as described in the instruction manual. Using the appliance for any other purpose invalidates the warranty.
- The device is not to be used for commercial use or medical purposes.

about the power supply

- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.
- Only connect the mains plug to the wall socket when the device is switched off.
- Keep the power cord and the device itself away from heat, hot surfaces, damp and liquids. Avoid touching the plug or power switch with wet or even damp hands, or when you are standing in water.
- If the device falls into water, do not try to pick it up. Instead pull the plug out immediately.
- Only plug the device into a socket where the plug is freely accessible.
- Always switch off the appliance after use with the buttons on the control unit and disconnect the plug from the socket.
- Never pull on the power cord to disconnect the appliance from the mains. Always pull out the mains plug!
- Do not carry, pull or rotate the device by its power cord.
- If the supply cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The cable and control unit of the appliance can give rise to risks of entanglement, strangulation, tripping or treading if not correctly arranged. The user shall make sure that electric cords shall be arranged in a safe way.

specific groups of people

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Do not use this unit to supplement or replace medical treatment. Chronic complaints and symptoms may be made worse.
- Do not use the massager, or only after consulting your doctor, if:
 - you are pregnant,
 - you have a cardiac pacemaker, artificial joints or electronic implants,
 - you suffer from one or more of the following illnesses and complaints: Circulation disorders, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins.
- Do not use the appliance near your eyes or near any other sensitive areas.
- If you experience any pain or discomfort during the massage, stop immediately and consult your doctor.
- Take care when using the heating function. The appliance has hot surfaces. Do not use the appliance on infants, vulnerable individuals or people who are not sensitive to heat.
- Before using the massager, consult your doctor regarding any unexplained pain, if you are undergoing medical treatment or using medical equipment.

before using the unit

- Always carefully inspect the cable, the control unit and the Shiatsu massage seat cover for damage before use. Do not attempt to use a defective unit.
- Do not use the appliance if it or the power cord show signs of damage, if it is not in perfect working order, or if it has been dropped or become damp. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.
- Do not keep or place any electrical device on a surface where it is in danger of falling into a bathtub or sink.
- Only use the appliance in the proper place, as described in this instruction manual.
- Do not use the appliance while you are asleep or when you are lying in bed.
- Do not use the appliance before going to sleep. The massage has a stimulating effect.
- Never use the appliance while driving a vehicle or operating a machine.
- The maximum operating time for one session is 15 minutes. Longer use shortens the life of the device and can lead to tension of the muscles instead of relaxation.
- Very long periods of use can lead to overheating. Always allow the appliance to cool down before using it again.

- Never store or use the appliance next to an electric stove or other sources of heat.

- Never use the Shiatsu massage seat cover if it is folded up.
- Never leave the unit unattended if it is connected to the power supply.
- Do not allow the massage cushion to come into contact with pointed or sharp objects.
- Do not cover the appliance when it is switched on. Never use it under blankets or cushions. There is a risk of fire, electric shock or injury.
- Make sure, that no fingers or other parts of the body come between the rotating massage heads. Risk of injuries!
- Never sit or stand on the moving parts of the device with all your weight and do not place objects on the device.
- Do not use an external time switch or a separate remote control system to operate the appliance.
- Do not use the device whilst using aerosol sprays or simultaneously using oxygen.

maintenance and cleaning

- The unit is maintenance free. If a fault does occur, just check whether the mains power adapter is properly connected. Do not open the zip fastener. There are no parts behind it that are to be cleaned or serviced by the user.
- You may only clean the device yourself. If the device malfunctions please do not repair it yourself as this leads to the automatic expiry of all warranty rights. Consult your specialist dealer and have repairs carried out by the service centre to avoid dangers.
- Do not immerse the device in water or other fluids. If, nonetheless, liquid should penetrate the device, unplug the mains cable immediately.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.

Intended use

The device is used to massage certain body parts for relaxation and well being. It is not intended for medical therapeutic use. It is not suitable for clinics, massage practices, wellness studios etc. The massage device is not a medical device and is not intended for the treatment of pain. In case of doubt or uncertainty, consult your doctor before use.

WARNING

Please ensure that polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

Device and controls

- 2 massage heads for neck/shoulder (Shiatsu massage) with removable cover
- Rotary wheel for vertical adjustment
- 3 three-dimensional oscillating twin massage heads (Shiatsu massage)
- On/Off button
- Neck button (switches neck/shoulder massage on/off)
- Demo button (performs all massage functions)
- Full button (switches whole back massage on/off)
- Upper button (switches upper back massage on/off)
- Spot button (switches spot massage function in the back on/off)
- Lower button (switches lower back massage on/off)
- AIR PRESSURE button (switches the acupressure massage in the waist area on/off, select intensity level: low, medium, high)
- Heat button (switches warming function on/off)

Scope of supply

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use the it and contact your dealer or your service centre.

The following parts are included:

- 1 **medisana** Massage Seat Cover MC 825
- 1 Instruction manual

If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.

Using the appliance

- Place the massage seat cover on a high chair or armchair and attach it to this by means of the fasteners on the back.
- Ensure that the seat cover is supported over its entire area and has a sufficiently high backrest.

- Insert plug into the mains socket. Ensure that the power supply is easily accessible.
- Take a seat on the shiatsu massage seat cover and familiarise yourself with the functions.
- Sit comfortably and upright. Ensure you sit centered and such that the massage heads ③ can move to the left and right of your spinal column.
- Use the buttons on control pad to operate the massage seat cover. Switch on the device by pressing On/Off button ④. The device starts with standby mode. If no other button is pressed, the device turns off after 15 minutes automatically.
- You may stop the massage at any time by pressing the On/Off button ④. If you press the ON/OFF button while one of the massage functions is switched on, the massages in neck/shoulder, waist stop immediately, including heat function. First the massage heads in the back travel downwards to the "Park" position. The LED flashes meanwhile and then extinguishes.
- Always allow the unit to cool down fully before you use it again.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning the unit, make sure it is switched off and disconnected from the mains. Clean the unit once it has cooled down using a soft, damp cloth.
- Under no circumstances should you use aggressive detergents, strong brushes, solvents or alcohol, as they may damage the surface of the unit.
- When cleaning, never immerse the unit in water and make sure that no water gets into the unit.
- For washing the cover of the neck massage heads ① open the zip fastener all around it. Wash the cover in a normal wash at max. 30 °C and follow the notes on the label!
- Wait until the device is completely dry before using it again.
- Undo any kinks in the cable.
- You should ideally store the device in its original packaging and keep it in a clean, dry place.

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Technical specifications

Name and model : **medisana** Massage Seat Cover MC 825
Current supply : 220 - 240 V~ 50-60Hz
Consumption : 40 watts
Dimensions : approx. 84 x 19 x 48 cm
Weight : approx. 7 kg
Storage conditions : clean and dry
Item number : 88929
EAN number : 40 15588 88929 5

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com

Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

- The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
- Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
- The following is excluded under the warranty:
 - All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.
 - All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - Accessories which are subject to normal wear and tear.
- Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.



NL Gebruiksaanwijzing Massagezitkussen MC 825

Apparaat en bediening



Legenda

Gebruik het massagezitkussen alleen in overdekte ruimtes!

De overtrek van de nekmassagekoppen ① kan op max. 30°C op een normaal wasprogramma worden gewassen! Let op de voorschriften op het etiket!

Niet chemisch reinigen!

Gebruik het massagezitkussen niet in vochtige ruimtes (bijv. tijdens het baden of douchen).

BELANGRIJK!
Wanneer deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstig letsel of schade aan het product.

WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijke verwondingen van de gebruiker te voorkomen.

ATTENTIE
Deze instructies moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het product te voorkomen.

TIP
Deze tips geven u nuttige, aanvullende informatie over de installatie of het gebruik.

Beschermsklasse II

LOT-nummer

Fabrikant

NL Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.



• Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.

• Het apparaat is niet bedoeld voor commerciële doeleinden of de medische sector.

over de voeding

• Controleer als u het apparaat aansluit op het stopcontact of de op het typeplaatje vermelde netspanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnetwerk.

• Steek de stekker alleen in het stopcontact als het apparaat uitgeschakeld is.

• Stel het snoer en het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, hete oppervlakken, vocht of vloeistoffen. Pak de stekker of de aan-/uitschakelaar nooit vast met natte of vochtige handen of wanneer u in het water staat.

• Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet vast. Trek meteen de stekker uit het stopcontact.

• Het apparaat moet zo worden aangesloten dat de stekker goed bereikbaar is.

• Schakel het apparaat altijd direct na gebruik uit met de knop op het apparaat en haal de stekker uit het stopcontact.

• Trek nooit aan het snoer, maar aan de stekker om de stroomtoevoer te onderbreken.

• Trek niet aan het snoer, draai het apparaat niet aan het snoer en til het niet op aan het snoer.

• Als het snoer beschadigd is, mag dit alleen door de fabrikant, een erkende speciaalzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon worden vervangen.

• Wanneer het snoer of de bedieningsunit onjuist wordt gebruikt, bestaat kans op verwijging of struikelen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct leggen van het elektriciteitssnoer.

voor bijzondere personen

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

• Gebruik dit apparaat niet ter aanvulling op of vervanging van medische toepassingen. Chronische aandoeningen en symptomen zouden kunnen verergeren.

• Gebruik het massageapparaat niet of overleg eerst met uw arts als:

- u zwanger bent;
- u een pacemaker, prothese of elektronisch implantaat heeft;
- u lijdt aan een of meerdere van de volgende aandoeningen: doorbloedingsstoornissen, spataderen, open wonden, kneuzingen, kloven of aderontstekingen.

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van uw ogen of van andere kwetsbare lichaamsdelen.

• Stop met het gebruik wanneer u pijn voelt of de massage als onaangenaam ervaart en overleg met uw arts.

• Wees voorzichtig met het gebruik van de warmtefunctie. Sommige delen van het apparaat worden warm. Gebruik het apparaat niet bij kleine kinderen, mensen die weerloos zijn of ongevoelig zijn voor hitte.

• Raadpleeg vóór gebruik van het massageapparaat uw arts bij onverklaarbare pijn en wanneer u onder medische behandeling bent en/of medische apparaten gebruikt.

vóór het gebruik van het apparaat

• Controleer het snoer, de bedieningsunit en het massagezitkussen voor ieder gebruik zorgvuldig op eventuele beschadigingen. Wanneer het apparaat mankementen vertoont, mag het niet worden gebruikt.

• Gebruik het apparaat niet wanneer er beschadigingen aan het apparaat of aan het snoer te zien zijn, wanneer het niet correct werkt of wanneer het massagezitkussen of de bedieningsunit gevallen is of vochtig is geworden. Stuur het apparaat in dat geval voor de zekerheid ter reparatie naar de servicedienst.

• Leg een elektrisch apparaat niet op een plaats, waar het in bad of in de wastafel kan vallen.

• Gebruik het apparaat alleen in de juiste positie, d.w.z. zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven.

• Gebruik het apparaat niet als u slaapt of in bed ligt.

• Gebruik het apparaat niet vlak voor u gaat slapen. De massage heeft een stimulerende werking.

• Gebruik het apparaat nooit tijdens het besturen van een voertuig of het bedienen van een machine.

• Het apparaat mag maximaal 15 minuten achter elkaar worden gebruikt. Wanneer het apparaat gedurende langere tijd wordt gebruikt, verkort dit de levensduur van het apparaat en kan dit in plaats van ontspanning leiden tot verkramping van de spieren.

• Te lang gebruik kan leiden tot oververhitting. Laat het apparaat eerst afkoelen voor u het weer opnieuw gebruikt.

• Plaats en gebruik het apparaat nooit direct naast een elektrische verwarming of andere warmtebronnen.

• Gebruik het massagezitkussen nooit in samengevouwen toestand.

• Houd toezicht op het apparaat als de stekker in het stopcontact zit.

• Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met puntige of scherpe voorwerpen.

• Bedek het apparaat niet als het ingeschakeld is. Gebruik het in geen geval onder dekens of kussens. Er is kans op brand, een elektrische schok en letsel.

• Let op dat er geen vinger of ander lichaamsdeel tussen de roterende massagekoppen komt. Risico op verwondingen!

• Ga nooit met uw volledig gewicht op de beweeglijke onderdelen van het apparaat staan en plaats er geen voorwerpen op.

• Gebruik geen tijdschakelaars of externe afstandsbedieningen om het apparaat te bedienen.

• Gebruik het apparaat niet bij nevel uit sputbussen of bij gelijktijdig gebruik van zuurstof.

onderhoud en schoonmaken

• Het apparaat heeft geen onderhoud nodig. Controleer direct of de adapter goed is aangesloten als er toch een storing optreedt. Open de ritssluiting niet. Daarachter zitten geen onderdelen die de gebruiker moet schoonmaken of onderhouden.

• U mag het apparaat alleen schoonmaken. In geval van storingen of beschadigingen mag u het apparaat niet zelf repareren, u verliest dan elke aanspraak op garantie. Vraag advies aan uw verkoper en laat reparaties alleen door een erkende reparateur uitvoeren om risico's te voorkomen.

• Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Trek meteen de stekker uit het stopcontact als er toch vloeistof in het apparaat komt.

• Kinderen mogen het product niet schoonmaken zonder toezicht van een volwassene.

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is bedoeld om bepaalde lichaamsdelen zelf te masseren voor een ontspannen en behaaglijk gevoel. Het is niet bedoeld voor medisch-therapeutisch gebruik. Het is niet geschikt voor klinieken, massagepraktijken, wellnesscentra e.d. Het massageapparaat is geen medisch apparaat en is niet geschikt voor het behandelen van pijn. Raadpleeg bij twijfel of vragen vóór gebruik uw arts.

WAARSCHUWING

Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen! Er is kans op verstikking!

1 2 massagekoppen voor de nek/schouders (shiatsu massage) met afneembare overtrek

2 Draaiknop om de hoogte in te stellen

3 2 driedimensionaal trillende dubbele massagekoppen (shiatsu massage)

4 Aan-/uitknop

5 Nekknop (schakelt massage van de nek/schouders in/uit)

6 Demoknop (introduceert alle massagefuncties)

7 Fullknop (schakelt massage van de gehele rug in/uit)

8 Upperknop (schakelt massage van de bovenrug in/uit)

9 Spotknop (schakelt puntmassagefunctie in de rug in/uit)

10 Lowerknop (schakelt massage van de onder rug in/uit)

11 AIR PRESSURE-knop (schakelt de acupressuurmassage van de taille in/uit, selecteert het niveau: laag, middel, hoog)

12 Heatknop (schakelt warmtefunctie in/uit)

Levering

Controleer eerst of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst. Leveringsomvang:

• 1 medisana massagezitkussen MC 825

• 1 Gebruiksaanwijzing

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

Apparaat gebruiken

• Plaats het Shiatsu-massagezitkussen op een hoge stoel en bevestig hem met de banden aan de achterkant.

• Let op een voldoende hoge rugleuning zodat het volledige zitkussen steun heeft.

• Steek de stekker in het stopcontact. Let op dat de stekker goed bereikbaar blijft.

• Ga nu op het Shiatsu-massagezitkussen zitten en leer de functies ervan kennen.

• Ga comfortabel en rechtop zitten. Let erop dat u in het midden zit zodat de massagekoppen ③ links en rechts van de wervelkolom kunnen bewegen.

• Met de toetsen op de bedieningsunit kunt u het massagezitkussen bedienen. Schakel het apparaat in door op de aan/uitknop ④ te drukken. Het apparaat bevindt zich in de stand-bymodus. Wanneer er geen andere toets wordt ingedrukt, schakelt hij na 15 minuten automatisch uit.

• De massage kan altijd worden beëindigd door te drukken op de aan/uitknop ④. Wanneer u het apparaat op deze manier uitschakelt terwijl er een massagefunctie actief is, zal enkel de massage van de nek/schouders, de taille en de warmtefunctie direct stoppen. De massagekoppen in de rug gaan eerst nog naar beneden in de stand-bypositie. De ledlamp stopt met knipperen en gaat uit als deze positie is bereikt.

• Laat het apparaat eerst volledig afkoelen voor u hem opnieuw gebruikt.

Schoonmaken en onderhoud

• Controleer voor u het apparaat schoonmaakt of het is uitgeschakeld en of de stekker uit het stopcontact is. Maak het afgekoelde apparaat schoon met een zachte, vochtige doek.

• Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, harde borstels, oplosmiddelen of alcohol. Daarvan kan de bekleding beschadigen.

• Maak het apparaat nooit schoon door hem onder te dompelen in water en let goed op dat er geen water in komt.

• Verwijder de overtrek van de nekmassagekoppen ① om deze te wassen door de ritssluiting rond los te maken. Was de overtrek op max. 30°C met normaal wasprogramma en let op de voorschriften op het etiket!

• Gebruik het massagekussen pas weer als hij helemaal droog is.

• Haal het snoer zo nodig uit de knoop.

• Berg het apparaat bij voorkeur in de originele verpakking op en bewaar hem op een veilige, schone, koude en droge plaats.

Weggooien

Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument moet alle elektrische of elektronische apparaten, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet,

inleveren bij de gemeentelijke milieustraat of bij een winkel, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Technische gegevens

Naam en model: **medisana massagezitkussen MC 825**

Voeding: 220 - 240 V~ 50-60Hz

Vermogen: 40 watt

Afmetingen: ca. 84 x 19 x 48 cm

Gewicht: ca. 7 kg

Bewaaromstandigheden: schoon en droog

Artikelnummer: 88929

EAN-nummer: 40 15588 88929 5

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht voor op wijzigingen op technisch gebied en qua vormgeving.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com

<h

**FR Mode d'emploi
Matelas de massage pour siège MC 825**

Appareil et éléments de commande


Description des symboles

Utilisez le matelas de massage pour siège uniquement dans des pièces fermées !

La housse des têtes de massage pour la nuque ① peut être lavée à une température maximale de 30 °C en lavage normal ! Suivez les instructions sur l'étiquette !

Ne pas nettoyer à sec !

N'utilisez pas le matelas de massage pour siège dans des pièces humides (p. ex. en se baignant ou en prenant une douche).

IMPORTANT !
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou risque d'endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuelles blessures à l'utilisateur.

ATTENTION
Ces instructions doivent être respectées pour éviter tout dommage à l'appareil.

REMARQUE
Ces remarques vous fournissent des informations supplémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement.

Classe de protection II

LOT Numéro de LOT

Fabricant

FR Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et conservez le mode d'emploi pour la prochaine utilisation. Si vous confiez l'appareil à un tiers, veuillez impérativement joindre ce mode d'emploi.



- Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu dans le mode d'emploi. Le droit à la garantie expire en cas d'utilisation non conforme.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou au domaine médical.

Alimentation électrique

- Avant de brancher l'appareil à votre alimentation électrique, veuillez vous assurer que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre réseau électrique.
- Branchez la fiche secteur dans la prise uniquement lorsque l'appareil est éteint.
- Gardez le cordon d'alimentation et l'appareil à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, de l'humidité et des liquides. Ne touchez jamais la fiche secteur ou l'interrupteur avec les mains mouillées ou humides ou lorsque vous êtes debout dans l'eau.
- Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche secteur.
- L'appareil doit être branché de manière à ce que la fiche secteur soit librement accessible.
- Éteignez toujours l'appareil immédiatement après utilisation à l'aide de la touche située sur le dispositif de commande et débranchez la fiche secteur de la prise murale.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, ne tirez jamais sur le câble, mais saisissez toujours la fiche !
- Ne portez pas, ne tirez pas ou ne tournez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit uniquement être remplacé par le fabricant, un revendeur agréé ou une personne possédant les qualifications requises.

- Le câble et l'unité de commande peuvent présenter un risque d'étranglement ou de trébuchement en cas d'utilisation incorrecte. L'utilisateur est responsable du bon emplacement des câbles électriques.
- Cas particuliers

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou si elles ont été informées concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et si elles comprennent les dangers qui en résultent.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil dans le but de compléter ou de remplacer des traitements médicaux. Cela pourrait aggraver les symptômes et les douleurs chroniques.
- Vous devez vous abstenir d'utiliser l'appareil de massage ou consulter au préalable votre médecin si :
 - vous êtes enceinte,
 - vous avez un stimulateur cardiaque, des prothèses articulaires ou des implants électroniques.

- vous souffrez d'une ou de plusieurs des maladies ou affections suivantes : troubles circulatoires, varices, plaies ouvertes, ecchymoses, lésions cutanées, phlébites.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité des yeux ou d'autres parties sensibles du corps.
- Si vous ressentez des douleurs ou une impression désagréable lors du massage, interrompez l'utilisation et parlez-en à votre médecin.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction chaleur. L'appareil présente des surfaces chaudes. N'utilisez pas l'appareil chez de jeunes enfants, des personnes impotentes ou insensibles à la chaleur.
- En cas de douleurs inexplicables, si vous êtes sous traitement médical et/ou si vous utilisez des appareils médicaux, consultez votre médecin avant de vous servir de l'appareil.

Avant d'utiliser l'appareil

- Vérifiez soigneusement l'état du câble d'alimentation, de l'appareil de commande et du matelas de massage pour siège avant chaque utilisation. Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles y compris sur le câble, s'il ne fonctionne pas à la perfection, si le siège ou l'appareil de commande sont tombés ou sont mouillés. Pour écarter tout risque, envoyez l'appareil au service après-vente pour réparation.
- Veuillez à ne ranger ou ne conserver aucun appareil électrique à un endroit d'où il pourrait tomber dans la baignoire ou le lavabo.
- Utilisez l'appareil uniquement dans la bonne position, c'est-à-dire comme décrit dans ce mode d'emploi.

• N'utilisez pas l'appareil lorsque vous dormez ou que vous êtes allongé(e) dans votre lit.

- N'utilisez pas l'appareil avant de vous endormir. Le massage exerce un effet stimulant.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous conduisez un véhicule ou manœuvrez une machine.

• La durée de fonctionnement maximale pour un traitement est de 15 minutes. Une utilisation prolongée raccourcit la durée de vie de l'appareil et peut entraîner une tension musculaire et non une relaxation.

- Une utilisation trop longue peut entraîner une surchauffe. Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le réutiliser.
- Ne placez ou n'utilisez jamais l'appareil directement à côté d'un radiateur électrique ou d'une autre source de chaleur.

• N'utilisez jamais le matelas de massage pour siège quand il est plié.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau électrique.
- Évitez tout contact de l'appareil avec des objets pointus ou tranchants.

• Ne couvrez pas l'appareil lorsqu'il est allumé. Ne l'utilisez en aucun cas sous des couvertures ou des coussins. Il existe un risque d'incendie, d'électrocution et de blessure.

- Veillez à ce que ni vos doigts ni d'autres parties du corps ne passent entre les têtes de massage rotatives. Risque de blessure !

• Ne vous asseyez ou ne vous tenez jamais debout de tout votre poids sur les pièces mobiles de l'appareil et n'y posez aucun objet.

- N'utilisez pas de minuteurs ou de télécommandes externes pour faire fonctionner l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec des vapeurs d'aérosols ou l'utilisation simultanée d'oxygène.

pour la maintenance et le nettoyage

- L'appareil ne nécessite pas de maintenance. Cependant, en cas de dysfonctionnement, vérifiez simplement le bon raccordement du bloc d'alimentation. N'ouvrez pas la fermeture à glissière. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur devant être nettoyée ou entretenue par l'utilisateur.

• Vous n'êtes vous-même autorisé qu'à effectuer les travaux de nettoyage sur l'appareil. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, ne réparez pas vous-même l'appareil, car cela entraîne l'annulation de la garantie. Consultez votre revendeur spécialisé et confiez les réparations uniquement à un centre de services agréé pour éviter toute mise en danger.

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Cependant, si du liquide devait pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur.

• Le nettoyage et l'entretien incomptant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil est destiné à l'automassage de certaines parties du corps pour la relaxation et le bien-être. Il n'est pas destiné à un usage médical ou thérapeutique. Il ne convient pas aux cliniques, aux cabinets de massage, aux studios de bien-être, etc. L'appareil de massage n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à traiter la douleur. En cas de doute ou d'incertitude, demandez conseil à votre médecin avant utilisation.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants ! Il y a risque de suffocation !

Appareil et éléments de commande

- 2 têtes de massage pour le cou/les épaules (massage shiatsu) avec housse amovible

- Roulette pivotante pour le réglage en hauteur

- 2 têtes de massage tridimensionnelles pivotantes doubles (massage Shiatsu)

- Touche Marche/Arrêt

- Touche de massage du cou (permet d'activer/désactiver le massage de la nuque et des épaules)

- Touche de démonstration (présente toutes les fonctions de massage)

- Touche « Full » (active/désactive le massage dans toute la région dorsale)

- Touche du haut (active/désactive le massage du haut du dos)

- Touche « Spot » (permet d'activer ou de désactiver la fonction de massage ponctuel dans le dos)

- Touche du bas (active/désactive le massage du bas du dos)

- Touche AIR PRESSURE (active/désactive le massage par acupression dans la région de la taille, sélectionne le niveau : bas, moyen, haut)

- Touche de chauffage (active/désactive la fonction de chauffage)

Contenu de la livraison

Veuillez d'abord vérifier que l'appareil a bien été livré avec l'ensemble de ses composants et ne présente aucun dommage. Au moindre doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur ou le service après-vente. La livraison comprend :

- 1 matelas de massage pour siège medisana MC 825

- 1 Mode d'emploi

Si vous constatez un dommage lié au transport lors du déballage, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Utilisation de l'appareil

- Placez le matelas de massage Shiatsu pour siège sur une chaise haute ou sur un fauteuil et fixez-le au dossier avec les sangles.
- Veillez à ce que le dossier soit suffisamment haut pour fixer le matelas de massage dans son intégralité.
- Branchez la fiche secteur dans la prise de courant. Veillez à ce qu'elle reste facilement accessible.
- Asseyez-vous maintenant sur le matelas de massage Shiatsu pour siège et familiarisez-vous avec les fonctions de l'appareil.
- Asseyez-vous confortablement et tenez-vous droit. Veillez à vous asseoir au milieu pour que les têtes de massage ③ puissent se déplacer à droite et à gauche de la colonne vertébrale.
- Vous pouvez actionner le matelas de massage en utilisant les touches de l'appareil de commande. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ④. L'appareil est en mode veille. Si aucune autre touche n'est actionnée, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes.
- Le massage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ④. Si vous éteignez l'appareil de cette façon alors qu'une des fonctions de massage est activée, seuls les massages du cou/l'épaule, de la taille s'arrêtent immédiatement, y compris la fonction chaleur. Les têtes de massage du dos sont d'abord ramenées en position stationnaire vers le bas. Entre-temps, la LED clignote puis s'éteint.
- Laissez toujours refroidir complètement l'appareil avant de le réutiliser.

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que l'appareil est éteint et que la fiche secteur est débranchée. Nettoyez l'appareil refroidi uniquement avec un chiffon humide et doux.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs, de brosses dures, de solvants ou d'alcool. Cela pourrait endommager la surface.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer et assurez-vous que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.
- Retirez la housse des têtes de massage pour le cou ① pour le nettoyage en défaissant la fermeture à glissière tout autour. Lavez la housse à 30 °C max. en lavage normal et suivez les instructions sur l'étiquette !
- Utilisez à nouveau l'appareil seulement lorsqu'il est complètement sec.
- Déroulez le câble s'il est torsadé.
- Rangez l'appareil de préférence dans son emballage d'origine et conservez-le dans un endroit sûr, propre, frais et sec.

Mise au rebut

- Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Chaque utilisateur est dans l'obligation de déposer les appareils électriques ou électroniques, que ceux-ci contiennent des produits nocifs ou non au centre de collecte de sa ville ou au point de vente, afin que ces derniers puissent être éliminés selon un processus écologique. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour la mise au rebut.

Caractéristiques techniques

Nom et modèle :	Matelas de massage pour siège medisana MC 825
Alimentation électrique :	220 - 240 V~ 50-60Hz
Puissance :	40 Watt
Dimensions :	env. 84 x 19 x 48 cm
Poids :	env. 7 kg
Conditions de stockage :	propre et sec
Numéro d'article :	88929
Numéro EAN :	40 15588 88929 5

Par souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques et de conception.

Vous pouvez consulter la version actuelle de ce mode d'emploi à l'adresse suivante : www.medisana.com

Conditions de garantie et de réparation
En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé ou directement au service après-vente. Si vous devez retourner l'appareil, veuillez indiquer le défaut et joindre une copie du justificatif d'achat. Les conditions de garantie suivantes sont applicables :

- Les produits **medisana** sont garantis 3 ans à compter de la date de vente.
En cas de réclamation au titre de la garantie, la date de vente doit être prouvée par une quittance d'achat ou une facture.
- Les vices dus à des défauts de matériel ou de fabrication sont réparés gratuitement pendant la période de garantie.
- Une réparation sous garantie ne prolonge pas la période de garantie, ni pour l'appareil ni pour les composants remplacés.
- Sont exclus de la garantie :
 - tous les dommages causés par une manipulation incorrecte, par exemple en raison du non-respect du mode d'emploi.
 - les dommages dus à la remise en état ou à l'intervention de l'acheteur ou de tiers non habilités.
 - Les dommages de transport survenant pendant l'acheminement du produit du fabricant à l'utilisateur ou pendant l'envoi au service de réparation.
 - Les pièces de rechange soumises à l'usure normale.
- La responsabilité pour les dommages consécutifs directs ou indirects causés par l'appareil est exclue, même si le dommage à l'appareil a été reconnu comme un cas de garantie.



ES Manual de instrucciones Cojín de masaje con respaldo MC 825

Aparato y elementos de mando



Leyenda

¡Use el cojín-respaldo de masaje solo en estancias cerradas!

¡La funda de los cabezales de masaje de la nuca ① se puede lavar como máx. a 30 °C en el ciclo de lavado normal! ¡Respete las indicaciones de la etiqueta!

¡No limpiar en seco!

No utilice el cojín de masaje con respaldo en estancias húmedas (p. ej. durante el baño o la ducha).

IMPORTANTE!
La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el aparato.

ADVERTENCIA
Estas indicaciones de advertencia deben respetarse para evitar posibles lesiones del usuario.

ATENCIÓN
Estas indicaciones deben respetarse para evitar posibles daños en el aparato.

NOTA
Estas indicaciones le proporcionan información adicional sobre la instalación y el funcionamiento.

Clase de protección II

LOT Número de lote

Fabricante

ES Indicaciones de seguridad

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente el manual de instrucciones, sobre todo las indicaciones de seguridad, y guarde el manual para posteriores consultas. Si entrega el aparato a terceros, deberá entregarles también este manual de instrucciones.



• Utilice el aparato solamente para el uso previsto en el manual de instrucciones. En caso de uso indebido, se anula el derecho de garantía.

• El aparato no ha sido diseñado para fines comerciales ni para el ámbito médico. **Alimentación eléctrica**

• Antes de conectar el aparato al suministro eléctrico, asegúrese de que la tensión de alimentación indicada en la placa de características coincide con la de su red eléctrica.
• El aparato debe estar siempre desconectado antes de enchufar la fuente de alimentación a la toma de corriente.
• Mantenga el cable de red y el aparato alejados del calor, superficies calientes, humedad y líquidos. No toque nunca el enchufe ni el interruptor principal con las manos mojadas o húmedas, tampoco si se encuentra en el agua.
• No coja nunca un aparato que se haya caído al agua. Desenchufe el aparato inmediatamente.

• El aparato debe estar conectado de forma que se pueda acceder libremente al enchufe.

• Una vez utilizado el aparato, desconéctelo inmediatamente con las teclas del mando y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

• Para desconectar el aparato de la red eléctrica, no tire nunca del cable de alimentación, sino del enchufe.

• No desplace, tire ni gire el aparato utilizando el cable de red.

• Si el cable de red está dañado, solamente puede ser sustituido por el fabricante por un distribuidor autorizado o por una persona convenientemente cualificada.

• El cable y el control pueden suponer un peligro de estrangulamiento o tropiezo si se utilizan de forma inadecuada. El usuario es responsable de la correcta colocación de los cables eléctricos.

Personas especiales

• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos y de experiencia siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
• Los niños no deben jugar con el aparato.

• Este aparato no debe utilizarse en sustitución o como complemento de aplicaciones médicas. Podría empeorar los síntomas y dolores crónicos.

• No utilice el aparato de masaje o consulte antes a su médico si:

- está embarazada,
- lleva marcapasos, tiene articulaciones artificiales o implantes electrónicos,
- sufre una o varias de las siguientes enfermedades o molestias: trastornos circulatorios, varices, heridas abiertas, contusiones, grietas de la epidermis, venas inflamadas.

• No utilice el aparato cerca de los ojos ni en ninguna otra zona sensible.

• Si nota dolor o si el masaje le resulta desagradable, interrumpa su utilización y hable con su médico.

• Cuidado al hacer uso de la función de calor. El aparato tiene superficies calientes. No utilice el aparato con niños pequeños, personas desvalidas o insensibles al calor.

• Si sufre dolores de origen desconocido, se encuentra en tratamiento médico y/o utiliza equipos médicos, hable con su médico antes de utilizar el aparato de masaje.

Antes de utilizar el aparato

• Antes de cada uso, compruebe minuciosamente que el cable, el control y el cojín con respaldo de masaje no presentan daños. El aparato no debe ponerse en funcionamiento si está defectuoso.

• No utilice el aparato si se aprecian daños en él o en el cable, si no funciona correctamente o si se ha caído o mojado el asiento o el control. Para evitar peligros, encargue la reparación del aparato al centro de servicio.

• No almacene ni guarde aparatos eléctricos en lugares desde donde puedan caer dentro de la bañera o del lavabo.

• Utilice el aparato solamente en la posición correcta, es decir, tal y como se indica en las instrucciones de uso.

• No utilice el aparato mientras duerme o está tumbado en la cama.
• No utilice el aparato antes de dormir. El masaje tiene un efecto estimulante.
• No utilice nunca el aparato mientras conduce o maneja una máquina.
• El tiempo máximo de funcionamiento para una aplicación es de 15 minutos. Utilizarlo durante más tiempo reduce la vida útil del aparato y puede llevar a producir tensión muscular en lugar de relajación.

• Si se utiliza durante demasiado tiempo, el aparato se puede sobrecalentar. Espere siempre a que el aparato se enfrie antes de volver a utilizarlo.

• No coloque ni utilice nunca el aparato directamente junto a una estufa eléctrica y otras fuentes de calor.

• No use nunca el cojín de masaje con respaldo mientras está plegado.

• No deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la toma de corriente. Evite tocar el aparato con objetos punzantes o afilados.

• No cubra el aparato cuando está conectado. No lo utilice nunca debajo de mantas o almohadas. Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.

• Asegúrese de que ningún dedo ni otras partes del cuerpo se introducen entre los cabezales de masaje rotatorios. ¡Peligro de lesiones!

• No siente ni apoye todo el peso en las partes móviles del aparato ni coloque ningún objeto encima de ellas.

• No utilice el aparato con temporizadores ni controles remotos externos.

• No utilice el aparato si hay vapor de aerosoles o si está utilizando simultáneamente oxígeno.

Mantenimiento y limpieza

• El aparato no requiere mantenimiento. No obstante, si alguna vez surgiera un problema, compruebe únicamente si la fuente de alimentación está conectada correctamente. No abra la cremallera. Dentro no hay ningún elemento que el usuario deba limpiar o mantener.

• Lo único que debe hacer usted es limpiar el aparato. En caso de averías o daños, no trate de reparar el aparato personalmente, ya que esto anularía cualquier derecho de garantía. Pregunte a su distribuidor y encargue las reparaciones únicamente a centros de servicio autorizados a fin de prevenir riesgos.

• No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. Si alguna vez entra líquido en el aparato, desenchúfelo inmediatamente.

• Los trabajos de limpieza y cuidado habituales no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Uso previsto

El aparato está destinado para realizarse masajes a uno mismo en partes del cuerpo específicas, para aportar relajación y bienestar. No está previsto para un tratamiento médico o terapéutico. No es apto para clínicas, centros de masajes, estudios de belleza, etc. El aparato para masaje no es un equipo médico y no está destinado al tratamiento del dolor. En caso de duda, consulte a su médico antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA

Mantenga las películas de embalaje fuera del alcance de los niños.

¡Peligro de asfixia!

Aparato y elementos de mando

① 2 cabezales de masaje en nuca/hombros (masaje shiatsu) con funda extraíble

② Ruedecilla para ajuste de altura

③ 2 cabezales tridimensionales oscilantes dobles para masaje (masaje shiatsu)

④ Botón de encendido/apagado

⑤ Botón Neck (enciende/apaga el masaje en la zona de la nuca/los hombros)

⑥ Botón Demo (presenta todos los masajes)

⑦ Botón Full (activa/desactiva el masaje en toda la zona dorsal)

⑧ Botón Upper (activa/desactiva el masaje en la zona superior de la espalda)

⑨ Botón Spot (activa/desactiva el masaje puntual en la espalda)

⑩ Botón Lower (activa/desactiva el masaje en la zona inferior de la espalda)

⑪ Botón AIR PRESSURE (activa/desactiva el masaje de acupresión en la zona de la cintura, selecciona un nivel: bajo, medio, alto)

⑫ Botón Heat (enciende/apaga la función de calor)

Volumen de suministro

En primer lugar, compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda, no ponga el aparato en marcha y contacte con su vendedor o su centro de servicio.

El volumen de suministro incluye:

• 1 cojín de masaje con respaldo medisana MC 825

• 1 instrucciones de uso

Si al desembalar el producto descubre algún daño ocasionado por el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el vendedor.

Utilización del aparato

- Coloque el cojín de masaje con respaldo para el masaje shiatsu sobre una silla alta o un sillón y sujetelo con las correas de la parte trasera.
- Controle que el respaldo de la silla o el sillón tenga suficiente altura, para que el cojín esté estable.
- Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente. Procure que el enchufe quede siempre accesible.
- A continuación, siéntese en el cojín de masaje con respaldo y familiarícese con las funciones del aparato.
- Siéntese cómodo y erguido. Asegúrese de estar sentado en el centro para que los cabezales de masaje ③ puedan moverse a la izquierda y la derecha de la columna vertebral.
- Con los botones del control maneja el cojín de masaje con respaldo. Encienda el aparato pulsando la tecla de encendido/apagado ④. El aparato está en modo de reposo. Si no se pulsa nada tras 15 minutos el aparato se apaga automáticamente.
- Puede finalizar el masaje en cualquier momento pulsando el botón de encendido/apagado ④. Si apaga el aparato de esta manera cuando está encendida una de las funciones de masaje, solo se detiene inmediatamente el masaje en la zona de la nuca/los hombros y el área de la cintura, incluida la función de calor. Los cabezales de masaje para la espalda primero deben moverse hacia abajo a la posición de reposo. El LED parpadea mientras tanto y, después, se apaga.
- Espere siempre a que el aparato se enfrie por completo antes de volver a utilizarlo.

Limpieza y cuidados

- Antes de limpiar el aparato, compruebe que está desconectado y desenchufado de la toma de corriente. Limpie el aparato una vez frío con un paño suave humedecido.
- No utilice nunca detergentes agresivos, cepillos duros, disolventes ni alcohol. Podría dañar la superficie.
- Para limpiar el aparato, no lo sumerja nunca en agua y asegúrese de que no penetre agua en su interior.
- Para limpiar la funda de los cabezales de masaje de la nuca ①, quite la cremallera que la rodea. ¡Lave la funda en un ciclo de lavado normal a como máx. 30 °C respetando las indicaciones de la etiqueta!
- Vuelva a utilizar el aparato cuando esté completamente seco.
- Suelte el cable si está retorcido.
- Siempre que sea posible, guarde el aparato en su embalaje original, en un lugar seguro, limpio, fresco y seco.

Eliminación

- Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Todo consumidor está obligado a devolver los aparatos eléctricos o electrónicos, con independencia de que contengan o no sustancias nocivas, a un punto de recogida en su ciudad o en el comercio para que puedan ser eliminados de forma respetuosa con el medio ambiente. Para más información sobre la eliminación, pregunte a las autoridades municipales o a su vendedor.

Datos técnicos

Nombre y modelo: cojín de masaje con respaldo medisana MC 825

Alimentación eléctrica: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Potencia: 40 vatios

Dimensiones: aprox. 84 x 19 x 48 cm

Peso: aprox. 7 kg

Condiciones de almacenamiento: limpia y seco

Número de artículo: 88929

Código EAN: 40 15588 88929 5

Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

Encontrará la versión actual del presente manual de instrucciones en www.medisana.com

Condiciones de garantía y reparación

En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra. Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

1. Los productos medisana tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
2. Los defectos debidos a errores de material o de producción se subsanan gratuitamente dentro del plazo de garantía.
3. Percibir una prestación de garantía no prorroga el plazo de garantía para el aparato ni para las piezas reemplazadas.
4. La garantía no incluye:
 - a. Daños causados por un uso indebido, p. ej., la inobservancia del manual de instrucciones.
 - b. Daños derivados de la reparación o la intervención por parte del comprador o de terceros no autorizados.
 - c. Daños de transporte originados durante el traslado desde el fabricante hasta el consumidor o durante el envío al centro de servicio.
 - d. Los recambios sometidos a un desgaste normal.
5. También se excluye la responsabilidad por daños directos o indirectos ocasionados por el aparato, aunque el daño en el aparato se considere cubierto por la garantía.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALEMANIA



IT Istruzioni per l'uso Sedile massaggiante MC 825

Dispositivo ed elementi di comando



Spiegazione dei simboli

Utilizzare il sedile massaggiante solamente in ambiente chiuso!

Il rivestimento delle testine di massaggio per collo ① può essere lavato a max. 30 °C con lavaggio normale! Consultare le indicazioni sull'etichetta!

Non lavare con agenti chimici!

Non utilizzare il sedile massaggiante in luoghi umidi (per es. nella vasca da bagno o nella doccia).

IMPORTANTE!
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o danni al dispositivo.

AVVERTENZA
È necessario rispettare le presenti avvertenze per evitare possibili lesioni dell'utente.

ATTENZIONE
È necessario rispettare le presenti indicazioni per evitare di danneggiare il dispositivo.

NOTA
Queste note forniscono ulteriori informazioni utili per l'installazione o per l'utilizzo.

Classe di protezione II

LOT Numero di LOTTO

Produttore

IT Indicazioni per la sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, e conservarle per eventuali impieghi futuri. Se il dispositivo viene dato a terzi, consegnare sempre anche le presenti istruzioni per l'uso.



- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni per l'uso. In caso di modifica della destinazione d'uso il diritto alla garanzia decade.
- L'apparecchio non è destinato all'uso in ambito commerciale o clinico.

Alimentazione elettrica

- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione di corrente prestare attenzione che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella di rete.
- Inserire la spina nella presa soltanto quando l'apparecchio è spento.
- Tenere il cavo di rete e l'apparecchio lontano da fonti di calore, da superfici calde, da umidità e liquidi. Non toccare mai la spina di alimentazione o l'interruttore di rete con le mani bagnate o umide o stando nell'acqua.
- Non toccare l'apparecchio se è caduto nell'acqua. Staccare immediatamente la spina di alimentazione.
- L'apparecchio deve essere collegato in modo che la spina sia accessibile.
- Spegnere sempre l'apparecchio dopo l'utilizzo tramite i tasti di comando e togliere la spina dalla presa.
- Per staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione non tirare mai il cavo di rete, ma sempre la spina.
- Non trasportare, tirare o girare il dispositivo tenendolo per il cavo di rete.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, potrà essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di distributore specializzato autorizzato o da una persona debitamente qualificata.
- Il cavo ed il dispositivo di comando possono presentare pericoli di strangolamento o di inciampo se utilizzati in modo improprio. L'utente è responsabile del corretto posizionamento dei cavi elettrici.

Soggetti particolari

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con mancanza di esperienza o conoscenza, purché siano sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio come supporto o in sostituzione di applicazioni mediche. Dolori e sintomi cronici potrebbero peggiorare ulteriormente.
- Non sottopersi a un trattamento con il l'apparecchio per massaggi e/o consultare prima il medico nei seguenti casi:

- gravidanza,
- si porta un pacemaker, si hanno articolazioni artificiali o impianti elettronici.
- in presenza di una o più delle seguenti malattie o affezioni: disturbi della circolazione, vene varicose, ferite aperte, contusioni, lacerazioni cutanee, flebiti o trombosì.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino agli occhi o vicino ad altre parti del corpo sensibili.
- Qualora si percepisca dolore o il massaggio risulti fastidioso, interrompere l'utilizzo e consultare il medico curante.
- Prestare attenzione quando si utilizza la funzione di riscaldamento. L'apparecchio presenta superfici calde. Non utilizzare l'apparecchio su bambini piccoli, persone inermi o insensibili al calore.

- In caso di dolori di natura sconosciuta, nel corso di cure mediche e/o se si utilizzano dispositivi medici, consultare il medico curante prima di utilizzare l'apparecchio per massaggi.

Prima di mettere in funzione il dispositivo

- Verificare prima di ogni utilizzo che il cavo, il dispositivo di comando e il sedile massaggiante non presentino danni. Non mettere in funzione un apparecchio guasto.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili al dispositivo o a componenti del cavo, se non funziona perfettamente, se il sedile o il dispositivo di comando sono caduti o se sono umidi. Per evitare rischi, spedire l'apparecchio al centro assistenza per la riparazione.
- Non riporre né conservare dispositivi elettrici in luoghi in cui c'è pericolo che vadano all'interno di una vasca da bagno o di un lavandino.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nella posizione corretta e cioè come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

- Non utilizzare l'apparecchio durante il sonno o stando sdraiati a letto.

- Non utilizzare l'apparecchio prima di addormentarsi. Il massaggio esercita un'azione stimolante.

- Non utilizzare mai l'apparecchio mentre si è alla guida di un veicolo o al comando di una macchina.

- La durata normale di funzionamento per ogni utilizzo è di 15 minuti. Un utilizzo più prolungato abbrevia la durata dell'apparecchio e può causare tensioni muscolari piuttosto che alleviarle.

- L'utilizzo prolungato può causare surriscaldamento. Lasciare sempre raffreddare completamente l'apparecchio prima di riutilizzarlo.

- Non collocare e/o utilizzare l'apparecchio direttamente vicino ad un riscaldamento elettrico o ad altre fonti di calore.

- Non utilizzare mai il sedile massaggiante nello stato piegato

- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.

- Evitare il contatto dell'apparecchio con oggetti appuntiti o taglienti.

- Non coprire l'apparecchio quando è acceso. Non utilizzarlo mai sotto coperte o cuscini. Sussiste il pericolo di incendio, di elettrocuzione e di lesioni.

- Assicurarsi di non introdurre le dita o altre parti del corpo tra le testine massaggianti durante la rotazione. Pericolo di lesioni!

- Non mettere mai l'intero peso sui componenti mobili del dispositivo e non poggiarci oggetti sopra.

- Non utilizzare timer o telecomandi esterni per comandare l'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di sostanze nebulizzate da bombolette spray o in contemporanea all'uso di ossigeno.

Manutenzione e pulizia

- L'apparecchio non richiede manutenzione. In caso di guasto limitarsi a controllare che l'alimentatore sia correttamente collegato. Non aprire la chiusura lampo. All'interno non si trovano componenti che necessitano di pulizia o di manutenzione a cura dell'utilizzatore.

- L'utilizzatore può eseguire solo la pulizia dell'apparecchio. In caso di anomalie o di guasti non riparare direttamente l'apparecchio poiché in questo modo decade ogni diritto di garanzia. Consultare il proprio rivenditore e fare eseguire i lavori di riparazione solo dai centri di assistenza autorizzati per evitare qualsiasi tipo di rischio.

- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Se tuttavia dovesse penetrare del liquido all'interno dell'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

L'apparecchio è concepito per il massaggio autonomo di determinate parti del corpo con lo scopo di alleviare le tensioni e portare benessere. Non è stato ideato per l'applicazione di terapie mediche. Non è idoneo all'utilizzo in cliniche, sale massaggi, centri benessere, ecc. L'apparecchio per massaggi non è un dispositivo medico e non è adatto a essere utilizzato per il trattamento del dolore. In caso di dubbio consultare il medico prima dell'uso.

AVVERTENZA

Fare attenzione affinché i bambini non entrino in possesso della pellicola di imballaggio! Pericolo di soffocamento!

Dispositivo ed elementi di comando

- 1 2 testine di massaggio nella zona di spalle/collo (massaggio Shiatsu) con rivestimento rimovibile
- 2 Ruota girevole per regolazione dell'altezza
- 3 2 testine di massaggio doppie oscillanti tridimensionali (massaggio Shiatsu)
- 4 Tasto di accensione/spegnimento
- 5 Tasto Neck (avvia/disinserisce il massaggio nella zona di spalle/collo)
- 6 Tasto Demo (mostra tutte le funzioni di massaggio)
- 7 Tasto Full con LED (avvia/disinserisce il massaggio su tutto il dorso)
- 8 Tasto Upper con LED (avvia/disinserisce il massaggio nella parte alta del dorso)
- 9 Tasto Spot (avvia/disinserisce la funzione di digitopressione nella schiena)
- 10 Tasto Lower con LED (avvia/disinserisce il massaggio nella parte bassa del dorso)
- 11 Tasto AIR PRESSURE (avvia/disinserisce il massaggio con agopressione nella zona della vita, selezionando il livello: basso, medio, alto)
- 12 Tasto Heat (attiva/disattiva la funzione riscaldante)

Contenuto della fornitura

Controllare innanzitutto se l'apparecchio è completo e se presenta eventuali danneggiamenti. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza.

La fornitura comprende:

- 1 Sedile massaggiante MC 825 medisana
- 1 Istruzioni per l'uso

Se all'apertura dell'imballaggio si riscontrano danni dovuti al trasporto, mettersi in contatto tempestivamente con il proprio rivenditore.

Utilizzo del dispositivo

- Posizionare il sedile massaggiante Shiatsu su una sedia o poltrona alte e fissarlo con le cinghie di fissaggio sul lato posteriore.
- Assicurarsi che ci lo schienale sia sufficientemente alto per dare appoggio all'intero sedile.
- Inserire la spina nella presa di alimentazione di rete. Prestare attenzione che la presa resti facilmente accessibile.
- Sedersi sul sedile massaggiante Shiatsu e familiarizzare con le funzioni dell'apparecchio.
- Sedersi in posizione comoda e verticale. Assicurarsi di stare seduti al centro, in modo che le testine di massaggio ③ possano spostarsi a sinistra e a destra della colonna vertebrale.
- Con i tasti sul dispositivo di comando è possibile controllare il sedile massaggiante. Accendere l'apparecchio premendo il tasto ON/OFF ④. Il dispositivo si trova nella modalità Standby. Se non viene premuto nessun altro tasto, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 15 minuti.
- Il massaggio può essere terminato in qualsiasi momento premendo il tasto ON/OFF ④. Se si spegne il dispositivo in questo modo mentre una delle funzioni di massaggio è attiva, si fermano immediatamente solo i massaggi nella zona del collo/spalla e della vita, inclusa la funzione di riscaldamento. Le testine di massaggio sulla schiena vengono prima spostate in basso in posizione di parcheggio. Durante ciò il LED lampeggia e poi si spegne.
- Lasciare sempre raffreddare completamente l'apparecchio prima di riutilizzarlo.

Pulizia e cura

- Prima di pulire l'apparecchio accertarsi che sia spento e che la spina sia staccata dalla presa. Pulire l'apparecchio una volta raffreddato utilizzando solo un panno umido e morbido.
- Non utilizzare mai detergenti aggressivi, spazzole dure, solventi o alcool. Ciò potrebbe danneggiare la superficie.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua per pulirlo e prestare attenzione che al suo interno non penetri acqua.
- Per rimuovere il rivestimento delle testine di massaggio per collo ① per la pulizia è necessario aprire la cerniera che si trova intorno. Lavare il rivestimento a max. 30°C con lavaggio normale e consultare le indicazioni sull'etichetta!
- Riutilizzare il dispositivo solo quando è completamente asciutto.
- Srotolare il cavo nel caso sia attorcigliato.
- Si consiglia di riporre il dispositivo nella confezione originale e di conservarlo in un luogo sicuro, pulito, fresco e asciutto.

Smaltimento

Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Ogni utente ha l'obbligo di consegnare tutti gli apparecchi elettrici o elettronici, contenenti sostanze inquinanti o non, presso il punto di raccolta comunale o di restituirli al rivenditore locale per lo smaltimento nel rispetto dell'ambiente. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità del proprio comune o al proprio rivenditore.

Dati tecnici

Nome e modello:	medisana sedile massaggiante MC 825
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V~ 50-60Hz
Potenza:	40 Watt
Dimensioni:	ca. 84 x 19 x 48 cm
Peso:	ca. 7 kg
Condizioni di conservazione:	in un luogo pulito e asciutto
Art. N°:	88929
Codice EAN:	40 15588 88929 5

Nell'intento di migliorare costantemente i prodotti ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e strutturali.

La versione aggiornata delle presenti istruzioni per l'uso è disponibile nel sito www.medisana.com.

Condizioni di garanzia e di riparazione
In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio punto vendita specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora sia necessario rispedire il dispositivo, indicare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto. Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:
 1. I prodotti **medisana** sono coperti da una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto.
 In caso di richieste di garanzia, la data di acquisto va dimostrata dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
 2. I vizi derivanti da difetti dei materiali o di produzione vengono eliminati gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia.
 3. Una prestazione in garanzia non comporta il prolungamento del periodo di garanzia stesso, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
 4. La garanzia non include:

- a. Tutti i danni risultanti da uso improprio, ad es. dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso.
- b. I danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall'acquirente o da terzi non autorizzati,
- c. Danni da trasporto nel tragitto dal fabbricante al consumatore o nella fase di spedizione al centro di assistenza.
- d. Gli accessori soggetti a normale usura.

 5. È esclusa la responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti causati dall'apparecchio, anche se il danno all'apparecchio viene riconosciuto come caso di attuazione della garanzia.



**Explicação dos símbolos**

Utilize a esteira de massagem apenas em espaços fechados!

A capa das cabeças de massagem do pescoço ① pode ser lavada a, no máximo, 30 °C no programa de lavagem normal! Tenha em atenção as indicações na etiqueta!

Não limpar a seco!

Não utilize a esteira de massagem em espaços húmidos (por exemplo, durante o banho ou duche).

IMPORTANT!
A inobservância destas instruções pode causar ferimentos graves ou danos no aparelho.

AVISO
Estes avisos têm de ser respeitados para evitar possíveis ferimentos do utilizador.

ATENÇÃO
Estas indicações têm de ser respeitadas para evitar possíveis danos no aparelho.

NOTA
Estas notas fornecem informações adicionais úteis relativas à instalação ou ao funcionamento.

Classe de proteção II

LOT Número de lote

Fabricante

PT Indicações de segurança

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança, e guarde o manual de instruções para uso posterior. Ao entregar o aparelho a terceiros, entregue também obrigatoriamente o presente manual de instruções.



• Utilize o aparelho apenas segundo o uso correto previsto no manual de instruções. Em caso de uso indevido, perde o direito à garantia.

• Este aparelho não se destina ao uso comercial ou médico.

Relativamente à alimentação elétrica

• Antes de ligar o aparelho à alimentação elétrica, certifique-se de que a tensão de alimentação indicada na placa de identificação corresponde à da sua rede elétrica.

• Insira a ficha de alimentação na tomada apenas quando o aparelho estiver desligado.

• Mantenha o cabo de alimentação e o aparelho afastados do calor, de superfícies quentes, humidade e líquidos. Nunca toque na ficha de alimentação ou no interruptor com as mãos molhadas ou húmidas ou se estiver com os pés na água.

• Não tente apanhar um aparelho que tenha caído na água. Desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada.

• O aparelho deve ser ligado de modo que a ficha de alimentação esteja livremente acessível.

• Após a sua utilização, desligue sempre imediatamente o aparelho através dos botões na unidade de comando e desligue a ficha de alimentação da tomada.

• Para desligar o aparelho da rede elétrica, nunca puxe pelo cabo de alimentação, mas sim pela ficha de alimentação.

• Não transporte, puxe ou gire o aparelho pelo cabo de alimentação.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, só poderá ser substituído pelo fabricante, por um revendedor especializado autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada.

• No caso de uma utilização incorreta, o cabo e o dispositivo de comando podem representar um risco de estrangulamento ou de tropeçamento. O utilizador é responsável pelo posicionamento correto dos cabos elétricos.

Para casos particulares

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre a utilização segura do aparelho e percebam os perigos associados ao uso do mesmo.

• As crianças não podem brincar com o aparelho.

• Não utilize este aparelho em substituição ou como complemento de tratamentos médicos. As doenças e sintomas crónicos poderão ainda piorar.

• Deve abster-se do uso do massajador ou consultar primeiro o seu médico nas seguintes situações:

- Em caso de gravidez

- Se tiver um pacemaker, articulações artificiais ou implantes eletrônicos

- Se sofrer de uma ou mais das seguintes doenças ou condições: distúrbios circulatórios, varizes, feridas abertas, contusões, fissuras cutâneas, flebite.

• Não use o aparelho na proximidade dos olhos ou de outras partes sensíveis do corpo.

• Se sentir dores ou desconforto durante a massagem, interrompa a utilização do aparelho e consulte o seu médico.

• Cuidado ao usar a função de aquecimento. O aparelho tem superfícies quentes. Não utilize o aparelho com crianças pequenas, pessoas vulneráveis ou insensíveis ao calor.

• Em caso de dor inexplicável, se se encontrar sob tratamento médico e/ou usar aparelhos médicos, consulte o seu médico antes de usar o massajador.

Antes de utilizar o aparelho

• Antes de qualquer utilização, verifique cuidadosamente se o cabo, o dispositivo de comando e a esteira de massagem apresentam danos. É proibido utilizar um aparelho com defeito.

• Não utilize o aparelho caso este ou o cabo apresentarem danos visíveis, se o aparelho não funcionar corretamente, se o assento ou o dispositivo de comando tiverem caído ou tenham ficado húmidos. Para evitar perigos, envie o aparelho para o centro de assistência para ser reparado.

• Nunca armazene ou guarde equipamentos elétricos em locais de onde possam cair na banheira ou no lavatório.

• Utilize o aparelho apenas na posição correta, ou seja, conforme descrito no presente manual de instruções.

• Não utilize o aparelho enquanto estiver a dormir ou deitado na cama.

• Não utilize o aparelho antes de ir dormir. A massagem tem um efeito estimulante.

• Nunca utilize o aparelho ao conduzir um veículo ou ao operar uma máquina.

• O tempo de funcionamento máximo por utilização é de 15 minutos. Uma utilização mais prolongada encurtará a vida útil do aparelho e pode causar tensão nos músculos em vez de relaxamento.

• Uma utilização demasiado longa pode resultar num sobreaquecimento. Deixe sempre o aparelho arrefecer antes de voltar a utilizá-lo.

• Nunca coloque nem utilize o aparelho diretamente ao lado de um aquecedor elétrico ou de outras fontes de calor.

• Nunca utilize a esteira de massagem em estado dobrado.

• Não deixe o aparelho sem vigilância se este estiver ligado à rede elétrica.

• Evite o contacto do aparelho com objetos pontiagudos ou afiados.

• Não cubra o aparelho quando este estiver ligado. Nunca utilize o aparelho por baixo de cobertas ou almofadas. Existe o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos.

• Certifique-se de que não se encontram dedos ou outras partes do corpo entre as cabeças de massagem rotativas. Perigo de ferimentos!

• Nunca se sente nem se coloque em pé, com todo o seu peso, sobre as peças móveis do aparelho e não coloque objetos sobre as mesmas.

• Não utilize temporizadores ou controlos remotos externos para operar o aparelho.

• Não utilize o aparelho na presença de névoa de aerossóis ou em caso de uso simultâneo de oxigénio.

Relativamente à manutenção e limpeza

• O aparelho não requer manutenção. No entanto, se alguma vez surgir um problema, verifique apenas se a fonte de alimentação está corretamente ligada. Não abra o fecho de correr. No seu interior não se encontram peças que devam ser limpas ou sujeitas a manutenção pelo utilizador.

• O único trabalho de manutenção que pode ser executado pelo utilizador é a limpeza do aparelho. Em caso de avaria ou danos, não repare o aparelho por iniciativa própria, uma vez que isto implicará uma perda de todos os direitos de garantia. Consulte o seu revendedor especializado e confie as reparações apenas a centros de assistência autorizados, evitando assim situações de perigo.

• Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Se, contudo, alguma vez entrar líquido no aparelho, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada.

• A limpeza e a manutenção que dizem respeito ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Utilização correta

O aparelho serve para a automassagem de partes específicas do corpo para fins de relaxamento e bem-estar. O aparelho não se destina a uma aplicação médica-terapêutica. Não é adequado para clínicas, centros de massagens, centros de bem-estar, etc. O massajador não é um aparelho médico e não se destina ao tratamento da dor. Em caso de dúvida ou incerteza, consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho.

AVISO
Mantenha as películas de embalagem fora do alcance das crianças! Existe perigo de asfixia!

Aparelho e elementos de comando

① 2 cabeças de massagem na zona do pescoço e ombros (massagem shiatsu) com capa amovível

② Roda giratória para regulação da altura

③ 2 cabeças de massagem duplas com oscilação tridimensional (massagem shiatsu)

④ Botão de ligar/desligar

⑤ Botão «Neck» (liga/desliga a massagem na zona do pescoço e dos ombros)

⑥ Botão «Demo» (apresenta todas as funções de massagem)

⑦ Botão «Full» (liga/desliga a massagem em toda a área das costas)

⑧ Botão «Upper» (liga/desliga a massagem na área superior das costas)

⑨ Botão «Spot» (liga/desliga a função de massagem localizada nas costas)

⑩ Botão «Lower» (liga/desliga a massagem na área inferior das costas)

⑪ Botão «AIR PRESSURE» (liga/desliga a massagem de acupressão na zona da cintura, seleciona o nível: baixo, médio, alto)

⑫ Botão «Heat» (liga/desliga a função de aquecimento)

Volume de fornecimento

Em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo e se não apresenta quaisquer danos. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e entre em contacto com o seu revendedor ou o seu centro de assistência. O volume de fornecimento inclui:

• 1 esteira de massagem **medisana MC 825**

• 1 manual de instruções

Caso detete danos provocados pelo transporte ao retirar o aparelho da embalagem, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.

Utilização do aparelho

- Coloque a esteira de massagem shiatsu numa cadeira alta ou poltrona, e fixe-a com os cintos de fixação no lado posterior.
- Certifique-se de que o encosto tem altura suficiente para apoiar a esteira completa.
- Ligue a ficha de alimentação à tomada. Certifique-se de que esta está bem acessível.
- De seguida, sente-se na esteira de massagem shiatsu e familiarize-se com as funções do aparelho.
- Sente-se de forma confortável e em posição direita. Certifique-se de que está sentado no meio, de modo que as cabeças de massagem ③ se possam movimentar à direita e à esquerda da coluna.
- Os botões do dispositivo de comando permitem controlar a esteira de massagem. Ligue o aparelho, premindo o botão de ligar/desligar ④. O aparelho encontra-se no modo de standby. Se não for pressionado qualquer botão, o aparelho desliga-se automaticamente após 15 minutos.
- Pode terminar a massagem a qualquer momento premindo o botão de ligar/desligar ④. Se desligar o aparelho desta forma enquanto uma das funções de massagem se encontrar ligada, ocorre apenas uma paragem imediata das massagens na zona do pescoço e dos ombros, assim como na zona da cintura, incluindo a função de aquecimento. As cabeças de massagem na zona das costas ainda se deslocam primeiro para baixo, para a posição de repouso. O LED pisca durante este processo, desligando-se de seguida.
- Deixe sempre o aparelho arrefecer totalmente antes de voltar a utilizá-lo.

Limpeza e conservação

- Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que o mesmo está desligado e que a ficha de alimentação está desligada da tomada. Limpe o aparelho arrefecido somente com um pano húmido e macio.
- Nunca use detergentes agressivos, escovas duras, solventes ou álcool. Estes poderiam agredir a superfície.
- Nunca mergulhe o aparelho em água para limpá-lo e certifique-se de que não entra água no aparelho.
- Para fins de limpeza, retire a capa das cabeças de massagem do pescoço ①, abrindo o fecho de correr à volta. Lave a capa a uma temperatura máxima de 30 °C no programa de lavagem normal e tenha em atenção as indicações impressas na etiqueta!
- Só volte a usar o aparelho quando este estiver totalmente seco.
- Desenrole o cabo se este estiver torcido.
- De preferência, guarde o aparelho na sua embalagem original e armazene-o num local seguro, limpo, fresco e seco.

Eliminação

- Este aparelho não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm a obrigação de entregar os aparelhos elétricos ou eletrônicos, independentemente de conterem substâncias nocivas ou não, num ponto de recolha municipal ou do comércio, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Para informações adicionais sobre a eliminação, entre em contacto com as autoridades locais ou o seu revendedor.

Dados técnicos

Nome e modelo:	Esteira de massagem medisana MC 825
Alimentação elétrica:	220–240 V~ 50–60 Hz
Potência:	40 watts
Dimensões:	aprox. 84 x 19 x 48 cm
Peso:	aprox. 7 kg
Condições de armazenamento:	limpo e seco
Número de artigo:	88929
Número EAN:	40 15588 88929 5

No âmbito de aperfeiçoamentos constantes do produto, reservamo-nos o direito a proceder a alterações técnicas e de design.

- Pode consultar a respetiva versão atualizada deste manual de instruções em www.medisana.com
- Condições de garantia e reparação**
Para acionar a garantia, contacte o seu revendedor especializado ou diretamente o centro de assistência. Caso tenha de enviar o aparelho, indique o defeito e junte uma cópia do recibo de compra. Aplicam-se as seguintes condições de garantia:
1. Os produtos da **medisana** têm uma garantia de 3 anos após a data da compra.
Em caso de acometimento da garantia, a data de aquisição deve ser comprovada através do recibo de compra ou da fatura.
 2. Os defeitos resultantes de erros de material ou de fabrico são resolvidos gratuitamente dentro do prazo da garantia.
 3. O serviço de garantia não prolonga o período de garantia do aparelho ou de qualquer peça substituída.
 4. A garantia exclui:
 - Qualquer dano causado por um manuseamento inadequado, por exemplo, surgido devido ao não cumprimento do manual de instruções.
 - Danos resultantes de reparações

medisana

GR Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Κάθισμα μασάζ MC 825

Συσκευή και στοιχεία χειρισμού



Επεξήγηση συμβόλων

Χρησιμοποιείτε το κάθισμα μασάζ μόνο σε κλειστούς χώρους!

Το κάλυμμα των κεφαλών μασάζ αυχένα 30 ① πλένεται σε μέγ. Θερμοκρασία 30 °C! Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στην ετικέτα!

Μην υποβάλλετε σε χημικό καθαρισμό!

Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα μασάζ σε χώρους με υγρασία (π.χ. στο μπάνιο ή στο ντους).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η μη τήρηση των προκείμενων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αυτές οι υποδείξεις περιλαμβάνουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.

Βαθμός προστασίας II

LOT Αριθμός παρτίδας

Κατασκευαστής

GR Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραδώστε οπωσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήστε σε τρίτους.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κοιμάστε ή είστε ξαπλωμένος στο κρεβάτι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν πάτε για ύπνο. Το μασάζ έχει μία διεγερτική επίδραση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν οδηγείτε ένα άχημα ή χειρίζεστε μια μηχανή.
- Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας στα πλαίσια μίας εφαρμογής είναι 15 λεπτά. Η μακροχρόνια χρήση μειώνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και μπορεί να έχει ως επακόλουθο το πιάσιμο αντί της χαλάρωσης των μυών.
- Η υπερβολικά μακρόχρονη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση. Αφήνετε πάντα πρώτη τη συσκευή να κρύωσει, πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Ποτέ μην τοποθετείτε ή/και χρησιμοποιείτε τη συσκευή απευθείας δίπλα σε μία ηλεκτρική θερμοφόρα ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα μασάζ όταν είναι διπλωμένο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιβλεψη, όταν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο παροχής ρεύματος.
- Αποφεύγετε την επαφή της συσκευής με αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα.
- Μην σκετάζετε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτες ή μαξιλάρια. Αυτό ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπλήξιας και τραυματισμού.

Σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε πως η τάση δικτύου αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα μόνο εφόσον η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Αποφεύγετε την έκθεση του τροφοδοτικού και της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες, κρατάτε τα μακριά από καυτές επιφάνειες, υγρασία και υγρά. Ποτέ μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος ή τον διακόπτη ενεργοποίησης με υγρά χέρια ή όταν στέκεστε στο νερό.
- Μην αγγίζετε μία συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέτε αμέσως το βύσμα από την πρίζα.
- Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη κατά τρόπο, ώστε η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος να παραμένει ελεύθερη.
- Αμέσως μετά τη χρήση απενεργοποιείτε τη συσκευή με τα πλήκτρα στο χειριστήριο και αποσυνδέτε το βύσμα (φίς) του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Σχετικά με τη συντήρηση και τον καθαρισμό

- Η συσκευή δεν χρήζει συντήρησης. Σε περίπτωση που παρόλα αυτά σημειωθεί κάποια βλάβη,
- ελέγχετε μόνο εάν το καλώδιο ρεύματος λειτουργεί και έχει συνδεθεί με ασφάλεια. Μην ανοίγετε το φερμουάρ. Πίσω από αυτό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρήζουν καθαρισμού ή συντήρησης από τον χρήστη.
- Εσείς επιτρέπεται να εκτελείτε μόνο εργασίες καθαρισμού επί της συσκευής. Στην περίπτωση βλαβών ή φθορών μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή, γιατί αυτό επιφέρει την ακύρωση της εγγύησης. Ρωτήστε το κατάστημα αγοράς και αναθέστε την επισκευή μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης προς αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Σε περίπτωση που παρόλα αυτά εισχωρήσει νερό στη συσκευή, αποσυνδέτε άμεσα το βύσμα από την πρίζα.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής σε επίπεδο χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιβλεψη.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εφόσον αυτά επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή υποστηρικτικά ή ως υποκατάστατο ιατρικών εφαρμογών. Αυτό μπορεί να έχει ως επακόλουθο την επιδείνωση χρόνων παθήσεων και συμπτωμάτων.

- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ ή θα πρέπει προηγουμένως να συνεννοείτε σχετικά με τον ιατρό σας, σε περίπτωση:
- υφιστάμενης εγκυμοσύνης,
- που έχετε βηματοδότη ή τεχνητές αρθρώσεις ή ηλεκτρονικά εμφυτεύματα.
- που υποφέρετε από μία από τις ακόλουθες παθήσεις ή συμπτώματα: διαταραχές της αιμάτωσης, κιρσούς, ανοιχτές πληγές, μώλωπες, εκδορές, φλεβίτιδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Φροντίστε, ώστε οι μεμβράνες συσκευασίας να μην καταλήξουν στα χέρια των παιδιών! Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας.

Συσκευή και στοιχεία χειρισμού

- 1 2 κεφαλές μασάζ στην περιοχή του αυχένα/των ώμων (μασάζ shiatsu) με αποσπώμενο κάλυμμα
- 2 Περιστροφικός τροχός ρύθμισης ύψους
- 3 2 κεφαλές τρισδιάστατων δονήσεων (μασάζ shiatsu)
- 4 Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)
- 5 Πλήκτρο αυχένα (ενεργοποίει/ απενεργοποιεί το μασάζ στην περιοχή του αυχένα/των ώμων)
- 6 Πλήκτρο επιδείξης (παρουσιάζει όλες τις λειτουργίες μασάζ)
- 7 Πλήκτρο Full (για απ-/ενεργοποίηση μασάζ σε ολόκληρη την περιοχή της πλάτης)
- 8 Πλήκτρο Upper με LED (για απ-/ενεργοποίηση μασάζ στο άνω μέρος της πλάτης)
- 9 Πλήκτρο Spot (για απ-/ενεργοποίηση σημειακού μασάζ στην πλάτη)
- 10 Πλήκτρο Lower (για απ-/ενεργοποίηση μασάζ στο κάτω μέρος της πλάτης)
- 11 Πλήκτρο AIR PRESSURE (για απ-/ενεργοποίηση μασάζ σημειακής πίεσης (Acupressure) στην περιοχή της μέσης, επιλογή επιπέδου: χαμηλό, μεσαίο, υψηλό)
- 12 Πλήκτρο Heat (για απ-/ενεργοποίηση της λειτουργίας θερμότητας)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρης και δεν παρουσιάζει ζημιές. Εάν έχετε αμφιβολίες μη θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
- Μην αποθηκεύετε ή φυλάσσετε καμία ηλεκτρική συσκευή σε σημεία από τα οποία μπορεί να πέσει στη μπανιέρα ή στον νιπτήρα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη σωστή θέση, δηλαδή όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.

Εάν κατά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία διαπιστώσετε μια ζημιά που έχει προκληθεί κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε αμέσως με το εμπορικό κατάστημα.

Χρήση συσκευής

- Τοποθετήστε το κάθισμα μασάζ shiatsu σε μία ψηλή καρέκλα ή πολυθρόνα και στερεώστε το με τους ιμάντες συγκράτησης στο πίσω μέρος.
- Επιλέξτε μία επαρκώς υψηλή πλάτη προκειμένου να εξασφαλίζεται η στήριξη όλου του καθίσματος.
- Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Φροντίστε, ώστε να παραμείνει εύκολα προσβάσιμη.
- Καθίστε στο κάθισμα μασάζ shiatsu και εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες της συσκευής.
- Με τα πλήκτρα στη μονάδα χειρισμού μπορείτε να χειρίζεστε



FI Käyttöohje Hierontaistuin MC 825

Laite ja käyttöelementit



Merkkien selitys

Käytä hierovaa istuintyyppiä vain suljetuissa tiloissa!

Niskahierontapäiden 1 päällinen voi daan pestä normaalipesussa enintään 30 °C:ssa! Huomioi etiketin ohjeet!

Ei kemiallista pesua.

Älä käytä hierontaistinta kosteissa ti-loissa (esim. kylvyn tai suihun aikana).

TÄRKEÄÄ!
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumiisiin tai laitevaarioihin.

VAROITUS
Näitä varoitukset on noudatettava, jotta välttetään käyttäjän mahdollinen loukkaantuminen.

HUOMIO
Näitä huomautuksia tulee noudattaa, jotta välttetään laitteen mahdolliset vauriot.

OHJE
Nämä ohjeet antavat hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.

Suojausluokka II

LOT ERÄ-numero

Valmistaja

FI Turvaohjeet

Lue käyttöohje, erityisesti turvallisuusohjeet, huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönnottoa ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, tämä käyttöohje on ehdottomasti annettava mukana.



• Käytä laitetta vain käyttöohjeessa ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos laitetta käytetään muihin käyttötarkoituksiin, takuu raukeaa.

• Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön tai lääketieteelliseen käyttöön.

Virransyöttö

• Ennen kuin yhdistät laitteen virtalähteeseen varmista, että tyypikilpeen merkitty verkkojännite vastaa sähköverkkosi jännitettä.

• Työnnä verkkolaite pistorasiaan ainoastaan laitteen ollessa pois päältä.

• Pidä verkkokohto ja laite etääällä kuumuudesta, kuumista pinnosta, kosteudesta ja nesteistä. Älä koskaan koske verkkopistoketta tai verkkokytkintä käsiensä märät tai kosteat tai seistessäsi vedessä.

• Älä tarta laitteeseen, mikäli se putooa veteen. Irrota verkkopistoke välittömästi.

• Laite tulee kytkeä niin, että pääsy verkkopistokkeeseen on esteetön.

• Katkaise laitteesta virta käyttösan painikkeiden avulla heti käytön jälkeen ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

• Irrotettaessa laite verkkovirrasta älä koskaan vedä verkkokohtosta, vaan aina verkkopistokkeesta!

• Älä kannas, vedä tai käännä laitetta verkkokohtosta.

• Jos verkkokohto on vaurioitunut, sen saa vaarojen välttämiseksi vaihtaa ainoastaan valtuutettu jälleenmyyjä tai vastaava päätehenkilö.

• Johto ja ohjauslaite voivat väärässä käytössä aiheuttaa kuristumis- ja kompastumisvaaroja. Käyttäjä on vastuussa sähköjohtoiden asianmukaisesta sijoittamisesta.

Erityishenkilöt

• Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai henkilöt, joilla ei ole laitteiden käyttämiseen tarvittavaa kokemusta tai tietämystä, mikäli heitä valvotaan tai heille on neuvottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käytöön liittyvät vaarat.

• Laitetta ei saa antaa lasten leikkeihin.

• Älä käytä laitetta lääketieteellisen toimenpiteen tueksi tai korvaamaan sitä. Krooniset kivut ja oireet voivat pahentua.

• Älä käytä hierontaistetta tai keskustele sen käytöstä ensin lääkäriä kanssa, mikäli:

- olet raskaana,

- jos sinulla on sydämentahdistin, keinonivel tai sähköisiä implantteja.

- jos sinulla on yksi tai useampi seuraavista sairausista tai vaivoista: verenkiertohäiriöitä, suonikohjuja, avohaaivoja, ruhjeita, ihovauroita, laskimotukkutollehdusia.

• Älä käytä laitetta silmien tai muiden herkkien kehonosien lähellä.

• Mikäli tunnet kipua tai hieronta tuntuu epämiellyttävältä, keskeytä käytö ja keskustele lääkäriä kanssa.

• Ole varovainen käytäessäsi lämpötoimintoa. Laitteessa on kuumia pintoja. Älä käytä laitetta pikkulapsille, vammaisille tai henkilöille, jotka eivät reagoi kuumuuteen.

• Neuvottele lääkäriä kanssa hierontaisteen käytöstä, mikäli sinulla on selittämättömiä kipuja, olet lääkärin hoidossa ja/tai käytät lääketieteellisiä laitteita.

Ennen laitteen käyttöä

• Tarkasta ennen jokaista käyttöä, ettei verkkopistokkeessa, ohjaimeissa eikä hierovassa istuintyyppissä ole vaurioita. Viallista laitetta ei saa ottaa käytöön.

• Älä käytä laitetta, mikäli laitteessa tai kaapelissa on näkyviä vaurioita, mikäli se ei toimi moitteettomasti tai kun hierova istuintyyppi tai ohjaus ovat pudonneet maahan tai ne ovat kosteita. Lähetä laite huoltoliikkeeseen korjattavaksi vaarojen välttämiseksi.

• Älä varastoi tai säilytä sähkölaitetta paikoissa, joista se voi pudota kylpyammseen tai pesualtaaseen.

• Käytä laitetta vain oikeassa asennossa eli kuten tässä käyttöohjeessa on kuvattu.

• Älä käytä laitetta nukkuessasi tai maatessasi vuoteessa.

• Älä käytä laitetta ennen nukahtamista. Hieronnalla on stimuloiva vaikutus.

• Älä koskaan käytä laitetta kuljettaessasi ajoneuvoa tai käyttäessäsi koneita.

• Yhden käyttökerran enimmäiskesto on 15 minuuttia. Pitkäkestoinen käyttö lyhentää laitteen käyttöikää ja voi johtaa rentoutumisen sijasta lihasten kiristymiseen.

• Liian pitkä käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemista. Anna laitteen jäähytyä aina kokonaan, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

• Laitetta ei koskaan tule sijoittaa ja/tai käyttää sähköisen lämmitysunin tai muiden lämpölähteiden vierellä.

• Älä milloinkaan käytä hierovaa istuintyyppiä sen ollessa laskostettuna.

• Älä jätä verkkovirtaan kytkeytyä laitetta ilman valvontaa.

• Vältä koskettamasta laitetta suippokärkisillä tai terävillä esineillä.

• Älä peitä laitetta sen ollessa pääle kytkeytyä. Laitetta ei saa käyttää peittojen tai tyynyjen alla. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaran.

• Varmista, etteivät sormet tai muut kehonosat joudu pyörivien hierontapäiden väliin. Loukkaantumisvaara!

• Älä koskaan istu tai seisoo laitteen liikkuvien osien pääle äläkä sijoita mitään esineitä niiden pääle.

• Älä käytä ajastimia tai ulkoisia kaukosäätimiä laitteen käytöön.

• Älä käytä laitetta spraypullojen suihkutussumun yhteydessä tai samaan aikaan hapen kanssa.

Kunnossapito ja puhdistus

• Laite on huoltovapaa. Mikäli häiriöitä kuitenkin esiintyy, tarkista, onko verkkolaitte kytkeytyä toimintavarmasti. Älä avaa vetoketjua. Sen takana ei ole osia, joita käytetään saa puhdistaa tai huoltaa.

• Saat suorittaa laitteessa ainoastaan puhdistustöitä. Vika- ja vauriopauksissa älä korjaa laitetta itse, jotta takuu ei raukeaa. Vaarojen välttämiseksi ota yhteyttä jälleenmyyjään ja anna vain valtuutetun korjaamon suorittaa korjaukset.

• Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Mikäli laitteeseen kuitenkin joutuu nestettä, irrota verkkopistoke välittömästi.

• Lapset eivät saa puhdistaa ja huolata laitetta ilman valvontaa.

Määräysten mukainen käyttö

Laitetta käytetään tiettyjen kehonosien itse suoritettavaan hierontaan rentoutumisen ja hyvin olon saavuttamiseksi. Sitä ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen ja hoidolliseen käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu klinikoihelle, hierontarytkisille, kuntakeskuksille jne. Hierontaite ei ole lääkinnällinen laite eikä sitä käytetä kivunläävitämiseen. Jos epäilet tai olet epävarma, keskustele asiasta lääkäriä kanssa ennen käyttöä.

VAROITUS

Huomioi, että pakausmuovit eivät joudu lasten käsiin. Ne aiheuttavat tukehtumisvaaran!

Laite ja käyttöelementit

① 2 hierovaa päättä niska-/hartiaseudulla (shiatsu-hieronta), varustettu irrotettavalla päällisellä

② Sääköyrä korkeuden säätöön

③ 2 kolmiulotteisesti värähtelevä kaksoishierontapäätä (shiatsu-hieronta)

④ Pääle-/pois-painike

⑤ Neck-painike (kytkee niska-/hartiaseudun shiatsu-hieronnan pääle/pois päältä)

⑥ Demo-painike (esittelee kaikki hierontatoiminnot)

⑦ Full-painike (kytkee hieronnan pääle/pois päältä koko selän alueella)

⑧ Upper-painike (kytkee hieronnan pääle/pois päältä yläselän alueella)

⑨ Spot-painike (kytkee kohdistetun hieronnan pääle/pois selän alueella)

⑩ Lower-painike (kytkee hieronnan pääle/pois päältä alaselän alueella)

⑪ AIR PRESSURE -painike (kytkee vyötäröseudun akupunktiohieronnan pääle/pois, valitsee tason: alhainen, keskitaso, korkea)

⑫ Heat-painike (kytkee lämpötoiminnon pääle/pois)

Toimituksen sisältö

Tarkista ensin, että laite on täydellinen, ja että siinä ei ole vaurioita. Jos olet epävarma, älä otta laitetta käytöön, vaan käänny jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen puoleen.

Toimitukseen sisältyy:

- 1 medisana shiatsu-hierontaistuin MC 825
- 1 käyttöohje

Jos havaitset pakkauksesta purettavissa kuljetusvaurion, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään.

Laitteen käyttö

• Aseta shiatsu-hierontaistuin korkealle tuolille tai nojatuolille ja kiinnitä istuimen kiinnitysvyö istuimen selkäpuolella.

• Huomioi, että selkänoja on riittävän korkea, jolloin se tukee koko hierontaistuinta.

• Laita verkkipistoke pistorasiaan. Varmista esteetön pääsy verkkopistokkeeseen.

• Istu shiatsu-hierontaistuimelle ja tutustu toimintoihin.

• Istu mukavissa ja suorassa asennossa. Huomioi, että istut keskellä niin, että hierontapäät ③ pääsevät liikumaan selkärankan oikealla ja vasemmalla puolella.

• Shiatsu-hierontaistuimen ohjaus tapahtuu ohjaimen painikkeilla. Kytke laite pääle painamalla pääle/pois-painiketta ④. Laite on standby-tilassa. Mikäli muita painikkeita ei paineta, kytkeytyy laite automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluttua.

• Hieronta voidaan lopettaa milloin hyvänsä painamalla pääle/pois-painiketta ④. Kun laite tällä tavoin sammutetaan hierontatoiminnon ollessa käynnissä, pysähtyy niska-/hartiaseudun ja lantion hieronta välittömästi, lämpötoiminto mukaan lukien. Selkäosan hierontapäät siirtyvät ensin paikolleen alaosaan. Tämän aikana LED vilkkuu ja sammuu sen jälkeen.

• Anna laitteen jäähytyä aina kokonaan, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Puhdistus ja huolto

• Ennen laitteen puhdistamista huolehdi, että laite on kytetty pois päältä ja verkkokohto on irrotettu pistorasiasta. Puhdistaa jäähytynyt laite ainoastaan kostealla ja pehmeällä liinalla.

• Älä missään tapauksessa käytä voimakkaita puhdistusaineita, kovia harjoja, liuotinaineita tai alkoholia. Ne voivat vaurioittaa pintaa.

• Puhdistaa laitetta, älä koskaan upota sitä veteen ja varmista, ettei laitteen sisään pääse vettä.

• Puhdistusta varten poista niskahierontapäiden ① päälinnin avaamalla reunaa kiertävä vetoketju. Pese päälinnin normaalipesussa enintään 30 °C:ssa ja huomioi etiketin ohjeet!

• Käytä laitetta uudelleen vasta, kun se on kuivunut kokonaan.


**SE Bruksanvisning
Massagedyna MC 825**

Produkt och kontroller

**Symbolförlägning**

Använd endast massagedynan i slutna utrymmen!

Överdraget till nackmassagehuvudena 30 ① kan tvättas i max. 30 °C normaltvätt! Följ anvisningarna på etiketten!

Ej kemtvätt!

Använd inte massagedynan i fuktiga utrymmen (t. ex. vid bad eller dusch).

VIKTIGT!
Om bruksanvisningen inte följs, kan det leda till allvarliga personskador eller skador på produkten.

VARNING
Dessa varningar måste följas för att förhindra att användaren skadas.

OBSERVERA
Dessa anvisningar måste följas för att förhindra att produkten skadas.

INFORMATION
Dessa anvisningar ger ytterligare användbar information om installationen eller driften.

Skyddsklass II

LOT

LOT-nummer

Tillverkare

**SE Säkerhetsanvisningar**

Läs bruksanvisningen noggrant, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtidens bruk. Om du lämnar produkten vidare till tredje part, ska denna bruksanvisning alltid medfölja.



- Använd endast produkten till det ändamål som anges i bruksanvisningen. Vid felaktig användning upphör garantin att gälla.
- Produkten är inte avsedd att användas kommersiellt eller för medicinskt bruk. Om strömförsljningen
- Se till att den angivna nätpänningen på typskylten stämmer överens med elnäts, innan du ansluter produkten till vägguttaget.
- Produkten ska alltid vara avstängd när du sätter i nätkontakten i vägguttaget.
- Håll nätkabeln och produkten på avstånd från värme, varma ytor, fukt och vätska. Ta aldrig i nätkontakten eller strömbrytaren med våta eller fuktiga händer, eller när du står i vatten.
- Ta inte i produkten om den faller i vatten. Dra ur nätkontakten omedelbart.
- Produkten ska anslutas så att nätkontakten är fritt tillgänglig.
- Stäng alltid av produkten med knapparna på fjärrkontrollen omedelbart efter avslutad användning och dra ur nätkontakten ur vägguttaget.
- Dra aldrig i nätkabeln för att koppla bort produkten från elnätet. Dra alltid i nätkontakten.
- Bär, dra eller vrid aldrig produkten via nätkabeln.
- Om nätkabeln är skadad får den endast bytas av tillverkaren, en auktoriserad återförsäljare som tillverkaren har godkänt eller annan behörig person.
- Vid felaktig användning kan nätkabeln och fjärrkontrollen utgöra en kvävningsrisk eller snubbelrisk. Användaren är ansvarig för en säker placering av nätkabeln.

för särskilda personer

- Denna produkt kan användas av barn fr.o.m. 8 år och även av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskaper, om de hålls under uppsikt eller informeras om en säker användning av produkten och förstår vilka faror användningen innebär.
- Barn får ej leka med produkten.
- Använd inte produkten för att främja eller ersätta medicinsk behandling. Kroniska sjukdomar och symptom kan förvärras.
- Du bör avstå från att använda massageprodukten eller först tala med din läkare, om:

- Du är gravid.
- Du har pacemaker, ledproteser eller elektroniska implantat.
- Du lider av en eller flera av följande sjukdomar eller besvär: cirkulationsrubbningar, åderbräck, öppna sår, blåmärken, skadad hud, venös inflammation (flebit).

- Använd inte produkten nära ögon eller andra känsliga delar av kroppen.
- Avbryt användningen och tala med din läkare om du känner smärta eller upplevelser obehag under massagen.
- Var försiktig vid användning av värmelektroniken. Produkterns ytor blir varma. Använd inte produkten på småbarn, värvlösa eller värmeokänsliga personer.
- Vid oförklarlig smärta, om du genomgår medicinsk behandling och/eller om du använder medicintekniska produkter, ska du kontakta din läkare innan du använder massageprodukten.

innan produkten används

- Kontrollera nätkabeln, fjärrkontrollen och massagedynan noggrant avseende skador före varje användning. En defekt produkt får inte användas.
- Använd inte produkten om den eller nätdelarna har synliga skador, om produkten inte fungerar ordentligt eller om dynan eller fjärrkontrollen har tappats eller blivit fuktig. För att undvika risker, skicka produkten för reparation till ditt servicecenter.
- Förvara inte elektriska produkter på ställen, där de kan riskera att falla ned i badkar eller tvättfat.
- Använd produkten endast i korrekt position, dvs. enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

Använd inte produkten när du sover eller ligger i sängen.

- Använd inte produkten innan du somnar. Massagen har en stimulerande verkan.
- Använd aldrig produkten när du kör ett fordon eller använder någon annan maskin.
- Maximal användningstid per tillfälle är 15 minuter. En längre användning förkortar produkterns livslängd och kan leda till spänning i stället för avspänning i muskulaturen.

- Långvarig användning kan leda till överhettning. Låt alltid produkten svalna innan du använder den på nytt.
- Placer och använd aldrig produkten direkt intill elektriska element eller andra värmekällor.
- Använd aldrig massagedynan i vikt tillstånd.
- Lämna inte produkten obevakad om den är ansluten till elnätet.
- Undvik att låta spetsiga eller vassa föremål komma i kontakt med produkten.
- Täck inte över produkten när den är påslagen. Använd den under inga omständigheter under täcken eller kuddar. Det finns risk för att brand, elstötar och skador uppstår.
- Försäkra dig om att inga fingrar eller andra kroppsdelar kommer in mellan de roterande massagehuvudena. Risk för skador!
- Sätt eller ställ dig aldrig med hela din kroppsvekt på produktens rörliga delar och placera inga föremål på dem.
- Använd inte timer eller någon annan extern fjärrstyrning för att manövrera produkten.
- Använd inte produkten i närheten av aerosoler från sprayflaskor eller vid användning av syrgas.

om underhåll och rengöring

- Produkten kräver ingen service. Om den trots detta inte skulle fungera, ska du kontrollera att den är ordentligt ansluten till elnätet. Öppna inte blixtlåset. Innanför det finns inga delar som ska rengöras eller underhållas av användaren.
- Du får endast utföra rengöringsarbeten på produkten. Utför inga egna reparationer vid fel eller skador på produkten, i annat fall blir garantin ogiltig. Kontakta din återförsäljare och låt endast auktoriserade serviceställen utföra reparationer för att undvika fara.
- Doppa inte produkten i vatten eller andra vätskor. Om det ändå skulle råka komma in vätska i produkten, dra ur nätkontakten omedelbart.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Ändamålsenlig användning

Produkten är avsedd för självmassage av vissa kroppsdelar för att ge avspänning och välbefinnande. Den är inte avsedd för medicinsk/terapeutisk användning. Den är inte lämpad för kliniker, massagesalonger, hälsostudior etc. Massageprodukten är ingen medicinsk anordning och lämpar sig inte för smärbehandling. Om du är tveksam eller osäker, bör du tala med din läkare innan du använder produkten.

VARNING
Se till att hålla förpackningsfolien utan räckhåll för barn! Risk för kvävning!

Produkt och kontroller

- 2 massagehuvuden vid nacke/axlar (shiatsumassage) med avtagbart överdrag
- vridknapp för höjdjustering
- 3 tredimensionell cirkulerande dubbla massagehuvuden (shiatsumassage) på-/av-knapp
- "neck" (slår på/av massage för nacke/axlar)
- "demo" (visar alla massagefunktioner)
- "full" (slår på/av helryggsmassage)
- "upper" (slår på/av massage för övre rygg)
- "spot" (slår på/av punktmassagefunktionen för ryggen)
- "lower" (slår på/av massage för undre ryggen)
- "AIR PRESSURE" (slår på/av akupressurmassagefunktionen för midjan, väljer nivå: låg, medel, hög)
- "heat" (slår på/av värmelektroniken)

Leveransomfattning

Kontrollera först att produkten är komplett och inte har några skador. Använd inte produkten i tveksamma fall, utan vänd dig till din återförsäljare eller ditt servicecenter.

I leveransen ingår:

- 1 medisana massagedyna MC 825
- 1 bruksanvisning

Kontakta genast din återförsäljare om du upptäcker någon form av transportskada vid uppackningen.

Använda produkten

- Placer shiatsumassagedynan på en stol med hög rygg eller fåtölj och sätt fast den med remmarna på baksidan.
- Se till att ryggstödet är tillräckligt högt så att hela dynan har stöd.
- Sätt in nätkontakten i vägguttaget. Se till att vägguttaget alltid är lättillgängligt.
- Sätt dig nu på shiatsumassagedynan och bekanta dig med produktens funktioner.
- Sitt bekvämt och upprätt. Se till att du sitter på mitten, så att massagehuvudena ③ kan röra sig till vänster och höger om ryggraden.
- Med knapparna på fjärrkontrollen styrs du massagedynan. Sätt på produkten med på-/av-knappen ④. Produkten är i standby-läge. Om du inte trycker på någon av knapparna, stängs produkten automatiskt av efter 15 minuter.
- Massagen kan avslutas när som helst med på-/av-knappen ④. När produkten stängs av på detta sätt, medan någon av massagefunktionerna är igång, stoppas endast massagen i nacken/axlarna och midjan direkt inklusive värmelektroniken. I ryggen förflyttar sig massagehuvudena först ner till utgångsläget. Under tiden blinkar LED-lampen för att sedan slökna.
- Låt produkten svalna ordentligt innan du använder den på nytt.

Rengöring och skötsel

- Försäkra dig om att produkten är avstängd och att nätkontakten är utdragen ur vägguttaget före rengöring. Rengör endast produkten med en fuktig, mjuk trasa och när den har svalnat.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, hårdare borstar, lösningsmedel eller alkohol. I annat fall kan ytskicket skadas.
- Doppa aldrig produkten i vatten för rengöring och se till att inget vatten tränger in i den.
- Ta bort överdraget på nackmassagehuvudena ① för att rengöra det genom att öppna blixtlåset runt om. Tvätta överdraget i max. 30 °C normaltvätt och följ anvisningarna på etiketten!
- Använd inte produkten förrän den är helt torr igen.
- Rätta ut kabeln om den har vråtit sig.
- Förvara helst produkten i originalförpackningen samt på ett säkert, rent, svart och torrt ställe.

Avfallshantering

Denna apparat får inte avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall. Varje användare är skyldig att lämna alla elektriska och elektroniska apparater, oavsett om de innehåller skadliga ämnen eller ej, på en uppsamlingsplats i sin kommun eller till återförsäljaren, så de kan föras till en miljövänlig avfallsanläggning. Vänd dig till din kommun eller till återförsäljaren angående avfallshanteringen.

Tekniska data

Namn och modell: **medisana massagedyna MC 825**

Strömförsljning: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Effekt: 40 watt

Mått: ca 84 x 19 x 48 cm

Vikt: ca 7 kg

Lagringsvillkor: rent och torrt

Artikelnummer: 88929

EAN-nummer: 40 15588 88929 5

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska och utseendemässiga ändringar i samband med vårt ständiga produktförbättringsarbete.

Senaste aktuella version av denna bruksanvisning hittar du på www.medisana.com.

Garanti- och reparationsvillkor

Vänd dig till din återförsäljare eller direkt till servicestället om du behöver utnyttja garantin. Om du behöver skicka in produkten, ange felet och skicka med en kopia av inköpskvittot. Följande garantivillkor gäller då:

- Garantin för **medisana**-produkter gäller 3 år från inköpsdatum.
- Inköpssdatumet ska bevisas med kvitto eller faktura för att garantin ska kunna utnyttjas.
- Brister på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantiperioden.
- Åtgärder som utförs förlänger inte garantitiden, varken på produkten eller på de komponenter som byts ut.
- Undantag från garantin är:
 - Alla skador som uppkommer på grund av felhantering, t.ex. om bruksanvisningen inte följs.
 - Skador som uppkommer på grund av reparationer eller ingrepp gjorda av köparen eller en obehörig tredje part.
 - Transportskador som uppstår på vägen från tillverkaren till konsumenten eller när produkten skickats till servicestället.
 - Reservdelar som utsätts för normalt slitage.
- Vi ansvarar inte heller för direkta eller indirekta förlustskador som orsakats av produkten, om skadorna på produkten betraktas som garantifall.



NO Bruksanvisning Massasjepute MC 825

Apparat og betjeningselementer



Tegnforklaring

Massasjeputen må bare brukes i lukkede rom.

Trekket på hodene for nakkemassasje 1 kan vaskes ved maks. 30 °C på normalt vaskeprogram. Følg anvisningene på etiketten!

Skal ikke rengjøres kjemisk!

Bruk aldri massasjeputen i våtrom (f.eks. når du bader eller dusjer).

VIKTIG!
Hvis disse anvisningene ikke følges, kan det føre til alvorlige personskader eller skader på apparatet.

ADVARSEL
Disse advarslene må overholdes for å unngå mulige skader på brukeren.

OBS!
Disse henvisningene må overholdes for å unngå mulige skader på apparatet.

MERKNAD
Disse merknadene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk.

Beskyttelseskasse II

LOT nummer

Produsent

NO Sikkerhetsanvisninger

Les nøye gjennom bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, før du bruker apparatet, og oppbevar bruksanvisningen for bruk ved senere anledninger. Hvis du gir apparatet videre til en tredje part, må bruksanvisningen følge med.



• Apparatet skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk oppholder garantien.

• Apparatet er ikke ment til bruk i næringsvirksomhet eller på det medisinske feltet.

Strømforsyning

• Før du kobler apparatet til strømforsyning må du forsikre deg om at nettpenningen angitt ved symbol samsvarer med spenningen til strømnettet ditt.

• Støpslet skal bare settes inn i stikkontakten når apparatet er slått av.

• Hold strømkabelen og apparatet unna hete, varme overflater, fuktighet og væske. Ta aldri på støpslet eller strømbryteren med våte eller fuktige hender eller når du står i vann.

• Grip ikke etter et apparat som har falt i vannet. Trekk ut støpslet med en gang.

• Apparatet må kobles til slik at støpslet er fritt tilgjengelig.

• Slå alltid av apparatet umiddelbart etter bruk med tastene på betjeningsdelen, og trekk støpslet ut av stikkontakten.

• For å koble apparatet fra strømforsyningen skal du aldri dra i strømkabelen, men trekke ut støpselet.

• Apparatet skal aldri bæres, dras eller roteres ved hjelp av strømkabelen.

• Hvis strømkabelen er skadet, skal den bare byttes ut av produsenten, en godkjent forhandler eller tilsvarende kvalifisert personale.

• Kablene og styreenheten kan utgjøre en snuble- eller kvelningsfare ved feil bruk. Brukeren er ansvarlig for at de elektriske kablene plasseres på en god måte.

Personer med spesielle behov

• Apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger eller med manglende erfaring og kunnskap når de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i bruken av apparatet og forstår farene forbundet med bruken.

• Barn får ikke leke med apparatet.

• Ikke bruk dette apparatet som støtte til eller erstatning for medisinsk behandling. Kroniske lidelser og symptomer kan forverres.

• Du skal ikke bruke massasjeapparatet, eller eventuelt bare etter en konsultasjon med legen din, dersom:

- du er gravid
- du har pacemaker, kunstige ledd eller elektroniske implantater

- du lider av en eller flere av følgende sykdommer eller plager: forstyrrelser i blodsirkulasjonen, åreknuter, åpne sår, blåmerker eller bloduttredeler, sprekker i huden eller årebettensler.

- Bruk aldri apparatet i nærheten av øyne eller andre ømfintlige kroppsdele.

- Dersom du kjenner smerte eller opplever massasje som ubehagelig, skal du avslutte bruken og konsultere fastlegen din.

- Vær forsiktig når varmefunksjonen er på. Apparatet har varme overflater. Ikke bruk apparatet på småbarn, hjelpebarn eller varmeømfintlige personer.

- Ved smerte med ukjent årsak og når du er under legebehandling eller bruker medisinske apparater, konsulter fastlegen før du begynner å bruke apparatet.

- Sjekk kablene, styreenheten og massasjeapparat grundig for skader før hver bruk. Et defekt apparat skal ikke brukes.

- Bruk ikke apparatet ved synlige skader på apparatet eller kabeldeler, hvis det ikke fungerer feilfritt eller hvis setet eller styreenheten har falt ned eller blitt fuktig. For å unngå farlige situasjoner sendes apparatet til et servicested for reparasjon.

- Elektriske apparater skal ikke lagres eller oppbevares på steder slik at de kan falle ned i badekar eller vask.

- Bruk apparatet kun i riktig posisjon, det vil si slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

• Ikke bruk apparatet mens du sover eller ligger i sengen.

• Ikke bruk apparatet før du skal sove. Massasjen har en stimulerende virkning.

• Bruk aldri apparatet når du kjører et kjøretøy eller betjener en maskin.

• Maksimal brukstid er 15 minutter om gangen. Lengre tids bruk forkorter apparatets levetid og kan føre til spenninger istedenfor avspenninger i muskulaturen.

• For lang brukstid kan føre til overopphetning. La apparatet alltid bli avkjølt før du tar det i bruk igjen.

• Plasser eller benytt ikke apparatet rett ved siden av en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.

• Bruk aldri massasjeputen når den er foldet sammen.

• La aldri apparatet være uten tilsyn når det er koblet til.

• Unngå at apparatet kommer i kontakt med spisse eller skarpe gjenstander.

• Ikke dekk til apparatet når det er påslått. Bruk det aldri under tepper eller puter. Det kan medføre brann, elektrisk støt eller skade.

• Forsikre deg om at fingre eller andre kroppsdele aldri kommer mellom de roterende massasjehodene. Fare for personskader!

• Ikke sitt eller stå med full vekt på de bevegelige delene av apparatet, og ikke legg gjenstander på dem.

• Ikke bruk tidsbryter eller fjernstyring for å betjene apparatet.

• Ikke bruk apparatet sammen med spray fra spraybokser eller ved samtidig bruk av oksygen.

Vedlikehold og rengjøring

• Apparatet er vedlikeholdsfrift. Skulle det allikevel oppstå feil, kontroller om strømforsyningen er korrekt tilkoblet. Ikke åpne glidelåsen. På innsiden finnes det ingen deler som skal rengjøres eller vedlikeholdes av brukeren.

• Du skal selv bare utføre rengjøring av apparatet. Dersom det oppstår feil eller skader på apparatet, skal du ikke reparere det selv. Hvis du gjør det selv, vil alle garanter opphøre. Kontakt forhandleren og la kun autoriserte servicestede gjennomføre reparasjoner, for å unngå farlige situasjoner.

• Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væske. Dersom væske kommer inn i apparatet, trekk umiddelbart ut støpselet.

• Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.

Tiltenkt bruk

Apparatet er ment for egen massasje på bestemte kroppsdele for avspenning og velvære. Det er ikke ment for medisinsk eller terapeutisk bruk. Det er ikke egnet for klinikker, massasjepraksiser, helsestudioer e.l. Apparatet er ikke et medisinsk apparat og tjener ikke til smertebehandling. Dersom du er i tvil, spør legen din før bruk.

ADVARSEL

Pass på at ikke barn får tak i forpakningmaterialet! Fare for kvelning!

Apparat og betjeningselementer

1 2 massasjehoder i nakke-/skulderområdet (shiatsu-massasje) med avtagbart trekk

2 Hjul for høydejustering

3 2 massasjehoder med tredimensjonal bevegelse (shiatsu-massasje)

4 Av/På-knapp

5 Neck-knapp (slår på/av massasjeen i nakke-/skulderområdet)

6 Demo-knapp (presenterer alle massasjefunksjonene)

7 Full-knapp (slår på/av massasjeen av hele ryggen)

8 Upper-knapp (slår på/av massasjeen av øvre del av ryggen)

9 Spot-knapp (slår på/av punktmassasjefunksjonen for ryggen)

10 Lower-knapp (slår på/av massasjeen av nedre del av ryggen)

11 AIR PRESSURE-knapp (slår på/av akupressur-massasjen i midjeområdet, velger nivå: lavt, middels, høyt)

12 Heat-knapp (slår på/av varmefunksjonen)

Leveransen omfatter

Kontroller først at apparatet er fullstendig og at det ikke er tegn på skader. Er du i tvil, skal du ikke ta apparatet i bruk. Ta kontakt med forhandleren eller bruker service.

Leveransens innhold:

• 1 medisana massasjepute MC 825

• 1 bruksanvisning

Hvis du ser en transportskade når du pakker opp produktet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.

Bruk av apparatet

- Plasser shiatsu-massasjen på en høyrygget stol eller lenestol, og fest den med festestroppene på bagsiden.
- Pass på at stolryggen er høy nok til at den støtter hele puten.
- Sett støpslelet inn i stikkontakten. Pass på at denne forblir lett tilgjengelig.
- Sett deg på shiatsu-massasjen, og gjør deg kjent med apparatets funksjoner.
- Sitt i en behagelig, opprett stilling. Pass på at du sitter midt på puten slik at massasjehodene 3 kan bevege seg på høyre og venstre side av ryggsøylen.
- Bruk tastene på styreenheten til å betjene massasjeputen. Trykk på på/på-knappen 4 for å slå på apparatet. Apparatet er i standby-modus. Hvis du ikke trykker på flere tastar, slås apparatet av automatisk etter 15 minutter.
- Du kan nå som helst avslutte massasjeen ved å trykke på på/på-knappen 1. Når du slår av apparatet på denne måten mens en massasjefunksjon er aktiv, stanser massasjeen i nakke-/skulder og midjeområdet med en gang, det samme gjør varmefunksjonen. massasjeen i ryggen kjøres først ned til parkeringsposisjonen. Mens dette skjer blinker LED-lyset, deretter slukkes lyset.
- La apparatet alltid bli helt avkjølt før du tar det i bruk igjen.

Rengjøring og vedlikehold

- Før du rengjør apparatet må du forsikre deg om at apparatet er slått av og at støpselet er trukket ut av stikkontakten. Rengjør bare det avkjølte produktet med en fuktig og myk klut.
- Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler, kraftige børster, løsningsmidler eller alkohol. Det kan skade overflaten.
- Før aldri apparatet som skal rengjøres ned i vann, og pass på at vann eller annen væske ikke kommer inn i apparatet.
- Når trekket på hodene for nakkemassasje 1 skal rengjøres, fjerner du det ved å åpne glidelåsen rundt trekket. Vask trekket ved maks. 30°C på normalt vaskeprogram, og følg anvisningene på etiketten!
- Begynn å bruke apparatet igjen først når det er helt tørt.
- Rett ut kabelen hvis det har blitt snurr på den.
- Det er best å oppbevare apparatet i originalenveloppe på et trygt, rent, kjølig og tørt sted.

Avfallshåndtering

Dette apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Alle forbrukere er forpliktet til å leverere alle elektriske eller elektroniske apparater, enten de inneholder skadestoffer eller ikke, til et innsamlingssted i nærområdet eller til butikk, for å kunne bidra til miljøvennlig avfallshåndtering. Ta kontakt med kommunen eller forhandler for mer informasjon om avfallshåndtering.

Tekniske data

Navn og modell: **medisana** massasjepute MC 825

Strømforsyning: 220–240 V~ 50–60Hz

Effekt: 40 Watt

Mål: ca. 84 x 19 x 48 cm

Vekt: ca. 7 kg

Lagringsforhold: rent og tørt

Artikkelnummer: 88929

EAN-nummer: 40 15588 88929 5

Vi forbeholder oss retten til å utføre tekniske og stilistiske endringer for å forbedre produktet.

Den til enhver tid aktuelle versjonen av denne bruksanvisningen finner du på www.medisana.com

Betingelser for garantier og reparasjoner

Ved garantispoersmål vennligst ta kontakt med forhandler eller direkte med servicestedet. Hvis du må sende inn apparatet, må du oppgi hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen. Følgende garantibetingelser gjelder:

1. Alle **medisana**-produkter har en garanti på 3 år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien skal kjøpsdatoen dokumenteres med kvittering eller regning.
2. Materialfeil og



DK Brugsanvisning Massagehynde MC 825

Apparat og betjeningselementer



Tegnforklaring

Anvend kun massagesædet i lukkede rum!

Betrækker til nakkemassagehovederne 30 min. kan vaskes på maks. 30 °C normalvask! Overhold anvisningerne på etiketten!

Kemisk rens forbudt!

Anvend ikke massageenheden i vandrums (f.eks. ifm. karbad eller brusebad).

VIGTIGT!
Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre svære personskader eller skader på apparatet.

ADVARSEL
Disse advarsler skal overholdes med henblik på at undgå mulig personskade.

BEMÆRK
Disse advarsler skal overholdes for at forhindre mulige skader på apparatet.

HENVISNING
Disse henvisninger indeholder praktiske tillægsoplysninger om installation eller drift.

Beskyttelseskasse II

LOT LOT-nummer

Producent



DK Sikkerhedsanvisninger

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden du tager apparatet i brug, især sikkerhedsanvisningerne, og gem brugsanvisningen til senere brug. Hvis du videregiver apparatet til tredjepart, skal brugsanvisningen altid medfølge.



• Brug kun apparatet i henhold til formålet beskrevet i brugsanvisningen. Ved formålsstridig anvendelse bortfalder garantien.

• Apparatet er ikke beregnet til kommersiel brug eller anvendelse inden for det medicinske område.

vedrørende strømforsyningen

• Inden du slutter apparatet til strømforsyningen skal du sikre dig, at den angivne elektriske spænding på etiketten stemmer overens med netspændingen på dit anvendelsessæt.

• Kom kun stikket i stikkontakten med apparatet slukket.

• Hold strømkablet og apparatet væk fra varme, varme overflader, fugtighed og væsker. Rør aldrig ved stikket eller kontakten med fugtige eller våde hænder, eller hvis du befinder dig i vand.

• Tag aldrig fat i et apparat, der er faldet i vandet. Træk straks stikket ud af kontakten.

• Apparatet skal være tilsluttet så stikket er frit tilgængelig.

• Sluk omgående for apparatet med knapperne på betjeningsenheden efter brug, og træk stikket ud af stikkontakten.

• Træk aldrig i strømkablet for at slukke for strømmen til apparatet, men derimod altid i selve stikket.

• Bær, træk eller drej aldrig apparatet ved at hive i strømkablet.

• Hvis strømkablet er beskadiget, må det kun udskiftes af enten producenten, en autoriseret forhandler eller en person med tilsvarende kvalifikationer.

• Kabel og styreenhed kan udgøre en kvælnings- eller snublerisiko ved formålsstridig brug. Brugeren er ansvarlig for korrekt placering af strømkablet.

vedrørende særlige personer

• Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.

• Børn må ikke lege med apparatet.

• Anvend ikke dette apparat til at understøtte eller erstatte medicinsk brug. Brugen af apparatet kan i visse tilfælde forværre kroniske lidelser og symptomer.

• Undlad at bruge massageapparatet, eller rådfør dig med din læge først, hvis:

- du er gravid,

- du har en pacemaker, kunstige led eller elektroniske implantater.

- du lider af en eller flere af følgende sygdomme eller lidelser: kredsløbssygdomme, årenkunder, åbne sår, blå mærker, revner i huden, årebætænde lidelser.

• Brug ikke apparatet nær øjnene eller andre følsomme dele af kroppen.

• Hvis du får smertor eller oplever massagen som ubehagelig, bedes du indstille brugen og rådføre dig med din læge.

• Anvend varmefunktionen med forsigtighed. Apparatet bliver varmt på overfladen. Må ikke bruges på små børn, personer i hjælpepløs tilstand eller personer med manglende varmefølsomhed.

• Kontakt din læge før brug af massageapparatet, hvis du lider af uforklarede smerten, modtager lægebehandling eller bruger andre medicinske apparatet.

før brug af apparatet

• Tjek omhyggeligt strømkabel, betjeningsenhed og massagesæde for skader før hver brug. Et defekt apparat må ikke tages i brug.

• Benyt ikke apparatet, hvis der er synlige skader på apparatet eller kablet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, eller hvis massagesædet eller betjeningsenheden er faldet ned eller er blevet våde. Send apparatet til reparation hos servicestedet for at undgå farlige situationer.

• Opbevar ikke et elektrisk apparat på steder, hvor det kan falde ned i et badekar eller vask.

• Apparatet må kun anvendes i den korrekte position, dvs. som beskrevet i denne brugsanvisning.

• Anvend ikke apparatet, når du sover eller ligger i sengen.

• Brug ikke enheden inden du skal sove. Massageapparatet har en stimulerende virkning.

• Brug aldrig enheden, når du kører bil eller betjener en maskine.

• Den maksimale anvendelsestid per behandling udgør 15 minutter. Længere brug kan forkorte apparatets levetid og kan medføre spændinger i muskulaturen i stedet for afslapning.

• Langvarig brug kan medføre overophedning. Lad altid først apparatet køle helt af, før det anvendes igen.

• Læg ikke og brug ikke apparatet direkte ved siden af en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.

• Anvend aldrig massagesædet i sammenfoldet tilstand.

• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er tilsluttet strøm.

• Undgå kontakt med apparatet med spidse eller skarpe genstande.

• Tildæk ikke apparatet, når det er tilsluttet. Brug aldrig apparatet under dynner eller puder. Risiko for brand, stød og skade.

• Sørg for, at dine fingre eller andre kropsdele aldrig kommer ind mellem de roterende massagehoveder. Risiko for personskafe!

• Du må hverken sætte dig eller stille dig på apparatets bevægelige dele med hele din vægt, ligesom der ikke må lægges genstande oven på apparatet.

• Brug ikke tids-indstillingsure eller eksterne fjernbetjeninger sammen med apparatet.

• Brug ikke apparatet i aerosolskyen fra spraydåser eller samtidig med iltbehandling.

vedrørende vedligeholdelse og rengøring

• Apparatet er vedligeholdelsesfrit. Hvis der alligevel skulle opstå problemer, bør du starte med at tjekke hvorvidt netdelen er tilsluttet korrekt. Åbn ikke lynlåsen. Lynlåsen skyler ikke nogen dele, der skal rengøres eller vedligeholdes af brugeren.

• De eneste vedligeholdelsesopgaver du selv må udføre på apparatet er rengøring og pleje. I tilfælde af fejl må du ikke selv reparere apparatet, da garantien dermed bortfalder. Henvend dig til din forhandler, og lad altid kun autoriserede servicestedes udføre reparationer. Dermed undgår du farlige situationer.

• Apparatet må ikke kommes ned i vand eller andre væsker. Skulle der alligevel trænge væske ind i apparatet, skal stikket straks stikkes ud.

• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden voksenopsyn.

Formålsbestemt brug

Apparatet er tiltænkt hjemmemassage af bestemte kropsdele med henblik på afslapning og velvære. Apparatet er ikke tiltænkt medicinsk-terapeutisk brug. Apparatet egner sig ikke til klinikker, massageklinikker, wellness-studier osv. Massageapparatet er ikke medicinsk udstyr og egner sig ikke til smertebehandling. Spørg din læge til råds inden brug, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med brugen.

ADVARSEL
Hold emballagefolien uden for børns rækkevidde! Risiko for kvællning!

Apparat og betjeningselementer

1 2 massagehoveder i nakke- og skulderområdet (shiatsu-massage) med aftageligt betræk

2 Drejeknap til indstilling af højden

3 2 tredimensionelle svingende dobbeltmassagehoveder (shiatsu-massage)

4 Tænd-/slukknap

5 Nakkeknap (slår massagen i nakke/skulderområdet til/fra)

6 Demo-knap (præsenterer alle massagefunktioner)

7 Full-knap (slår massagen i hele rygområdet til/fra)

8 Upper-knap (slår massagen i øverste nakkeområde til/fra)

9 Spot-knap (slår punktmassagefunktionen i rygområdet til/fra)

10 Lower-knap (slår massagen i nederste rygområde til/fra)

11 AIR PRESSURE-knap (slår akupressurmassagen i lændeområdet til/fra, indstilling af intensitetsniveau: lav, medium, høj)

12 Heat-knap (slår varmefunktionen til/fra)

Hvis du konstaterer en transportskade under udpakningen, skal du straks kontakte forhandleren.

Anvendelse af apparatet

- Anbring shiatsu-massagesædet på en stol med høj ryg eller i en lænestol, og fastgør sædet til stolens bagside med stropperne.
- Ryglænet skal være højt nok til at støtte hele massagesædet.
- Sæt stikket i stikkontakten. Stikkontakten skal være frit tilgængelig under hele anvendelsen.
- Sæt dig nu på shiatsu-massagesædet, og gør dig fortrolig med apparatets funktioner.
- Sæt godt godt til rette med rank ryg. Sørg for at sidde midt på sædet, så massagehovederne 3 kan bevæge sig frit til venstre og højre for rygsøjlen.
- Knapperne på betjeningsenheden bruges til at betjene massagesædet. Tryk på tænd-/sluk-knappen 4 for at tænde for enheden. Apparatet befinner sig i standby-drift. Efter 15 minutter uden anvendelse går apparatet automatisk på standby.
- Massagen kan når som helst afsluttes ved at trykke på tænd-/sluk-knappen 4. Hvis du slukker enheden på denne måde, mens massagefunktionen samtidig er slået til, standser massagen i nakke/skulder-, og lænde-området med det samme. Det samme gælder varmfunktionen. Massagehovederne i rygen køres først ned i deres parkeringsposition. Så længe massagehovederne er i bevægelse blinker LED-lyset, herefter slukkes det.
- Lad først apparatet køle fuldstændig af, før du anvender igen.

Rengøring og pleje

- Tjek at apparatet er slukket og ikke er tilsluttet strømmen, inden du starter rengøringen. Det afkølede apparat må kun rengøres med en blød, fugtig klud.
- Anvend aldrig aggressive rengøringsmidler, hårde børster, opløsningsmidler eller alkohol. Disse kan angribe overfladen.
- Kom aldrig apparatet i vand for at rengøre det, og sørge for at der ikke kommer vand ind i enheden.
- I forbindelse med rengøring fjernes beträkket fra nakkemassagestøtten 1 ved at åbne lynlåsen. Vask beträkket på normalt vaskeprogram ved maks. 30°C, og overhold anvisningerne på vaskemærket!
- Brug først apparatet igen, når det er helt tørt.
- Ret strømkablet ud hvis det er snoet.
- Opbevar apparatet i den originale emballage på en sikker, ren, kølig og tør plads.

Bortskaffelse

Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Alle forbrugere er forpligtet til at aflevere samtlige elektriske eller elektroniske apparater til miljørigtig bortskaffelse eller genanvendelse, uanset om de indeholder skadelige stoffer eller ej. Udtjente apparater skal afleveres på den lokale genbrugsstation eller hos forhandleren, så de kan bortskaffes på miljørigtig vis. Kontakt de kommunale myndigheder eller din forhandler ved spørgsmål om bortskaffelse.

Tekniske data

Navn og model: **medisana Massagehynde MC 825**

Strømforsyning: 220 - 240 V ~ 50-60Hz

Effekt: 40 Watt

Dimensioner: ca. 84 x 19 x 48 cm

Vægt: ca. 7 kg

opbevaringsbetingelser: rent og tørt

Varenummer: 88929

EAN-nummer: 40 15588 88929 5

Af hensyn til løbende produktforbedringer forbeholder vi os retten til tekniske og designmæssige ændringer.

Den seneste udgave af denne brugsanvisning finder du på www.medisana.com

Garanti- og reparationsbetingelser

Henvend dig til din fagforhandler eller vores kundeservice i tilfælde af reklamation. Hvis du bliver bedt om at indsende apparatet, skal du beskrive defekten og vedlægge en kopi af købskvitteringen. Følgende garantisætning er gældende:

- Der gives 3 års garanti på produkter fra **medisana** gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal købsdatoen dokumenteres ved hjælp af købskvitteringen eller regning.
- Mangler som følge af materiale- eller produktionsfejl repareres eller udskiftes gratis inden for garantiperioden.
- Selvom der gøres brug af garantien forlænges garantiperioden ikke, hverken for apparatet eller for de udskiftede dele.
- Garantien omfatter ikke:

<li

**PL Instrukcja obsługi
Nakładka z funkcją masażu MC 825**

Urządzenie i elementy obsługi


Objaśnienie symboli

Nakładki masującej należy używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach!

Materiał obiciowy głowic do masażu karku 1 moźna prać maksymalnie w 30°C przy użyciu zwykłego programu piorącego! Należy przestrzegać wskazówek umieszczonych na metce!

Nie czyścić chemicznie!

Nakładki masującej nie należy używać w wilgotnych pomieszczeniach (np. podczas kąpieli czy prysznica).

WAŻNE!
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do powstania obrażeń ciała lub skutkować uszkodzeniem urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Należy przestrzegać ostrzeżeń zawartych w instrukcji, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkownika urządzenia.

UWAGA
Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

UWAGA
Informacje zawarte w instrukcji są źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzenia.

Klasa ochronności II

LOT Numer partii

Producent

PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed skorzystaniem z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję obsługi.



• Należy korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasza roszczenie gwarancyjne.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w celach komercyjnych lub medycznych.

Zasilanie

• Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie oznaczone na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.

• Zasilacz należy podłączać do gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

• Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, wilgoci i cieczy. Przewodu sieciowego ani włącznika nie wolno dotykać mokrymi ani wilgotnymi rękami lub podczas stania w wodzie.

• Nie wolno dotykać urządzenia, które wpadło do wody. Należy wtedy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

• Urządzenie należy podłączyć do sieci w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna.

• Po zakończeniu użytkowania należy bezwłocznie wyłączyć urządzenie za pomocą przycisków na panelu obsługi i wyjąć wtyczkę z gniazda.

• Podczas wyjmowania wtyczki z gniazda nie wolno ciągnąć za przewód. Należy zawsze chwytać za wtyczkę!

• Nie należy nosić, ciągnąć ani przekręcać urządzenia, trzymając je za przewód zasilający.

• Jeżeli przewód sieciowy jest uszkodzony, wymiany może dokonać jedynie producent, autoryzowany sprzedawca lub odpowiednio wykwalifikowana osoba.

• W przypadku niewłaściwej obsługi przewód i panel sterujący mogą spowodować ryzyko uduszenia lub potknienia. Użytkownik powinien zadbać o właściwe ułożenie przewodów elektrycznych.

Użytkownicy

• Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mentalnych, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub zostały postruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją zagrożenia z tego wynikające.

• Urządzenie nie może być używane przez dzieci jako zabawka.

• Nie należy wykorzystywać urządzenia jako środka pomocniczego dla zastosowań medycznych lub jako ich substytutu. Dolegliwości i objawy chroniczne mogłyby się jeszcze pogorszyć.

• Należy zrezygnować z użytkowania masażera lub zasięgnąć porady lekarza przed jego zastosowaniem w przypadku:

- ciąży
- wszczęzionej rozrusznika serca, endoprotez lub elektronicznych implantów

- występowania jednego lub kilku z niżej wymienionych schorzeń lub dolegliwości: niedokrwienie, żyłaki, otwarte rany, stłuczenia, uszkodzenia skóry, zapalenie żył.

• Urządzenia nie należy stosować w pobliżu oczu ani innych wrażliwych części ciała.

• Jeśli podczas masażu pojawi się ból lub inne nieprzyjemne uczucie, należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

• Należy zachować ostrożność podczas stosowania funkcji ogrzewania. Urządzenie posiada gorące powierzchnie. Nie należy stosować urządzenia u małych dzieci, osób niedołędnych lub niewrażliwych na wysoką temperaturę.

• W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych dolegliwości bólowych, jeśli są Państwo w trakcie leczenia i/lub korzystają z urządzeń medycznych, należy skonsultować się ze swoim lekarzem przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia masującego.

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia

• Przed każdym zastosowaniem należy starannie sprawdzić, czy przewód zasilający, panel sterujący i sam masażer nie są uszkodzone. Nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia.

• Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli na nim samym lub na przewodzie widać uszkodzenia, jeśli nie działa sprawnie, jeśli siedzisko lub panel sterujący spadły z wysokości lub zostały zawilgocone. Aby uniknąć zagrożenia, należy wysłać urządzenie do punktu serwisowego do naprawy.

• Urządzeń elektrycznych nie należy przechowywać w miejscach, z których mogą spaść do wann lub umywalki.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w prawidłowej pozycji, tj. zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

• Nie należy korzystać z urządzenia podczas snu bądź leżenia w łóżku.

• Nie należy korzystać z urządzenia przed zaśnięciem. Masaż ma działanie stimulujące.

• Nigdy nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.

• Maksymalny czas jednorazowego użytkowania urządzenia wynosi 15 minut. Dłuższa eksploatacja skraca żywotność urządzenia i zamiast redukcji napięć w mięśniach może prowadzić do ich zwiększenia.

• Zbyt długie użytkowanie może prowadzić do przegrzania. Przed każdym ponownym użyciem należy zawsze pozostawić urządzenie do ostygnięcia.

• Urządzenia nie wolno kłaść ani użytkować w bezpośrednim pobliżu piecyków elektrycznych ani innych źródeł ciepła.

• Nigdy nie należy używać nakładki masującej w stanie złożonym.

• Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.

• Należy unikać kontaktu urządzenia z kanciastymi lub ostrymi przedmiotami.

• Nie wolno zakrywać urządzenia, gdy jest włączone. Absolutnie niedozwolone jest użytkowanie urządzenia pod kołdrą, kocem lub poduszką. Powyższe zachowanie niesie ze sobą ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała.

• Należy uważać, aby palce bądź inne części ciała nie dostały się pomiędzy rotującymi głowicami masującymi. Ryzyko obrażeń ciała!

• Nigdy nie należy siadać lub stawać całym ciężarem ciała na ruchomych częściach urządzenia oraz układać na nich jakichkolwiek przedmiotów.

• Do sterowania urządzeniem nie wolno stosować zegarów sterujących ani zewnętrznych sterowników.

• Urządzenia nie wolno stosować, jeśli jednocześnie rozpylana jest mgiełka z pojemnika z aerozolem lub stosowany jest tlen.

Konserwacja i czyszczenie

• Urządzenie nie wymaga konserwacji. Jeśli jednak wystąpi awaria, samodzielnie można sprawdzić jedyne, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do prądu. Nie otwierać zamka bieżącego. Wewnątrz nie ma elementów, które użytkownik mógłby sam czyścić, konserwować lub naprawiać.

• Samodzielnie można wykonywać tylko czyszczenie urządzenia. W przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż skutkuje to wygaśnięciem wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Należy zasięgnąć informacji u dystrybutora, który zleci naprawę autoryzowanemu serwisowi. Samodzielna próba naprawy może być niebezpieczna.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach. W przypadku dostania się cieczy do urządzenia należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

• Czyszczenie lub konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do samodzielnego masażu określonych części ciała w celu zapewnienia uczucia odpiężenia i komfortu. Nie jest przeznaczone do celów medycznych i terapeutycznych. Nie należy stosować go w warunkach klinicznych, salonach masażu, studiach wellness itp. Urządzenie do masażu nie jest przyrządem medycznym i nie służy do terapii bólu. W razie wątpliwości należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE
Folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

Urządzenie i elementy obsługi

① 2 głowice masujące okolice barków/łopatek (masaż shiatsu) ze zdejmowanym poszykiem

② Pokrętło do regulacji wysokości

③ 2 podwójne głowice masujące poruszające się w trzech płaszczyznach (masaż shiatsu)

④ Przycisk WŁ./WYŁ.

⑤ Przycisk NECK (włącza/wyłącza masaż karku/barków)

⑥ Przycisk DEMO (prezentuje wszystkie funkcje masażu)

⑦ Przycisk FULL (włącza/wyłącza masaż całych pleców)

⑧ Przycisk UPPER (włącza/wyłącza masaż górnej części pleców)

⑨ Przycisk SPOT (włącza/wyłącza masaż punktowy pleców)

⑩ Przycisk LOWER (włącza/wyłącza masaż dolnej części pleców)

⑪ Przycisk AIR PRESSURE (włącza/wyłącza masaż w formie akupresury w okolicach talii, służy do wyboru poziomu intensywności: niskiego, średniego, wysokiego)

⑫ Przycisk HEAT (włącza/wyłącza funkcję grzania)

Zawartość zestawu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletnie oraz czy nie ma żadnych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym.

Zawartość zestawu:

• 1 medisana Nakładka z funkcją masażu MC 825

• 1 instrukcja obsługi

Jeśli podczas odpakowywania urządzenia stwierdzone zostaną uszkodzenia powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

Stosowanie urządzenia

- Nakładkę do masażu shiatsu należy umieścić na wysokim krześle lub fotelu i przymocować z tyłu oparcia za pomocą pasów.
- Należy zwrócić uwagę, żeby oparcie miało odpowiednią wysokość, tak aby cała nakładka się na nim opierała.
- Wetknąć wtyczkę do gniazda zasilającego. Zwrócić uwagę, aby wtyczka była łatwo dostępna.
- Usiąść na nakładce do masażu shiatsu i zapoznać się z funkcjami urządzenia.
- Należy siedzieć prosto i wygodnie. Ważne jest, aby usiąść na środku tak, aby głowice masujące ③ mogły poruszać się po lewej i prawej stronie kregosłupa.
- Nakładkę masującą obsługuje się przy pomocy przycisków na panelu sterującym. Urządzenie włącza się przyciskiem WŁ./WYŁ. ④. Urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Jeśli w trakcie kolejnych 15 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie się wyłączy.
- Masaż można zakończyć w każdej chwili przyciskiem WŁ./WYŁ. ④. Jeśli przy wyłączeniu urządzenia w ten sposób jedna z funkcji masażu jest włączona, natychmiast zatrzymuje się tylko masaż karku/ramion i talii, z funkcją grzania włączoną. Głowice masujące w obszarze pleców przemieszczą się jeszcze do swojej pozycji wyjściowej. Podczas tego procesu LED migie, a następnie zgaśnie.
- Urządzenie należy zawsze pozostawić do ostygnięcia i dopiero wtedy można go użyć ponownie.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że zostało ono wyłączone, a wtyczka wyjęta z gniazda sieciowego. Schłodzone urządzenie należy czyścić tylko wilgotną, miękką szmatką.
- Nie wolno w tym celu stosować agresywnych środków czyszczących, ostrych szczotek, rozpuszczalników ani alkoholu. Może to zniszczyć powierzchnię.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie w celu wyczyszczenia. Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia.
- Aby wyczyścić poszycie głowic masujących kark/ramiona ①, należy rozpięta zamek błyskawiczny biegącą dookoła. Poszycie można prac w temperaturze maks. 30°C; należy przy tym przestrzegać wskazówek umieszczonych na metce!
- Urządzenie można ponownie użytkować dopiero wtedy, gdy jest w pełni wysuszone.
- Wyprostować przewód zasilający, jeśli jest poskręcany.
- Urządzenie najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu w bezpiecznym, czystym, chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja

- Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawania do punktów segregacji w swoim mieście lub w sklepach wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, bez względu na to, czy zawierają one szkodliwe substancje czy nie, aby zapewnić ich ekologiczną utylizację. W sprawach dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub sprzedawcy.

Dane techniczne

Nazwa i model:	**medisana Nakładka z funkcją masażu MC 825**

<tbl_r cells="2" ix="5" maxcspan="1" max

**CZ Návod k použití
Masážní sedací podložka MC 825**

Přístroj a ovládací prvky

**Vysvětlení značek**

Masážní sedací podložku používejte pouze v uzavřených prostorách!

Potah krčních masážních hlav 1 lze práti při teplotě max. 30 °C jako běžné prádlo! Věnujte pozornost údajům na etiketě!

Nečistěte chemicky!

Masážní sedací podložku nepoužívejte ve vlhkých místnostech (např. při koupání nebo sprchování).

DŮLEŽITÉ!
Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na přístroji.

VAROVÁNÍ
Tato výstražná upozornění je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případným zraněním uživatele.

POZOR
Tyto pokyny je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případnému poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ
Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace k instalaci nebo provozu.

Třída ochrany II

LOT Číslo šarže (LOT)

Výrobce

CZ**Bezpečnostní pokyny**

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména pak bezpečnostní pokyny, a uschovejte si ho pro další použití. Pokud přístroj předáváte třetím osobám, přiložte k němu v každém případě i tento návod k použití.



- Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením podle návodu k použití. Při použití k nevhodnému účelu zanikají nároky na záruku.
- Přístroj není určen pro komerční účely nebo pro použití v lékařském prostředí. *pro napájení proudem*
- Dříve než přístroj připojíte ke zdroji elektrického proudu, přesvědčte se, zda síťové napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím vaší elektrické sítě.
- Zástrčku napájecího kabelu zapojíte do zásuvky pouze tehdy, je-li přístroj využit.
- Napájecí kabel a přístroj chráňte před teplem, horkými povrchy, vlhkostí a kapalinami. Na zástrčku napájecího kabelu nebo síťový spínač nikdy nesahejte mokrýma či vlhkýma rukama, ani pokud stojíte ve vodě.
- Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Přístroj musí být připojen tak, aby byla zástrčka napájecího kabelu volně přístupná.
- Po každém použití vypněte přístroj tlačítka na ovládacím prvku a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

- Při odpojování přístroje od elektrické sítě nikdy netahejte za napájecí kabel, nýbrž vždy za zástrčku.
- Přístroj nenoste, nevytahujte nebo neotáčejte uchopením za napájecí kabel.
- Výměnu poškozeného napájecího kabelu smí provádět pouze výrobce, autorizovaný prodejce nebo kvalifikovaná osoba s odpovídajícími znalostmi.
- Kabel a ovladač mohou při nesprávném použití představovat riziko uškrcení nebo zakopnutí. Uživatel je odpovědný za řádné uložení elektrických kabelů. *pro určité osoby*

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušenosť či znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím s ním spojeným.

- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Nepoužívejte tento přístroj na podporu nebo jako náhradu lékařských aplikací. Chronicke bolesti a příznaky by se mohly ještě více zhoršit.
- Masážní přístroj byste neměli používat, resp. se nejprve poradit s lékařem v následujících případech:

- v těhotenství;
- pokud máte kardiotimulátor, umělé klouby nebo elektronické implantáty;
- pokud trpíte jednou nebo několika z následujících nemoci či komplikacemi: po-ruchy prokrení, křečové žily, otevřené rány, pohmoždění, popraskání kůže, záryny žil.

- Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí nebo jiných citlivých míst na těle.

- Pokud byste pocítili bolesti nebo vnímali masáž jako nepříjemnou, přestaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem.

- Budete opatrní při používání funkce vyhřívání. Přístroj má horké povrchy. Nepoužívejte přístroj u malých dětí, bezmocných osob nebo osob necitlivých na teplo.

- Pokud trpíte nevysvětlitelnými bolestmi, jste v lékařské péči nebo používáte lékařská zařízení, promluvte si před použitím masážního přístroje se svým lékařem.

před uvedením přístroje do provozu

- Před každým použitím pečlivě zkонтrolujte kabel, ovladač a masážní sedací podložku a ujistěte se, že nejsou poškozené. Vadný přístroj se nesmí uvádět do provozu.

- Přístroj nepoužívejte, pokud je zjevně poškozen přístroj nebo části kabelu, pokud přístroj nefunguje bezchybně, případně pokud sedák/ovladač spadl na zem nebo byl vystaven vlhkosti. Abyste se vyhnuli možným rizikům, pošlete přístroj k opravě do servisního střediska.

- Neskladujte nebo neuchovávejte elektrické přístroje na místech, odkud by mohly spadnout do vany nebo umyvadla.

- Přístroj používejte pouze ve správné poloze, tedy tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Nepoužívejte přístroj během spánku nebo když ležíte v posteli.

- Nepoužívejte přístroj před usnutím. Masáž má povzbuzující účinek.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud řídí vozidlo nebo obsluhuje stroj.
- Maximální doba provozu v rámci jedné aplikace činí 15 minut. Delší použití zkracuje životnost přístroje a může namísto uvolnění vést ke svalovému napětí.
- Příliš dlouhé používání může způsobit přehřátí. Před dalším použitím nechte přístroj vždy nejprve vychladnout.
- Přístroj nepokládejte a nepoužívejte přímo vedle elektrických kamen či jiných tepelných zdrojů.
- Masážní sedací podložku nikdy nepoužívejte ve složeném stavu.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické sítě.
- Zabraňte kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty.
- Nezakrývejte přístroj, pokud je zapnutý. Přístroj v žádném případě nepoužívejte pod příkrývkami nebo polštáři. Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.
- Dávaje pozor, aby se vám mezi rotující masážní hlavice nedostaly prsty nebo jiné části těla. Hrozí nebezpečí zranění!
- Nikdy nestoupejte a nesejděte celou vahou na pohyblivé části přístroje a nepokládejte na něj žádné předměty.
- Neprovozujte přístroj pomocí časových spínačů nebo externích dálkových ovladačů.
- Nepoužívejte přístroj při výskytu rozprašovaného aerosolu nebo při současném použití kyslíku.

pro údržbu a čištění

- Přístroj je bezúdržbový. Pokud přesto dojde k poruše, zkонтrolujte, zda je z hlediska funkční bezpečnosti správně připojen napájecí zdroj. Nerozpínajte zip. Uvnitř se nenachází žádné součásti, jejichž čištění nebo údržbu by mohl provádět sám uživatel.
- Vý sami smíte na přístroji provádět pouze čisticí práce. V případě závad nebo poškození neoprávujte přístroj sami – zanikají tím veškeré nároky vyplývající ze záruky. Abyste předešli ohrožení, obraťte se s dotazy na svého specializovaného prodejce a opravy nechte provádět pouze v autorizovaných servisech.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin. Pokud do přístroje vnikne kapalina, ihned vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Použití v souladu s určením

Přístroj slouží k masáži specifických částí těla za účelem uvolnění a relaxace. Není určen k lékařským/terapeutickým účelům. Není vhodný pro kliniky, masážní praxe, wellness studia atp. Tento masážní přístroj není zdravotnickým prostředkem a neslouží k léčbě bolesti. V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poradte s lékařem.

VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se balicí fólie nedostaly do rukou dětem! Hrozí nebezpečí udusení!

Přístroj a ovládací prvky

- 2 masážní hlavy v oblasti šíje/ramen (masáž šiacu) s odnímatelným potahem
- Otočný knoflík pro nastavení výšky
- 2 dvojitě masážní hlavy vibrující ve třech směrech (masáž šiacu)
- Tlačítko ZAP/VYP
- Tlačítko Neck (zapnutí/vypnutí masáže v oblasti šíje/ramen)
- Tlačítko Demo (představení všech masážních funkcí)
- Tlačítko Full (zapnutí/vypnutí masáže v oblasti celých zad)
- Tlačítko Upper (zapnutí/vypnutí masáže v horní části zad)
- Tlačítko Spot (zapnutí/vypnutí funkce bodové masáže v oblasti zad)
- Tlačítko Lower (zapnutí/vypnutí masáže ve spodní části zad)
- Tlačítko AIR PRESSURE (zapnutí/vypnutí akupresurní masáže v oblasti pasu, nastavení stupně intenzity: nízká, střední, vysoká)
- Tlačítko Heat (zapnutí/vypnutí funkce vyhřívání)

Rozsah dodávky

Nejprve zkonzolujte, zda je přístroj kompletní a zda nevykazuje známky poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na servisní středisko.

Obsah balení:

- 1 masážní sedací podložka medisana MC 825
- 1 návod k použití

Pokud si při vybalování všimnete závady způsobené při přepravě, ihned kontaktujte svého prodejce.

Použití přístroje

- Umísteče sedací podložku pro masáž šiacu na vysokou židli nebo křeslo a připevněte ji k zadní straně pomocí upínacích popruhů.
- Zajistěte, aby opěradlo bylo dostatečně vysoké. Zvýšte tak celkovou stabilitu sedací podložky.
- Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. Dbejte na to, aby zásuvka zůstala dobře přistupná.
- Posadte se nyní na sedací podložku pro masáž šiacu a seznamate se s funkcemi přístroje.
- Seďte pohodlně a vzpřímeně. Dbejte na to, aby seděli uprostřed podložky, aby se masážní hlavice 3 mohly pohybovat vlevo a vpravo od páteře.
- Masážní sedací podložku můžete ovládat pomocí tlačítka na ovládači. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ZAP/VYP 4. Přístroj se nachází v pohotovostním režimu. Pokud nestisknete žádnej další tlačítko, vypne se přístroj automaticky po 15 minutách.
- Masáž můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka ZAP/VYP 4. Pokud přístroj vypnete tímto způsobem, zatímco je zapnutá některá z masážních funkcí, dojde k okamžitému přerušení masáže pouze v oblasti šíje/ramen/pas, včetně funkce vyhřívání. Masážní hlavice v oblasti zad ještě musí zajet dolů do parkovací polohy. LED kontrolka během tohoto procesu blíká a poté zhasne.
- Před dalším použitím nechte přístroj vždy nejprve vychladnout.

Čištění a údržba

- Před čištěním přístroje zkonzolujte, zda je přístroj vypnutý a zda je zástrčka napájecího kabelu vytažena ze zásuvky. Chladný přístroj čistěte pouze vlhkým a měkkým hadříkem.
- V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, tvrdé kartáče, rozpouštědla nebo alkohol. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
- Nikdy neponořujte přístroj k očistění do vody a dbejte na to, aby do něj nepronikla žádná voda.
- K čištění sejměte potah krčních masážních hlavic 1 rozeprutím zipu po obvodu. Potah perte při teplotě max. 30 °C jako běžné prádo a věnujte pozornost údajům na etiketě!
- Přístroj opět používejte teprve tehdy, je-li úplně suchý.
- Kabel je třeba rozplést, pokud je zkroucený.
- Přístroj uchovávejte nejlépe v původním obalu a skladujte ho na bezpečném, čistém, chladném a suchém místě.

Likvidace

- Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdát všechny elektrické nebo elektronické přístroje – bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky, či nikoliv – do sběrného místa ve svém městě nebo v příslušné prodejně, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pro informace týkající se likvidace se obraťte na místní orgán nebo na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

Technické údaje

Název a model:	masážní sedací podložka medisana MC 825
Napájení:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Výkon:	40 W
Rozměry:	cca 84 × 19 × 48 cm
Hmotnost:	cca 7 kg
Skladovací podmínky:	čisté a suché prostředí
Číslo výrobku:	88929
Číslo EAN:	40 15588 88

**SK Návod na použitie
Masážna podložka MC 825**

Prístroj a ovládacie prvky

**Vysvetlenie značiek**

Masážnu podložku používajte len v uzavretých priestoroch!

Poťah masážnych hláv na šiju ① je možné prať pri max. 30 °C s normálnym pracím programom! Dodržiavajte pokyny na etikete!

Nečistiť chemicky!

Masážnu podložku nepoužívajte vo vlhkých priestoroch (napríklad pri kúpaní alebo sprchovaní).

DÔLEŽITÉ!
Nedodržanie tohto návodu môže viesť k vážnym poraneniam alebo k poškodeniam prístroja.

VÝSTRAHA
Tieto výstražné upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa.

POZOR
Tieto upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja.

UPOZORNENIE
Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie o inštalácii alebo prevádzke.

Trieda ochrany II

LOT Číslo šarže

Výrobca

**Bezpečnostné pokyny**

Skôr ako budete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod na použitie uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.



- Prístroj používajte len v súlade s jeho určením podľa návodu na použitie. Pri používaní na iné účely zaniká nárok na záruku.
- Prístroj nie je určený na komerčné účely ani na medicínske použitie.

Napájanie

- Skôr ako prístroj pripojíte do vášho napájania prúdom, skontrolujte, či sa sieťové napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s napäťom vašej elektrickej siete.
- Sieťový konektor zapojte do zásuvky, len keď je prístroj vypnutý.
- Sieťový kábel a prístroj uschovávajte v dostatočnej vzdialenosťi od tepelných zdrojov, horúcich povrchov, vlhkosti a kvapalín. Sieťovú zástrčku alebo sieťový spínač nikdy nechyťajte mokrými, resp. vlhkými rukami, ani keď stojíte vo vode.
- Nechyťajte prístroj, ktorý spadol do vody. Ihned vytiahnite sieťový konektor.
- Prístroj musí byť napojený tak, aby bol sieťový konektor volne prístupný.
- Okamžite po použití prístroj vždy vypnite tlačidlami na ovládacej jednotke a vytiahnite sieťový konektor zo zásuvky.
- Aby ste prístroj odpojili z elektrickej siete, nikdy neťahajte za sieťový kábel, ale vždy za sieťový konektor!
- Prístroj nikdy nenoste, neťahajte ani neotáčajte za sieťový kábel.
- Poškodený sieťový kábel smie vymieňať len výrobca, autorizovaný špecializovaný predajca alebo primerane kvalifikovaná osoba.

- Kábel a riadiaca jednotka môžu v prípade nesprávneho použitia predstavať riziko uškrtenia a potknutia. Používateľ zodpovedá za riadne umiestnenie elektrických kálov.

Pokyny pre osobitné skupiny používateľov

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z takého používania vyplývajú.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Tento prístroj nepoužívajte na podporu lekárskeho ošetroenia ani ako jeho náhradu. Chronicke ochorenia a symptómy by sa mohli ešte zhoršiť.
- Masážny prístroj by ste nemali používať, resp. najskôr by ste sa poradil so svojím lekárom, ak:

- je používateľka tehotná,
- máte kardiomimulátor, umelé kĺby alebo elektronické implantáty,
- trpíte jednou alebo viacerými nasledujúcimi chorobami alebo ťažkoťami: pochvy prekrvenia, kŕčové žily, otvorené rany, pomliaždeniny, popraskaná koža, zápaly žil.

- Prístroj nepoužívajte v blízkosti očí ani iných citlivých miest na tele.
- Ak by ste pocíťovali bolesti alebo by ste sa pri masáži necítili príjemne, prerušte používanie a poradte sa so svojím lekárom.
- Pozor pri používaní funkcie ohrevu. Prístroj je na povrchu horúci. Prístroj nepoužívajte u malých detí, bezvládných osôb ani u osôb necitlivých na teplo.
- Pri neobjasnených bolestiach, keď sa nachádzate v lekárskej starostlivosti a alebo používate medicínske prístroje, sa pred použitím masážného prístroja poradte so svojím lekárom.

Pred použitím prístroja

- Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či nie je poškodený kábel, riadiaci prístroj a masážna podložka. Pokazený prístroj sa nesmie uvádzať do prevádzky.
- Prístroj nepoužívajte, keď sú na prístroji alebo častiach kábla viditeľne poškodenia, keď nefunguje bezchybné, keď sedadlo alebo riadiaci prístroj spadlie alebo navlhli. Aby sa zabránilo rizikám, prístroj zašlite na opravu do servisu.
- Elektrický prístroj neskladujte ani neuschovávajte na miestach, z ktorých by mohol spadnúť do vane alebo umývadla.
- Prístroj používajte len v správnej polohe, tzn. ako je to opísané v tomto návode na použitie.

• Prístroj nepoužívajte počas spánku alebo ak ležíte v posteli.

- Prístroj nepoužívajte pred spaním. Masáž má stimulujúci účinok.
- Prístroj nikdy nepoužívajte, keď riadite vozidlo alebo obsluhujete stroj.
- Maximálny prevádzkový čas na jednu aplikáciu predstavuje 15 minút. Dlhšie použitie skracuje životnosť prístroja a namiesto uvoľnenia môže spôsobiť svalové napätie.

- Príliš dlhé používanie môže spôsobiť prehriatie. Skôr ako prístroj znova použijete, nechajte ho vždy vychladnúť.

- Prístroj nikdy neumiestňujte a nepoužívajte priamo vedľa elektrických kachľí alebo iných zdrojov tepla.

• Masážnu podložku nikdy nepoužívajte v zloženom stave.

- Keď je prístroj pripojený do elektrickej siete, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.

• Zabráňte kontaktu prístroja so špicatými alebo s ostrými predmetmi.

- Keď je prístroj zapnutý, nezakrývajte ho. V žiadnom prípade ho nepoužívajte pod prikrývkami alebo vankúšmi. Hrozí nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom a poranenia.

• Dajte pozor, aby sa medzi rotujúce masážne hlávice nedostali prsty ani iné časti tela. Nebezpečenstvo poranenia!

- Na pohyblivé časti prístroja nikdy nesadajte ani sa nestavajte celou váhou a nekladte na ne žiadne predmety.

- Na prevádzku prístroja nepoužívajte žiadne spínacie hodiny ani externé diaľkové ovládanie.

- Prístroj nepoužívajte pri rozprášení aerosóle zo sprejov ani pri súčasnom používaní kyslíka.

• Aby ste prístroj odpojili z elektrickej siete, nikdy neťahajte za sieťový kábel, ale vždy za sieťový konektor!

• Prístroj nikdy nenoste, neťahajte ani neotáčajte za sieťový kábel.

- Poškodený sieťový kábel smie vymieňať len výrobca, autorizovaný špecializovaný predajca alebo primerane kvalifikovaná osoba.

- Kábel a riadiaca jednotka môžu v prípade nesprávneho použitia predstavať riziko uškrtenia a potknutia. Používateľ zodpovedá za riadne umiestnenie elektrických kálov.

• Pokyny pre osobitné skupiny používateľov

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z takého používania vyplývajú.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Tento prístroj nepoužívajte na podporu lekárskeho ošetroenia ani ako jeho náhradu. Chronicke ochorenia a symptómy by sa mohli ešte zhoršiť.
- Masážny prístroj by ste nemali používať, resp. najskôr by ste sa poradil so svojím lekárom, ak:

- je používateľka tehotná,
- máte kardiomimulátor, umelé kĺby alebo elektronické implantáty,
- trpíte jednou alebo viacerými nasledujúcimi chorobami alebo ťažkoťami: pochvy prekrvenia, kŕčové žily, otvorené rany, pomliaždeniny, popraskaná koža, zápaly žil.

- Prístroj nepoužívajte v blízkosti očí ani iných citlivých miest na tele.

- Ak by ste pocíťovali bolesti alebo by ste sa pri masáži necítili príjemne, prerušte používanie a poradte sa so svojím lekárom.

- Pozor pri používaní funkcie ohrevu. Prístroj je na povrchu horúci. Prístroj nepoužívajte u malých detí, bezvládných osôb ani u osôb necitlivých na teplo.

- Pri neobjasnených bolestiach, keď sa nachádzate v lekárskej starostlivosti a alebo používate medicínske prístroje, sa pred použitím masážného prístroja poradte so svojím lekárom.

Primerané použitie

Prístroj slúži na vlastnú masáž určitých častí tela na uvoľnenie a navodenie príjemného pocitu. Nie je určený na lekársko-terapeutické použitie. Nie je vhodný pre kliniky, masárske prevádzky, wellness štúdiá, atď. Masážny prístroj nie je lekársky prístroj a neslúži na ošetrovanie bolestivých stavov. V prípade pochybností alebo neistoty sa pred použitím poradte so svojím lekárom.

VÝSTRAHA

Dávajte pozor, aby sa obalové fólie nedostali do rúk detom! Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Prístroj a ovládacie prvky

- 2 masážne hlávice v oblasti šije/plieč (masáž shiatsu) s odnímateľným poťahom

- Otočné koliesko na nastavenie výšky

- 2 trojrozmerné vibrujúce dvojité masážne hlávice (masáž shiatsu)

- Tlačidlo na zapnutie/vypnutie

- Tlačidlo „Neck“ (zapne/vypne masáž v oblasti šije a plieč)

- Tlačidlo „Demo“ (predstaví všetky masážne funkcie)

- Tlačidlo „Full“ (zapne/vypne masáž v oblasti celého chrba)

- Tlačidlo „Upper“ (zapne/vypne masáž v hornej časti chrba)

- Tlačidlo „Spot“ (zapne/vypne funkciu bodovej masáže chrba)

- Tlačidlo „Lower“ (zapne/vypne masáž v spodnej časti chrba)

- Tlačidlo „AIR PRESSURE“ (zapne/vypne akupresúrnú masáž v oblasti drieķu, zvoli stupeň: nízka, stredná, vysoká)

- Tlačidlo „Heat“ (zapne/vypne funkciu ohrevu)

Obsah balenia

Najskôr skontrolujte, či je prístroj úplný a či nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj neuvádzajte do prevádzky a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné pracovisko.

Balenie obsahuje:

- 1 Medisana masážna podložka MC 825

- 1 návod na použitie

Ak by ste počas rozbalenia zistili poškodenie spôsobené transportom, okamžite sa spojte s vaším predajcom.

Použitie prístroja

- Masážnu podložku shiatsu umiestnite na vysokú stoličku alebo kreslo a upevnite ju popruhmi na zadnej strane.
- Pritom dbajte na dosťačenie vysokého opierku chrbta, aby sa podoprela celá podložka.
- Sieťový konektor zasuňte do zásuvky. Dbajte na to, aby táto zasaďala dobre pristupná.
- Teraz sa posadte na masážnu podložku shiatsu a oboznámte sa s funkciami prístroja.
- Posadte sa pohodlne a vzpriamene. Dbajte na to, aby ste sedeli v strede, aby sa masážne hlávice ③ mohli pohybovať vľavo a vpravo od chrbtice.
- Masážnu podložku ovládajte tlačidlami na ovládacom prístroji. Prístroj zapnite stlačením tlačidla na zapnutie/vypnutie ④. Prístroj sa nachádza v pohotovostnom režime. Ak nestláčate žiadne ďalšie tlačidlo, prístroj sa automaticky vypne po 15 minútach.
- Masáž je možné ukončiť kedykoľvek stlačením tlačidla na zapnutie/vypnutie ④. Ak prístroj vypnete týmto spôsobom pri zapnutej masážnej funkcií, ihneď sa zastavia masáže iba v oblasti šije/plieč a drieķu, vrátane funkcie vyhrievania. Masážne hlávice v chrbte sa

**SI Navodila za uporabo
Podloga za sedenje MC 825**

Naprava in upravljalni elementi

**Razlaga znakov**

Masažno sedežno blazino uporabljajte samo v zaprtih prostorih!

Prevleko masažnih glav za vrat ① lahko perete pri najv. 30 °C ob uporabi programa za običajno pranje perila! Upoštevajte navodila na etiketi!

Prepovedano kemično čiščenje!

Masažne sedežne blazine ne uporabljajte v vlažnih prostorih (npr. med kopanjem ali prhanjem).

POMEMBNO!
Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe naprave.

OPOZORILO
Upoštevajte varnostna opozorila, saj lahko samo tako preprečite morebitne poškodbe uporabnika.

POZOR
Ta navodila morate upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave.

OPOMBA
Te opombe vam nudijo koristne dodatne informacije za namestitev ali delovanje.

Zaščitni razred II

LOT Številka LOT

Proizvajalec

**SI Varnostni napotki**

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke, in navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, nujno priložite ta navodila za uporabo.



- Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. V primeru nepravilne uporabe je garancija neveljavna.
- Naprava ni namenjena industrijski uporabi ali za uporabo v medicinske namene.
- za električno napajanje**
- Preden napravo priključite na električno napajanje pazite na to, da se na tipski tablici navedeno omrežno napajanje ujema z napajanjem vašega električnega omrežja.
- Omrežni vtič vstavite v vtičnico samo, ko je naprava izklopljena.
- Napajalni kabel in napravo držite stran od vročine, vročih površin, vlage in tekočin. Omrežnega vtiča ali omrežnega stikala nikoli ne prijemajte z mokrimi oz. vlažnimi rokami, ali takrat, kadar stojite v vodi.
- Ne segajte po napravi, ki je padla v vodo. Takoj izvlecite omrežni vtič.
- Napravo je potrebno priključiti tako, da je omrežni vtič prostost dostopen.
- Tako po uporabi naprave izklopite krmilni del s tipkami in izvlecite napajalnik iz vtičnice.
- Da bi napravo izključili iz električnega omrežja, nikoli ne povlecite omrežnega kabla, temveč vedno omrežni vtič.
- Naprave ne nosite, vlecite ali vrtite z napajalnim kablom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga sme zamenjati samo podjetje MEDISANA, pooblaščen trgovec ali oseba z ustreznimi kvalifikacijami.
- Kabel in krmilna naprava lahko ob nepravilni uporabi predstavlja tveganje zadušitve ali spotika. Uporabnik mora zagotoviti pravilno namestitev električnih kablov.

za posebne posameznike

- To napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja le pod nadzorom ali potem, ko so bile podučene o varni uporabi naprave in tveganjih uporabe ter slednje razumejo.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Te naprave ne uporabljajte za podporo ali kot nadomestilo za medicinske name-ne. Kronična obolenja in simptomi se lahko še poslabšajo.
- Uporabi masažne naprave bi se morali odpovedati oz. se najprej posvetovati z vašim zdravnikom, kadar:

- gre za nosečnost;
- kadar imate srčni spodbujevalnik, umetne sklepne ali elektronske vsadke.
- če ste oboleni za eno ali več naslednjimi boleznjimi ali težavami: Motnje prekravavitve, krčne žile, odprtne rane, modrice, razpoke na koži, flebitis.
- Naprave ne uporabljajte v bližini oči ali drugih občutljivih delov telesa.

- Če občutite bolečine ali pa je masaža za vas neprijetna, potem prekinite uporabo in se posvetujte s svojim zdravnikom.

- Previdno pri uporabi funkcije segrevanja. Naprava ima vroče površine. Ni primerno za uporabo na malčkih, nemočnih osebah ali osebah, ki niso občutljive na vročino.

- Pri nejasnih bolečinah, kadar se zdravniško zdravite in/ali uporabljate medicinske naprave, se pred uporabo masažne naprave posvetujte s svojim zdravnikom.

pred upravljanjem naprave

- Pred vsako uporabo skrbno preverite, da kabel, krmilna naprava in masažna sedežna blazina niso poškodovani. Okvarjene naprave ni dovoljeno uporabljati.
- Naprave ne uporabljajte, kadar so na napravi ali delih kabla vidne poškodbe, če naprava ne deluje brezhibno, če sta sedež ali krmilna naprava odpadla ali pa sta vlažna. Da bi se izognili nevarnostim, pošljite napravo v popravilo na servisno mesto.

- Nobene električne naprave ne skladiščite ali hranite na mestih, s katerih bi lahko padla v kopalno kad ali v umivalnik.
- Napravo uporabljajte samo v pravilnem položaju, torej tako, kot je navedeno v teh navodilih za uporabo.

• Naprave ne uporabljajte, če spite ali ležite v postelji.

- Naprave na uporabljajte pred spanjem. Masaža ima stimulativen učinek.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če upravljate vozilo ali druge stroje.
- Najdlje je napravo dovoljeno uporabljati 15 minut. Daljša uporaba skrajša življenjsko dobo naprave in lahko namesto do sprostitevi mišic povzroči njihovo napetost.
- Predolga uporaba lahko pripelje do pregrjetja. Pred ponovno uporabo vedno počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.
- Naprave nikoli ne odlagajte ali uporabljajte neposredno v bližini električne peči ali drugih virov vročine.
- Masažne sedežne blazine nikoli ne uporabljajte v zloženem stanju.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar je priključena na električno omrežje.
- Preprečite stik naprave s koničastimi ali ostrimi predmeti.
- Ko je naprava vklopljena je ne pokrivajte. V nobenem primeru je ne uporabljajte pod odejami ali vzglavnik. Obstaja nevarnost požara, električnega udara in poškodbe.
- Prepričajte se, da med rotirajoče dele masažne glave ne stisnete prstov ali drugih delov telesa. Nevarnost poškodb!
- Nikoli se s celotno težo ne usedite ali postavite na premične dele naprave, prav tako nanjo ne odlagajte nobenih predmetov.
- Za delovanje ne uporabljajte časovne stikalne ure ali drugih zunanjih upravljalnikov.
- Naprave ne uporabljajte v meglici iz razpršila ali ob hkratni uporabi kisika.

za vzdrževanje in čiščenje

- Naprave ni treba vzdrževati. Če bi kljub temu prišlo do motnje z golj preverite, ali je napajalnik varno priključen. Ne odpirajte zadrge. Za njo se ne nahajajo nobeni deli, ki bi jih uporabnik moral čistiti ali vzdrževati.
- Sami lahko na napravi izvajate samo čiščenje. V primeru motenj naprave ne popravljajte sami, saj je v tem primeru garancija neveljavna. Vprašajte vašega pooblaščenega trgovca, popravila naj opravi samo pooblaščen servis, da preprečite tveganja.
- Naprave ne potapljaljte v vodo ali druge tekočine. Če bi kljub temu v notranjost naprave prodrla tekočina takoj izvlecite omrežni vtič.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora odraslih oseb.

Pravilna uporaba

Naprava je namenjena lastni masaži določenih telesnih delov Ni namenjena za medicinsko in terapevtsko uporabo. Ni primerena za klinike, masažne salone, studie dobrega počutja itd. Masažna naprava ni medicinska naprava in ni namenjena bolečinski terapiji. V primeru dvoma ali negotovosti se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

OPOZORILO

Pazite, da embalažna folija ne pride v roke otrok! Obstaja nevarnost zadušitve!

Naprava in upravljalni elementi

- 2 masažni glavi na območju vratu in ramen (masaža shiatsu) s snemljivo prevleko
- vrtljivo kolesce za nastavljanje višine
- 2 tridimenzionalni vibracijski dvojni masažni glavi (masaža shiatsu)
- tipka vklop/izklop
- tipka na zatilju (vklop/izklop masažo na območju vratu in ramen)
- demo tipka (predstavi vse masažne funkcije)
- tipka full (vklop/izklop masažo na celotnem območju hrba)
- tipka navzgor (vklop/izklop masažo na zgornjem območju hrba)
- točkovna tipka (vklop/izklop točkovno masažno funkcijo na hrbu)
- Spodnja tipka (vklop/izklop masažo na predelu spodnjega dela hrba)
- AIR PRESSURE tipka (vklop/izklop akupresurno masažno na območju pasu, izberite stopnjo: nizko, srednje, visoko)
- Tipka za ogrevanje masažne blazine (vklop/izklop funkcijo ogrevanja)

Obseg dobave

Prosimo, najprej preverite, ali je naprava popolna in brez poškodb. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na svojega trgovca ali servisno mesto.

V obseg dobave sodijo:

- 1 medisana masažna podloga za sedenje MC 825
- 1 Navodila za uporabo

Če med odpiranjem izdelka opazite poškodbe, nastale med transportom se takoj obrnite na vašega prodajalca.

Spremembe na napravi

- Masažno sedežno blazino Shiatsu namestite na visok stol ali naslanjač in jo pritrinite z varnostnimi pasovi na hrbtni strani.
- Bodite pozorni, da je naslonjalo za hrbet dovolj visoko, saj boste samo tako zagotovili podporo celotne sedežne blazine.
- Omrežni vtič vstavite v vtičnico. Bodite pozorni na to, da ostane dobro dostopna.
- Sedaj sedite na masažno sedežno blazino Shiatsu in se seznanite s funkcijami naprave.
- Sedite udobno in pokončno. Pazite na to, da sedite na sredini, tako se bodo lahko masažne glave ③ premikale levo in desno ob hrbenici.
- Masažno sedežno blazino upravljajte s tipkami na krmilni napravi. Napravo vklopite tako, da pritisnete tipko vklop/izklop ④. Naprava se nahaja v stanju pripravljenosti. Če ne pritisnete nobene druge tipke, se naprava samodejno izklopi po 15 minutah.
- Masažo lahko kadarkoli prekinete s pritiskom tipke vklop/izklop ④. Če napravo na ta način izklopite medtem, ko je vklopljena ena od masažnih funkcij, se takoj zaustavijo z golj masaže na vratu/ramenih, vključno s funkcijo ogrevanja. Masažne glave na hrbu se zapeljejo najprej še navzdol v osnovni položaj. Medtem utripa LED, nato ugasne.
- Napravo pustite vedno najprej popolnoma ohladiti, preden jo ponovno uporabite.

Čiščenje in nega

- Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je naprava izklopljena in, da se omrežni vtič ne nahaja v vtičnici. Ohlajeno napravo čistite samo z vlažno in mehko krpo.
- V nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistil, močnih ščetk, razredčil ali alkohola. To bi lahko poškodovalo površino.
- Za namene čiščenja naprave nikoli ne potapljaljte v vodo in bodite pozorni na to, da voda ne vdre v napravo.
- Prevleko masažnih glav za vrat odstranite ① za čiščenje tako, da odprete zadrgo. Prevleko perite največ pri 30 °C pri programu za običajno pranje in pri tem upoštevajte navodila na etiketi.
- Napravo lahko ponovno uporabite šele, ko je popolnoma suha.
- Če je kabel zavozlan, ga odvozljajte.
- Najbolje, da napravo shranite v originalni embalaži na varnem, čistem, hladnem in suhem mestu.

Odlaganje

Te naprave ni dovoljeno odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsak potrošnik je zadolžen, da vse električne ali elektronske naprave, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, oddati na zbirni lokaciji svojega mesta ali v trgovini, da jih je mogoče odstraniti na okolju prijazen način. Glede odstranjevanja se obrnite na lokalne organe oblasti ali na prodajalca.

Tehnični podatki

Naziv in model: **medisana** masažna podloga za sedenje **MC 825**

Električno napajanje: 220 - 240 V~ 50-60Hz

Zmogljivost: 40 vatov

Mere: pribl. 84 x 19 x 48 cm

Teža: pribl. 7 kg

Pogoji skladiščenja: čisto in suho

Številka artikla: 88929

Številka EAN: 40 15588 88929 5

Zaradi nenehnih izboljšav izdelka, si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Trenutno veljavno različico teh navodil si oglejte na www.medisana.com

Pogoji za garancijo in popravila

V primeru garancijskega zahtevka vas prosimo, da se obrnete na vašega trgovca ali neposredno na servisno mesto. Če nam boste morali napravo poslati nazaj po pošti, napišite, kaj je narobe in dodajte kopijo računa. Pri tem veljajo naslednji garancijski pogoji:

1. Za izdelek **medisana** od datuma nakupa zagotavljamo 3 leta garancije.
2. Škoda, ki je posledica napak na materialu ali napak pri proizvodnji, bo v garancijskem času brezplačno odpravljena.
3. Uveljavljanje garancijskega zahtevka na podaljša garancijske dobe, ne za napravo in tudi ne za zamenjane dele.
4. Iz garancije je izključeno:
 - a. Vsa škoda, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja, npr. zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.
 - b. Škoda, ki je posledica popravil ali posegov v napravo s strani kupca ali nepooblaščenih tretjih oseb.
 - c. Škoda pri transportu, ki je nastala na poti od proizvajalca do potrošnika ali pri pošiljanju na servisno mesto.
 - d. Nadomestni deli, ki so izpostavljeni običajni obrabi.
5. Jamstvo za posredno ali neposredno posledično škodo, ki jo povzroči naprava je izključeno tudi takrat, kadar je škoda na napravi priznana, kot garancijski primer.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, NEMČIJA

**HR Uputa o uporabi
Masažni podložak za sjedalo MC 825**

Uredaj i elementi za upravljanje

**Objašnjenje znakova**

Koristite masažni podložak za sjedalo samo u zatvorenim prostorijama!

Navlaka za masažne glave za vrat 1 može se prati na temperaturi od najviše 30 °C kao normalno rublje! Pridržavajte se uputa na etiketi!

Ne čistiti kemijski!

Masažni podložak za sjedalo ne koristite u vlažnim prostorijama (npr. prilikom kupanja ili tuširanja).

VAŽNO!
Nepridržavanje ove Upute može dovesti do teških ozljeda i oštećenja na uređaju.

UPOZORENJE
Ovih se upozorenja treba pridržavati kako bi se spriječile moguće ozljede korisnika.

POZOR
Ovih se napomena treba pridržavati kako bi se spriječila oštećenja uređaja.

NAPOMENA
Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja.

Razred zaštite II

LOT Broj ŠARŽE

Proizvođač

**Sigurnosne napomene**

Pažljivo pročitajte Upute o uporabi, osobito sigurnosne napomene prije nego što započnete s radom uređaja i sačuvajte ove Upute za kasnije potrebe. Kada uređaj dajete drugima na korištenje, obavezno im uručite i njegovu Upalu o uporabi.



- Uredaj koristite samo u skladu s njegovom namjenom i prema Upalu o uporabi. U slučaju nenumjenskog korištenja gubi se pravo na jamstvo.
- Masažer nije predviđen za korištenje u profesionalne ili medicinske svrhe.

O opskribi strujom

- Prije priključivanja uređaja na električnu mrežu pripazite da električni napon naveden na tipskoj oznaci uređaja odgovara naponu vašeg izvora struje.
- Mrežni utikač gurnite u utičnicu samo onda kada je uređaj isključen.
- Držite mrežni kabel i uređaj podalje od izvora topline, vrućih površina, vlage i tekućina. Mrežni utikač ili mrežni prekidač ne hvatajte mokrim odn. vlažnim rukama ili kada stojite u vodi.
- Ne posežite za uređajem koji vam je pao u vodu. U tom slučaju odmah iskopčajte mrežni utikač.
- Uredaj se mora priključiti tako da je mrežni utikač normalno dostupan.
- Uredaj nakon korištenja odmah isključite pomoću tipki na upravljačkoj jedinici i izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Kako biste uređaj odvojili od električne mreže, nikada ga ne povlačite za mrežni kabel nego uvijek za mrežni utikač.
- Uredaj nemojte nositi, povlačiti ili okretati držeći ga za mrežni kabel.

Za osobe s posebnim potrebama

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca dobi iznad 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, senzoričkih ili mentalnih sposobnosti ili s manjkom iskustva i znanja, ako ih se nadzire ili ako su poučeni o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.
- Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.
- Ne koristite ovaj uređaj kao pomoć ili kao zamjenu za medicinske postupke. Kronične bolesti i simptomi mogli bi se samo pogoršati.
- Ne biste trebali koristiti masažer, odnosno prije njegove upotrebe najprije se trebate posavjetovati sa svojim liječnikom ako:
 - ste u drugom stanju;
 - imate elektrostimulator srca, umjetne zglobove ili elektronske implantate;
 - bolujete od neke od sljedećih bolesti ili ako imate neke od sljedećih tegoba: smetnje u cirkulaciji, proširenje vena, otvorene rane, uganuća, ispučalo kožu, upale vena.
- Ne koristite masažer u blizini očiju ili drugih osjetljivih mesta na tijelu.
- Ako osjetite bolove ili ako masažu doživljavate kao neugodnu, prekinite s ovakvim tretmanom i konzultirajte svojeg liječnika.
- Oprez u slučaju korištenja funkcije za toplinu. Uredaj ima vruće površine. Ne koristite uređaj za masažu male djece, osoba koje su bespomoćne ili neosjetljive na toplinu.
- U slučaju nerazjašnjениh bolova, ako se nalazite u medicinskoj skrbi i/ili ako koristite medicinske proizvode, prije korištenja masažera posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Prije rada s uređajem

- Prije svakog korištenja dobro provjerite jesu li kabel, upravljač i masažni podložak za stolac neoštećeni. Neispravan uređaj ne smije se isključivati.
- Ne koristite masažni uređaj ako na njemu ili na kabelu postoje vidljiva oštećenja, ako uređaj ne funkcioniра besprekorno, ako su vam sjedalica ili upravljač pali na tlo ili se navlažili. Kako biste izbjegli opasnosti, pošaljite uređaj na popravak u servisnu službu.
- Ne skladištite i ne čuvajte električni uređaj na mjestima s kojih on može pasti u kadu ili u umivaonik.
- Koristite uređaj samo u ispravnom položaju, tj. kako je opisano u ovoj Upuci o uporabi.

• Ne koristite uređaj dok spavate ili ležite u krevetu.

- Ne koristite uređaj prije nego što ćete zaspati. Masaža ima stimulirajuće djelovanje.
- Ne koristite uređaj dok upravljate vozilom ili rukujete nekim strojem.
- Najduže trajanje rada uređaja po jednom tretmanu iznosi 15 minuta. Duže korištenje skraćuje životni vijek uređaja i može uzrokovati napetost mišićnog tkiva umjesto njegovog opuštanja.
- Predugi rad može dovesti do pregrijavanja uređaja. Redovito pustite da se masažer ohladi prije nego ga isključite za novi tretman.
- Nikada ne odlažite i ne koristite uređaj neposredno pokraj električne grijalice ili drugih izvora topline.
- Nikada ne koristite masažni podložak za stolac kada je presavijen.
- Uredaj nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.
- Izbjegavajte kontakt uređaja sa šiljatim ili oštrim predmetima.
- Ne prekrivajte uređaj dok je isključen. Ni u kojem slučaju ne koristite uređaj ispod pokrivača ili jastuka. Postoji opasnost od požara, strujnog udara i ozljedivanja.
- Pripazite da prsti ili drugi dijelovi tijela ne dospiju među masažne glave dok iste rotiraju. Opasnost od ozljeda!
- Nemojte nikada sjetiti ili stati svom težinom na pokretne dijelove uređaja i ne stavljavate na uređaj nikakve predmete.
- Ne koristite nikakve uklopne satove ili vanjske daljinske upravljače u svrhu pokretanja i rada uređaja.
- Uredaj ne koristite izložen mlaznoj maglici iz raspršivača (spreja) ili uz istodobnu izloženost djelovanju kisika.

O održavanju i čišćenju

- Uredaj ne zahtijeva održavanje/servisiranje. Ako bi ipak došlo do funkcionalnih smetnji, provjerite je li adapter čvrsto i sigurno spojen s utičnicom. Ne otvarajte patentni zatvarač. Unutar obloge zatvorene takvim zatvaračem nema dijelova koje bi korisnik morao čistiti ili održavati (servisirati).
- Vi osobno smijete samo izvana čistiti uređaj. U slučaju smetnji ili oštećenja ne mojte sami popravljati uređaj jer se u tom slučaju gubi svako pravo na jamstvo. Pitajte svog specijaliziranog trgovca i provodite popravke samo u ovlaštenim servisima da biste izbjegli rizike.
- Uredaj ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine. Ako bi tekućina ipak dospjela u unutrašnjost uređaja, odmah izvucite mrežni utikač.
- Čišćenje i korisničko održavanje djeca ne smiju obavljati bez nadzora.

Namjensko korištenje uređaja

Uredaj služi osobnoj masaži određenih dijelova tijela radi opuštanja mišića i općeg poboljšanja tegobnog tjelesnog stanja. Uredaj nije osmišljen za upotrebu u medicinsko terapeutiske primjene. Uredaj nije prikladan za klinike, bolnice, salone za masažu, wellness studije, itd. Masažer nije medicinski proizvod i ne služi za terapije kod postojanja bolova. Ako ste u nedoumici ili ste nesigurni, обратите se svojem liječniku prije upotrebe masažera.

Uredaj i elementi za upravljanje

- 1 2 Masažne glave za masiranje područja vrata i ramena (Shiatsu masaža) s odvojivom navlakom
- 2 Kotačić za namještanje visine
- 3 2 trodimenzionalno vibrirajuće dvostrukе masažne glave (Shiatsu masaža)
- 4 Tipka Uključi/Izključi
- 5 Tipka za masažu vrata (uključuje/isključuje masiranje područja vrata i ramena)
- 6 Demo tipka (predstavlja sve masažne funkcije)
- 7 Full tipka (uključuje/isključuje masiranje cjelokupnog područja leđa)
- 8 Upper tipka (uključuje/isključuje masiranje gornjeg dijela leđa)
- 9 Spot tipka (uključuje/isključuje funkciju točkaste masaže)
- 10 Lower tipka (uključuje/isključuje masiranje donjeg dijela leđa)
- 11 AIR PRESSURE tipka (uključuje i isključuje akupresurnu masažu u području struka, odabire stupnjeve: niski, srednji, visoki)
- 12 Heat tipka (uključuje/isključuje funkciju grijanja)

Opseg isporuke

Najprije provjerite je li uređaj u cijelosti isporučen i ima li na njemu kakvih oštećenja. Ako ste u nedoumici, ne koristite uređaj i obratite se prodavaču ili odgovarajućoj servisnoj službi.

U opseg isporuke pripada:

- 1 medisana masažni podložak za sjedalo MC 825
- 1 Uputa o uporabi

Ako prilikom raspakiravanja primijetite štetu uslijed transporta, molimo da odmah stupite u kontakt sa svojim trgovcem.

Primjena uređaja

- Postavite Shiatsu masažni podložak na visoki stolac ili naslonjač i pričvrstite ga steznim remenjem sa stražnje strane.
- Vodite računa o tome da je naslon sjedala dovoljno visok, kako bi omogućio dobar oslonac za cijeli masažni podložak.
- Mrežni utikač gurnite u mrežnu utičnicu. Vodite računa da ona ostane neometano dostupna.
- Sjednite na Shiatsu masažni podložak za stolac i upoznajte se s funkcijama uređaja.
- Sjedite udobno i uspravno. Vodite računa da sjedite u sredini, tako da se glave za masažu 3 mogu pomicati lijevo i desno od kralježnice.
- S pomoću tipki na upravljaču rukujete masažnim podložkom. Uključite uređaj pritiskom na tipku uključi/isključi 4. Uredaj se nalazi u stanju mirovanja (standby). Ako se potom ne pritisne neka tipka, uređaj će se nakon 15 minuta automatski isključiti.
- Masažu možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku uključi/isključi 4. Ako uređaj isključi na ovaj način dok je jedna od funkcija masaže aktivirana, istog trenutka zaustavljuje se samo masaže u području vrata/ramena te u području struka kao i funkcija grijanja. Masažne glave u području leđa lagano će se još srušiti u svoj položaj mirovanja. Za to vrijeme kontrolna LED lampica će treperiti, a nakon toga se ugasiti.
- Redovito pustite da se masažni podložak ohladi prije nego ga isključite za novi tretman.

Čišćenje i održavanje

- Prije nego čistite uređaj, provjerite je li uređaj isključen i mrežni utikač izvučen iz utičnice. Čistite ohlađeni uređaj samo vlažnom i mekom krpom.
- Ni u kojem slučaju ne koristite oštra sredstva za čišćenje, jake četke, otapala, razrjeđivač ili alkohol. To može oštetiti površinu.
- Uredaj nikada ne uranjajte u vodu radi čišćenja i po potrebi osigurajte da voda ne prodre u uređaj.
- Skinite navlaku za masažne glave za vrat 1 radi čišćenja tako što ćete potpuno otvoriti patentni zatvarač. Navlaku perite na temperaturi od najviše 30 °C kao normalno rublje i pridržavajte se uputa na etiketi!
- Uredaj koristite ponovno tek onda kada se potpuno osuši.
- Izravnajte kabel ako se izvitoperi.
- Najbolje je da uređaj pospremate u originalnu ambalažu i da ga držite na sigurnom, čistom, hladnom i suhom mjestu.

Zbrinjavanje

- Ovaj se uređaj ne smije zbrinuti zajedno s ostalim kućnim otpadom.
- Svaki potrošač dužan je zbrinuti sve električne i elektroničke uređaje i opremu, bez obzira na to sadrži li isti štetne tvari ili ne, predajom u reciklažno dvorište u svom gradu ili u trgovini, kako bi bili zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. U svezi sa zbrinjavanjem, molimo vas da se obratite svojem komunalnom poduzeću ili svojem trgovcu.

Tehnički podaci

Naziv i model:	medisana masažni podložak za sjedalo MC 825
Opskrba strujom:	220 - 240 V~ 50-60Hz
Snaga:	40 W
Dimenzije:	oko 84 x 19 x 48 cm
Težina:	oko 7 kg
Uvjeti skladištenja:	čisto i suho
Broj artikla:	88929
EAN broj:	40 15588 88929 5

U okviru stalnog poboljšanja proizvoda zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske izmjene.

Trenutačnu verziju ove Upute za uporabu možete pronaći na www.medisana.com

Jamstveni uvjeti i uvjeti popravka

Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se svojoj specijaliziranoj trgovini ili neposredno servisnoj službi. U slučaju da proizvod morate poslati poštom, u pošiljci navedite kvar i priložite presliku potvrde o plaćenom računu. Pri tome vrijede sljedeći jamstveni uvjeti:

- 1 Na proizvode **medisana** odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje.
- 2 Nedostaci uslijed greške u materijalu ili proizvodnji, u jamstvenom roku otklanjaju se besplatno.
- 3 Korištenjem jamstva ne produžuje se jamstveni rok, niti za zamijenjene dijelove.
- 4 Iz jamstva se isključuju:
 - a. bilo kakve štete nastale zbog nepravilnog rukovanja uređajem, npr. zbog nepoštivanja Upute o uporabi.
 - b. štete koje se temelje na popravku ili zahvatima koje su poduzeli kupac ili neovlaštene treće osobe.
 - c. oštećenja koja su nastala na putu od proizvođača do potrošača ili koja su nastala tijekom slanjia posiljke u servisnu službu.
 - d. zamjenski dijelovi koji podliježu normalnom habanju.
- 5 Odgovornost za izravne ili neizravne posljedične štete koje prouzroči uređaj, isključene su i onda, kada je šteta na uređaju priznata kao garancijski slučaj.

**HU Használati útmutató
Masszírozó ülésrátét MC 825**

Készülék és vezérlő

**Jelmagyarázat**

A masszírozó ülésrátétet csak zárt tereken használja!

A nyakat masszírozó fejeket ① borító huzat legfeljebb 30 °C-on, normál mosás-sal mosható! Vegye figyelembe a címkén lévő tudnivalókat

Tilos a vegytisztítás!

Ne használja a masszírozó ülésrátétet nedves környezetben (pl. kád vagy a zuhany mellett).

FONTOS!
Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS
A felhasználó sérülésének megelőzése érdekében a figyelmeztetéseket be kell tartani.

FIGYELEM
A készülék esetleges károsodásának megelőzése érdekében be kell tartani ezeket az utasításokat.

MEGJEGYZÉS
Ezek a megjegyzések hasznos kiegészítő információkkal látták el a telepítéssel vagy a működtetéssel kapcsolatban.

II. védelmi osztály

LOT Téteszám

Gyártó


HU Biztonsági tudnivalók

A termék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösképpen a biztonsági útmutatót, és őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Ha a készüléket másnak adjta tovább, a jelen használati útmutatót is feltétlenül adjon oda.



• A készüléket csak a használati útmutatóban ismertetett rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az ettől eltérő használat a garanciaérvényesítési jog elvesztésével jár.

• Ez a készülék nem alkalmas kereskedelmi célú vagy orvosi használatra.

az áramellátásról

• Mielőtt csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

• Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az aljzatba, ha a készülék ki van kapcsolva.

• A hálózati kábelt és a készüléket tartsa távol hőtől, forró felületektől, nedveségtől és folyadékoktól. Soha ne fogja meg a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolót vizes vagy nedves kézzel, valamint akkor sem, ha vízben áll.

• Ne nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

• A készüléket úgy kell csatlakoztatni, hogy a hálózati csatlakozódugó szabadon hozzáérhető legyen.

• Használat után mindenkoronakapcsolja ki a készüléket a kezelőfelületen található gombokkal, és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.

• A hálózatról történő leválasztásakor a készüléket soha ne a hálózati kábelrel, hanem mindenkoronakapcsolódugóval húzza ki a csatlakozójaból.

• A készüléket soha ne fogja meg, ne húzza és ne forgassa el a hálózati kábelnél fogva.

• A megrongálódott hálózati kábelt kizárolag a gyártó által meghatalmazott szakkereskő vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.

• Nem megfelelő használat esetén a kábel és a vezérlőegység fulladás- és botlásveszélyt jelenthetnek. Az elektromos kábel megfelelő elhelyezésének felelőssége a felhasználót terheli.

Különleges személyek

• A készüléket 8 éves fölötti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságért felelős személy felügyeli a műveletet vagy útmutatást ad a készülék használatáról, valamint ha a fent említett személyek megértették a készülék használatából eredő veszélyeket.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

• Ne használja a készüléket orvosi alkalmazások támogatására vagy helyettesítésére. A krónikus panaszok és tünetek akár még rosszabbodhatnak is.

• Ne használja a készüléket, illetve az orvosával történő konzultáció után használja a készüléket, amennyiben:

– terhesség áll fenn;
– szívritmus-szabályozó készülékkel, mesterséges ízülettel vagy elektronikus implantátumokkal rendelkezik;

– az alábbi betegségek valamelyikében szenved vagy az alábbi panaszai vannak: keringési zavarok, visszérbetegség, nyílt sebek, horzsolasok, bőrrepedések, visszérgylladás.

• Ne használja a készüléket a szem környékén vagy egyéb érzékeny testrészeken.

• Ha fájdalmat érez vagy a masszázst kellemetlennek érzi, hagyja abba a készülék használatát, és konzultáljon az orvosával.

• Legyen óvatos a melegítési funkció használatakor. A készüléken forró felületek vannak. Ne használja a készüléket kisgyermekek, valamint segítségre szoruló vagy hőérzettel nem rendelkező személyeken.

• Ismeretlen eredetű fájdalom esetén vagy ha orvosi kezelés alatt áll és/vagy orvostechnikai eszközökkel használ, a masszírozó készülék használata előtt konzultáljon az orvosával.

a készülék üzemeltetése előtt

• Gondosan ellenőrizze a hálózati csatlakozót, a kábelt és a masszírozó készüléket, hogy található-e rajta sérülés. Hibás készüléket tilos üzembe helyezni.

• Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a kábel részein sérülések láthatók, ha azok nem működnek kifogástalanul, ha az ülés vagy a vezérlőkészülék leesett vagy nedvesség érte. A veszélyek elkerülése érdekében küldje a készüléket javításra a szervizhez.

• Ne tároljon és ne tartson olyan helyen elektromos készüléket, ahonnan az a fürdőkádba vagy a mosdókagylóba eshet.

• A készüléket csak a helyes pozícióban használja, vagyis a használati útmutatóban leírtak szerint.

• Ne használja alvás közben vagy ágyon fekve a készüléket.

• Ne használja a készüléket elalvás előtt. A masszázs stimuláló hatású.

• Ne használja a készüléket, ha járművet vezet vagy munkagépet kezel.

• Egy alkalmazás maximális időtartama 15 perc. A hosszabb használat csökkenti a készülék élettartamát, és az izomzat kilazítása helyett az izmok befeszülését okozhatja.

• A túl hosszú ideig tartó használat túlmelegedéshez vezethet. Újból használat előtt mindenkoronak hagyja először lehűlni a készüléket.

• Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül elektromos fűtés vagy egyéb hőforrás mellé, illetve ne üzemeltesse ezek közelében.

• A masszírozó ülésrátétet soha ne használja összehajtott állapotban.

• Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás után ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen heges vagy éles tárgyakkal.

• Ne takarja le a készüléket, ha az be van kapcsolva. Ne használja a készüléket takarók vagy párnák alatt. Tűzveszély, áramütés veszély és sérülésveszély áll fenn.

• Győződjön meg arról, hogy a forgó masszázsfejek ne csipjék be az ujját vagy egyéb testrészt. Sérülésveszély

• Soha ne üljen vagy álljon teljes testsúlyával a készülék mozgó alkatrészeire és ne is helyezzen tárgyat rá.

• Ne használjon kapcsolóit vagy más külső távvezérlést a készülék működtetéséhez.

• Ne használjon a készüléket sprayflakonokból történő permetezéskor vagy oxigénnel együtt.

Karbantartás és tisztítás

• A készülék nem igényel karbantartást. Ha ennek ellenére üzemzavar lép fel, ellenőrizze, hogy a tápegység csatlakoztatása megfelelő-e. Ne nyissa ki a cipzárat. Mögötte nem találhatók a felhasználó által megtisztítandó vagy karbantartandó alkatrészek.

• Önnel a készüléket csak tisztítania szabad. Meghibásodás vagy sérülések esetén ne kísérélje meg a készülék önálló javítását, mert ez mindenkoronak garanciagény megszünését okozza. Érdeklődjön a szaküzletnél, és kizárolag erre jogosult szervizzel végezzen javításokat a kockázatok elkerülése érdekében.

• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékokba. Ha mégis folyadék kerülne a készülékebe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

• A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik felügyelet alatt nem álló gyermekek.

Rendeltetésszerű használat

A készülék célja az egyes testrészekben végzett önmasszázs biztosítása a pihenés és a jó közérzet elősegítésének érdekében. Nem orvosi terápiás használatra készült. Nem alkalmass klinikákon, masszázzsalonokban, wellness-stúdiókban stb. történő használatra. A masszírozó készülék nem orvosi készülék, nem használható fájdalomcsillapításra. Kétség vagy bizonytalanság esetén használat előtt konzultáljon orvosával.

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermek kezébe!
Fulladásveszély áll fenn!

Készülék és vezérlő

1 2 masszázsfej a nyak és váll területén (shiatsu masszázs), levehető huzattal

2 forgatókerék a magasság beállításához

3 2 db háromdimenziósan mozgó dupla masszázsfej (shiatsu masszázs)

4 BE/KI gomb

5 „Nyak” gomb (be-/kikapcsolja a masszírozást a nyak vagy a váll területén)

6 „Demó” gomb (bemutatja az összes masszázzsfunkciót)

7 „Full” gomb (be-/kikapcsolja a masszírozást a hát teljes területén)

8 „Upper” (felső) gomb (be-/kikapcsolja a pontmasszázs funkciót a hát felső részén)

9 „Spot” gomb (be-/kikapcsolja a pontmasszázs funkciót a hát területén)

10 „Lower” (alsó) gomb (be-/kikapcsolja a shiatsu masszázzst a hát alsó részén)

11 „AIR PRESSURE” (légyomás) gomb (be-/kikapcsolja az akupresszúrás masszározást a derék területén, három fokozat közül választhat: alacsony, közepes vagy magas)

12 „Heat” (Melegítés) gomb (be-/kikapcsolja a melegítési funkciót)

A csomag tartalma

Először ellenőrizze, hogy az eszköz hiánytalan-e és nincs rajta sérülés. Ha bármilyen kétsége merül fel, ne helyezze üzembe a készüléket, és forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

A csomag tartalma:

• 1 medisana masszírozó ülésrátét MC 825

• 1 használati utasítás

Ha kicsomagolás közben szállítási sérülést észlel, haladéktalanul lépjen kapcsolatba az illetékes forgalmazóval.

A készülék használata

• Helyezze a shiatsu masszározó ülésrátétet egy magas támlás székre vagy fotelre, és rögzítse a rátétet a tartóhevedrel a széktámlához, illetve a fotel háttához.

• A teljes ülésrátét megfelelő tartása érdekében ügyeljen arra, hogy a háttámla megfelelő magassággal rendelkezzen.

• A hálózati csatlakozódugó csatlakoztatása a hálózati csatlakozójaból. Ügyeljen arra, hogy az továbbra is könnyen elérhető legyen.

• Üljen a shiatsu masszározó ülésrátétre, és ismerkedjen meg a készülék funkcióival.

• Üljen kényelmesen és egyszeren. Figyeljen arra, hogy középen üljen, hogy a masszázsfejek ① a gerinc jobb és bal oldalán is mozogni tudjanak.

• A masszírozó ülésrátétet a vezérlőegység gombjaival kezelheti. Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gomb ④ megnyomásával. A készülék készenléti üzemben van. A készülék 15 perc elteltével kikapcsol akkor, ha nem nyom meg más gombot.



RO Instrucțiuni de utilizare Saltea pentru masaj MC 825

Aparat și elemente de comandă



Explicații desen

Utilizați perna de masaj numai în spații închise!

Învelișul capelor de masaj pentru gât ① poate fi spălat la 30 °C program normal de spălare! Respectați instrucțiunile de pe etichetă!

A nu se curăță chimic!

Nu utilizați perna de masaj în spații umede (la baie sau la duș).

IMPORTANT!
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza accidente grave sau avariile la aparat.

AVERTISMENT
Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului.

ATENȚIE
Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica avariile posibile ale aparatului.

INDICAȚIE
Aceste indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau operare.

Clasă de protecție II

LOT Număr LOT

Producător

RO Indicații de securitate

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predăți aparatul la trete persoane, predăți de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.



- Folosiți aparatul în conformitate cu manualul de utilizare. În cazul utilizării necorespunzătoare se pierde dreptul asupra garanției.
- Aparatul nu este destinat scopurilor comerciale sau domeniului medical.
- Referitor la alimentarea cu curent**
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea nominală specificată pe plăcuța de identificare corespunde cu cea a rețelei dumneavoastră electrice.
- Introduceți ștecherul în priză doar atunci când aparatul este opri.
- Tineti cablul de alimentare și aparatul la distanță față de căldură, supafețe fierbinți, umiditate și lichide. Nu atingeți niciodată ștecarul sau întrerupătorul cu mâini umede respectiv ude sau dacă stați în apă.
- Nu atingeți un aparat, care a căzut în apă. Scoateți imediat ștecherul de alimentare din priză.
- Aparatul trebuie conectat în aşa fel, încât ștecherul să fie liber accesibil.
- Opriti imediat aparatul după utilizare de la butoanele de pe elementul de comandă și scoateți ștecherul din priză.
- Pentru a deconecta aparatul de la rețea de curent, nu trageți niciodată de cablul de alimentare, ci întotdeauna de ștecher.
- Nu transportați, nu trageți și nu învârtiți aparatul înănd de cablul de alimentare.
- Dacă este avariat cablul de alimentare, are voie să fie reparat numai de către producător, un comerciant de specialitate autorizat sau de către o persoană calificată corespunzătoare.
- Caboul și dispozitivul de comandă pot preveni riscul de prindere sau de împiedicare în caz de utilizare necorespunzătoare. Utilizatorul este responsabil pentru amplasarea corespunzătoare a cablului electric.

Pentru persoane speciale

- Aparatul poate fi folosit de copii de la vîrstă de 8 ani sau mai mulți precum și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă experienței și cunoștințelor dacă, sunt supravegheati sau au fost informați cu privire la utilizarea sigură a aparatului și la pericolele rezultante din aceasta.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Nu utilizați acest aparat pentru a susține sau a înlocui tratamentul medical. Boile și simptomele cronice se pot înrăutăta.
- Trebuie să renunțați la folosirea aparatului de masaj, resp. trebuie să consultați medicul dvs. dacă:
 - sunteți însărcinată,
 - aveți un stimulator cardiac, articulații artificiale sau implanturi electronice.
 - suferiți de una sau mai multe din următoarele boli: tulburări circulatorii, varice, răni deschise, contuzii, rupturi ale pielii, inflamații ale venelor.
- Nu folosiți aparatul în apropierea ochilor sau altă puncte sensibile ale corpului.
- În cazul în care aveți dureri sau masajul este neconfortabil, întrerupeți utilizarea aparatului și consultați-vă cu medicul dvs.

Înainte de utilizarea aparatului

- Verificați cablul, unitatea de comandă și saltea de masaj înainte de fiecare utilizare cu privire la deteriorări. Un aparat defect nu trebuie pus în funcțiune.
- Nu folosiți aparatul dacă, sunt vizibile deteriorări la aparat sau părți ale cablului, nu funcționează corect, sau în cazul în care a căzut perna sau unitatea de comandă sau s-a umezit. Pentru a evita pericolele, trimiteți aparatul spre reparație la un centru de service autorizat.
- Nu depozitați sau păstrați un aparat electric în locurile din care ar putea cădea în cadă sau în chiuvetă.
- Utilizați aparatul doar în poziția corectă, așa cum este descris în manualul de instrucțiuni.

- Nu folosiți aparatul atunci când dormiți sau când stați în pat.
- Nu utilizați aparatul înainte de a adormi. Aparatul de masaj are un efect stimulativ.

- Nu folosiți niciodată aparatul, în timp ce conduceți un vehicul sau în timp ce operați o mașină
- Timpul maxim de funcționare pentru o utilizare este de 15 minute. O utilizare mai îndelungată scurtează durata de viață a aparatului și poate provoca în loc de relaxare tensionarea muscularii.
- O utilizare prea îndelungată poate cauza supraîncălzirea. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a îl folosi din nou.
- Nu amplasați și nu utilizați niciodată aparatul direct lângă un cuptor electric sau alte surse de căldură.
- Nu folosiți niciodată saltea de masaj dacă este împăturită.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețea electrică.
- Evitați contactul aparatului cu obiecte ascuțite sau tăioase.
- Nu acoperiți aparatul atunci când este pornit. Nu îl folosiți sub nicio formă sub pături sau perne. Există pericol de incendiu, de electrocutare și de rănire.
- Evitați introducerea degetelor sau a altor părți ale corpului între capetele de masaj rotative. Pericol de rănire.
- Nu va așezați sau nu stați niciodată cu greutatea întreagă pe piesele mobile ale aparatului și nu așezați obiecte.
- Nu utilizați cronoferomate sau telecomenzi externe pentru a acționa aparatul.
- Nu folosiți aparat pe ceață pulverizată din doze de spray sau la folosirea concurențială a oxigenului.

Pentru întreținere și curățare

- Aparatul nu necesită întreținere. Dacă mai apare o defectiune, verificați dacă sursa de alimentare este conectată corect. Nu deschideți feromarul. În spate nu se află componente care trebuie curățate sau întreținute de către utilizator.
- Doar dvs. personal aveți voie să curățați aparatul. În caz de defectiuni sau deteriorări nu reparați aparatul pe proprietatea răspunderii, deoarece acest lucru poate duce la anularea garanției. Contactați magazinul dvs. de specialitate și dispuneți efectuarea lucrărilor de reparație doar de către un atelier autorizat, pentru a împiedica apariția riscurilor.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide. Dacă totuși se întâmplă ca să ajungă lichid în aparat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Lucrările de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără a fi supravegheati.

Utilizare corespunzătoare scopului

Aparatul are ca scop masajul al anumitor părți ale corpului pentru relaxare și bunăstare. Nu este destinat uzului medical-terapeutic. Nu este adecvat pentru clinici, cabinete de masaj, studiouri de wellness etc. Aparatul de masaj nu este un dispozitiv medical și nu are ca scop tratarea durerilor. În caz de dubii sau de nesiguranță adresați-vă medicului înainte de utilizare.

AVERTIZARE

Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor!
Există pericol de asfixiere!

Aparat și elemente de comandă

- 2 capete pentru masaj în zona gâtului/umerilor (masaj Shiatsu) cu înveliș detasabil
- 2 Rotiță pentru reglarea înălțimii
- 2 capete de masaj oscilante tridimensionale (masaj Shiatsu)
- 4 Tasta pornit/oprit
- 5 Tasta pentru gât (pornește masajul în zona gâtului/umerului pornit/oprit)
- 6 Tastă demo cu LED (prezintă toate funcțiile de masaj)
- 7 Tasta Full (pornește/oprește masajul în întreaga zonă a spotelui)
- 8 Tasta Upper (pornește/oprește masajul în zona superioară a spotelui)
- 9 Tasta Spot (pornește/oprește funcția de masaj punctat de pe spate)
- 10 Tasta Lower (pornește/oprește masajul în zona inferioară a spotelui)
- 11 Tasta PRESIUNE AER (pornește/oprește masajul cu presopunctură în zona taliei, selectează nivelul: scăzut, mediu, ridicat)
- 12 Tasta Heat (pornește/oprește funcția de căldură)

Pachet de livrare

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecțiuni. În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service.

Pachetul de livrare cuprinde:

- 1 Saltea pentru masaj medisana MC 825
- 1 instrucțiuni de utilizare

Dacă în timpul despachetării identificați o defectiune de transport, contactați imediat comerciantul.

Utilizarea aparatului

- Amplasați saltea de masaj Shiatsu pe un scaun sau un fotoliu înalt și fixați-o cu centurile de prindere pe partea din spate.
- Aveți grijă ca spătarul de susținere să fie suficient de înalt pentru a susține suprafața de masaj.
- Introduceți ștecherul de alimentare în priză. Aveți grijă ca aceasta să rămână ușor accesibilă.
- Așezați-vă acum pe saltea de masaj Shiatsu și familiarizați-vă cu funcțiile aparatului.
- Așezați-vă confortabil și vertical. Aveți grijă să stați pe mijloc, astfel încât capetele de masaj ③ să se poată mișca la stânga și la dreapta coloanei vertebrale.
- Saltea de masaj se controlează de la tastele de pe unitatea de comandă. Porniți aparatul prin apăsarea tastei de Pornește/Oprește ④. Aparatul se află în modul standby. Dacă nu se mai apăsă o altă tastă, aparatul se oprește automat după 15 minute.
- Masajul poate fi oprit oricând prin apăsarea tastei pornit/oprit ④. Dacă deconectați aparatul în acest mod, în timp ce funcția pentru masaj este pornită, opriți imediat masajul în zona gâtului/umerului, în zona taliei imediat, inclusiv funcția pentru încălzire. Capetele de masaj din zona spotelui sunt aduse mai înainte în jos, în poziția de parcare. În acest timp LED-ul luminează intermitent, după aceea se stinge.
- Lăsați să se răcească complet aparatul, înainte să îl utilizați din nou.

Curățare și întreținere

- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta este opri și ștecherul de alimentare este scos din priză. Curățați aparatul răcit doar cu o lavelă umedă și moale.
- În niciun caz nu utilizați substanțe agresive de curățat, perii dure, soluții sau alcool. Acestea ar putea ataca suprafața.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă pentru a-l curăța și asigurați-vă că nu pătrunde apă în aparat.
- Scoateți husa de pe capetele masajului pentru gât ① pentru curățare, desfăcând feromarul de jos împrejur.
- Spălați husa la max. 30°C spălare normală și respectați instrucțiunile de pe etichetă!
- Refolosiți aparatul doar după ce acesta este perfect uscat.
- Desfaceți cablul, în cazul în care este răscut.
- Depozitați aparatul cel mai bine în ambalajul său original și păstrați-l într-un loc sigur, curat, răcoros și uscat.

Înlăturare

Acet aparat nu are voie să fie înălțat împreună cu gunoiul menajer. Fiecare utilizator are obligația să ducă toate aparatelor electrice sau electronice indiferent dacă conțin substanțe dăunătoare sau nu, la un punct de colectare din oraș sau la comerciant pentru a putea garanta o înălțare ecologică. Pentru înălțare adresăți-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

Date tehnice

Denumire și model: **Saltea pentru masaj medisana MC 825**

Alimentare cu curent: 220 - 240 V~ 50-60Hz

Putere: 40 wăți

Dimensiuni: cca. 84 x 19 x 48 cm

Greutate: cca. 7 kg

Condiții de depozitare: La loc răcoros și uscat

Număr articol: 88929

Număr EAN: 40 15588 88929 5

În urma îmbunătățirilor constante ale produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.

Versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsește la www.medisana.com

Condiții de acordare a garanției și de efectuare a lucrărilor de reparație

În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați copia chitanței de achiziționare. La aceasta sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

- Pentru produsele **medisana** se acordă de la data achiziției o perioadă de garanție de 3 ani.
- În caz de acordare a garanției, data achiziției se va dovedi cu chitanță sau factură.
- Defecțiunile de material sau de producție se înălță gratuit în cadrul perioadei de acordare a garanției.
- Prin acordarea garanției nu rezultă o prelungire a acesteia, nici pentru aparat nici pentru piesele schimbate.
- Sunt excluse de la garanție:
 - a. toate daunele rezultante din utilizarea necorespunzătoare de ex. din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
 - b. Avariile cauzate de lucrări de reparații sau intervenții efectuate de cumpărător sau terțe persoane neautorizate.
 - c. Daune de transport apărute pe drumul de la producător către consumator sau la trimiterea către punctul de service.
 - d. pieze de schimb, care sunt supuse unei uzuri normale.
- Se exclude și răspunderea pentru daunele directe sau indirecte care au fost cauzate de aparat atunci când daunele asupra aparatului nu sunt acoperite de garanție.

**BG Инструкция за употреба
Масажна подложка за стол MC 825**

Уред и контролни елементи

**Обяснение на знаците**

Използвайте масажната подложка за стол само в затворени помещения!

Тапициерията на масажните глави за врат **1** може да се пере при макс. 30° С с програма за нормално пране! Спазвайте указанията върху етикета!

Не почиствайте с химикали!

Не използвайте масажната подложка за стол във влажни помещения (напр. при къпане или взимане на душ).

ВАЖНО!
Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тези предупредителни указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ
Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на евентуални повреди по уреда.

УКАЗАНИЕ
Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.

Клас на защита II

Лот Партиден номер

Производител

BG Указания за безопасност

Прочетете внимателно инструкцията за употреба и в частност указанията за безопасност, преди да използвате апаратата, и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



• Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.

• Уредът не е предназначен за търговски цели или медицинска употреба относно електрическото захранване

• Преди да свържете уреда към Вашето електрическо захранване, обърнете внимание дали посоченото върху типовата табелка електрическо напрежение съответства на това на Вашата мрежа.

• Включвате захранващия щепсел в контакта, само когато уредът е изключен.

• Дръжте захранващия кабел и уреда далеч от горещи повърхности, влага и течности. Никога не хващайте захранващия щепсел или захранващия превключвател с мокри или влажни ръце, или докато стоите във вода.

• Не посягайте към уред, който е паднал във вода. Веднага изключете захранващия щепсел.

• Уредът трябва да се свърже така, че захранващия щепсел да е свободно достъпен.

• След употреба винаги изключвайте незабавно уреда с бутоните върху контролния механизъм и изключвайте захранващия щепсел от контакта.

• За да разедините уреда от електрическата мрежа, никога не дърпайте захранващия кабел, а винаги дърпайте захранващия щепсел.

• Не носете, дърпайте или въртете уреда за захранващия кабел.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен само от производителя, оторизиран специализиран търговец или съответно квалифицирано лице.

• Кабелът и контролният блок могат да крият рискове от задушаване или спъване при неправилна употреба. Потребителят отговаря за правилното разполагане на електрическите кабели.

за лица с особени потребности

• Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната работа на уреда и са наясно с произтичащите от употребата му рискове.

• Децата не трябва да играят с уреда.

• Не използвайте този уред в допълнение към или вместо медицински средства. Това може да влоши хронични оплаквания или симптоми.

• Не трябва да използвате уреда за масаж,resp. първо трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако:

- има на лице бременност;
- имате пейсмейкър, изкуствени стави или

електронни импланти.

- страдате от едно или повече от следните заболявания или оплаквания: проблеми с кръвообращението, разширени вени, отворени рани, контузии, кожни покънатини, възпаление на вените.

• Не използвайте уреда в близост до очите и други чувствителни места от тялото.

• Ако усетите болки или масажът Ви причини дискомфорт, прекъснете приложението и се консултирайте с Вашия лекар.

• Внимавайте при използването на затоплящата функция. Уредът има горещи повърхности. Не използвайте при малки деца, безпомощни или нечувствителни към топлина лица.

• При болки с неясен произход, когато Ви се прилага лечение и/или използвате медицински уреди, се консултирайте с Вашия лекар, преди да използвате уреда за масаж.

преди експлоатацията на уреда

• Преди употреба внимателно проверете кабела, контролния механизъм и масажната подложка за стол за наличие на повреди. Уред с повреда не трябва да се пуска в експлоатация.

• Не използвайте уреда, ако по него или по части от кабела има видими повреди, ако той не функционира безупречно, ако подложката или контролният механизъм са падали или са били намокрени. За да предотвратите опасности, изпратете уреда за ремонт на сервиз.

• Не поставяйте и не съхранявайте електрически уреди на места, от където те могат да паднат във ваната или мивката.

• Използвайте уреда само в правилната позиция, т.e. както е описано в настоящата инструкция за употреба.

• Не използвайте уреда, когато спите или лежите в леглото.

• Не използвайте уреда преди заспиване. Масажът има стимулиращо действие.

• Никога не използвайте уреда, когато управлявате автомобил или работите с машина.

• Максималното време на работа за едно прилагане е 15 минути. По-продължителното използване скъсява експлоатационния живот на уреда и може да доведе вместо до отпускане, до схващане на мускулатурата.

• Прекалено дългата употреба може да доведе до прегряване. Винаги първо оставяйте уреда да се охлади, преди да го използвате отново.

• Никога не поставяйте и не използвайте уреда в близост до електрическа печка или други източници на топлина.

• Никога не използвайте масажната подложка за стол в сънато състояние.

• Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към електрическата мрежа.

• Избягвайте контакта на уреда със заострени или режещи предмети.

• Не покривайте уреда, когато е включен. В никакъв случай не го използвайте под одеяло или възглавница. Съществува опасност от пожар, токов удар и нараняване.

• Уверете се, че пръстите или други части на тялото не могат да попаднат между въртящите се глави за масаж. Опасност от нараняване!

• Никога не сядайте и не съпявайте върху подвижните части на уреда с цялото си тяло и не поставяйте предмети върху тях.

• Не използвайте таймери или външни дистанционни управление, за да управлявате уреда.

• Не използвайте уреда в среда с образувана от спрейове мъгла или заедно с прилагане на кислород.

за поддръжката и почистването

• Уредът не се нуждае от поддръжка. Ако все пак се случи да настъпи повреда, проверете само дали мрежовият адаптер е свързан така, че да функционира безопасно. Не отваряйте ципа. Отзад не се намират части, които трябва да се почистват или поддържат от потребителя.

• Вие можете да извършвате единствено почистващи дейности по уреда. В случай на повреди или неизправности не ремонтирайте уреда сами, защото по този начин отпада правото Ви на каквито и да било претенции по гаранцията. Свържете се с Вашия специализиран търговец и поверирайте ремонтите единствено на оторизирани сервизи, за да избегнете опасности.

• Не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако въпреки това в уреда попадне течност, веднага издърпайте захранващия щепсел.

• Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Употреба по предназначение

Уредът служи за самостоятелен масаж на определени части от тялото с цел отпускане и благосъстояние. Той не е предназначен за медицински и лечебни цели. Не е подходящ за клиники, студии за масаж, уелнес центрове и т.н. Уредът за масаж не е медицински уред и не служи за лечение на болка. В случай на съмнение или несигурност попитайте своя лекар преди употребата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте опаковъчните фолии да не попаднат в ръцете на деца! Съществува опасност от задушаване!

Уред и контролни елементи

1 2 масажни глави в областта на врата/раменете (Шиацу масаж) със сваляща се тапицерия

2 Въртящ се регулатор за регулиране на височината

3 2 триизмерни вибриращи двойни масажни глави (Шиацу масаж)

4 Бутон за включване/изключване

5 Бутон Neck (включва/изключва масажа в областта на врата/раменете)

6 Бутон Demo (представя всички масажни функции)

7 Бутон Full (включва/изключва масажа в цялата област на врата)

8 Бутон Upper (включва/изключва масажа в горната област на гърба)

9 Бутон Spot (включва/изключва точковата масажна функция за врата)

10 Бутон Lower (включва/изключва масажа в долната област на гърба)

11 Бутон AIR PRESSURE (включва/изключва акупунктурния масаж в областта на талията, избира степен: ниска, средна, висока)

12 Бутон Heat (включва/изключва затоплящата функция)

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали уредът е окоомплектован и дали няма някакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обрънете към Вашия търговец или към Вашия сервиз.

Към окоомплектовката на доставката спадат:

• 1 масажна подложка за стол **medisana MC 825**

• 1 инструкция за употреба

Ако при разопаковането забележите повреда, причинена по време на транспорта, моля незабавно да се свържете с Вашия търговец.

Използване на уреда

- Поставете подложката за Шиацу масаж за стол върху висок стол или кресло, и я закрепете с фиксиращите ремъци от задната страна.
- Внимавайте за достатъчно висока облегалка, за да се осигури опора за цялата подложка за стол.
- Включете щепсела в контакта. Внимавайте контакта да остане лесно достъпен.
- Сера седнете върху подложката за Шиацу масаж и се запознайте с функциите на уреда.
- Седете удобно и изправени. Внимавайте за това да седите в средата, така че масажните глави **3** да могат да се движат отляво и отдясно на гръбначния стълб.
- С бутоните на контролния механизъм обслужвате масажната подложка за стол. Включете уреда като натиснете бутона за включване/изключване **4**. Уредът се намира в режим на готовност. Ако не бъде натиснат друг бутон, уредът се изключва автоматично след 15 минути.
- Масажът може да бъде прекратен по всяко време чрез натискане на бутона за включване/изключване **4**. Ако изключите уреда по този начин, докато е включена една от функциите за масаж, независимо спират само масажите в областта на врата/раменете и талията, включително и затоплящата функция. Масажните глави в областта на гърба се придвижват надолу в паркинг позиция. През това време светодиодът мига, след което изгасва.
- Винаги първо оставяйте уреда да се охлади напълно, преди да го използвате отново.

Почистване и грижа

- Преди да почиствате уреда се уверете, че уредът е изключен, и че захранващия щепсел е изваден от контакта. Почиствайте изстиналия уред само с влажна и мека кърпа.
- В никакъв случай не използвайте агресивни почистващи препарати, твърди четки, разтворители или спирт. Това може да повреди повърхността.
- За почистване никога не потапяйте уреда във вода и внимавайте в уреда да не навлиза вода.
- Отстранете тапицерията на масажн

**EE Kasutusjuhend
Massaaži istumisalus MC 825**

Seade ja juhtelemendid

**Sümbolite selgitus**

Kasutage massaaži istmekatet ainult suletud ruumides!

Kaelamassaažipea katet ① võib pesta max 30 °C juures tavasel pesurežiimil! Järgige juhiseid sildil!

Mitte puastada keemiliselt!

Ärge kasutage massaaži istmekatet niisketes ruumides (nt vannis või duši all).

TÄHTIS!
Selle juhendi mittejärgmine võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet.

HOIATUS
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikku kasutaja vigastamist.

TÄHELEPANU
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikku seadme kahjustamist.

MÄRKUS
Need juhised annavad Teile vajalikku lisateavet paigaldamise või kasutamise kohta.

Kaitseklass II

LOT Partii number

Tootja

EE Ohutusjuhised

Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi kolmandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.



• Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel. Vale kasutamise korral muutub garantiinööke kehtetuks.

• Seade pole mõeldud kasutamiseks ärialistel ega meditsiinilistel eesmärkidel.

Vooluvarustus

• Enne seadme ühendamist vooluvõrku, kontrollige et tüübislidil märgitud nimipinge langeks kokku teie vooluvõrgu pingega.

• Ühendage vörgeupistik pistikupessa ainult siis, kui seade on välja lülitatud.

• Hoidke juhe ja seade eemal kuumusest, kuumadest pindadest, niiskusest ja vedelikest. Ärge võtke pistikust ega toitelülitist kunagi kinni, kui te käed on niisked või märjad või kui seisate vees.

• Ärge haarakate kinni seadmest, mis on vette kukkunud. Eemaldage kohe vörgeupistik pistikupesast.

• Seade tuleb ühendada selliselt, et pistik oleks vabalt ligipääsetav. Pärast kasutamist lülitage seade alati kohe välja, vajutades juhtseadmel olevaid nuppe, ja tömmake adapter pistikupesast välja.

• Seadme vooluvõrgust lahutamisel ärge tömmake kunagi toitejuhtmost, vaid alati adapterist.

• Ärge kandke, tömmake ega keerake seadet kunagi juhtmost.

• Kui vörgejuhe on kahjustatud, võib selle asendada ainult tootja, volitatud edasimüüja või vastava väljaõppega isik.

• Ebaõige kasutamise korral võib juhe ja juhtimisseade põhjustada lääbumisvõi komistamisohu. Kasutaja vastutab elektrijuhtme nõuetekohase paigutamise eest.

Erivajadustega isikud

• Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, samuti vähenenud füüsiline, aistinguiliste või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevaataja või kui neile on öpetatud seadme ohutut kasutamist ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.

• Ärge kasutage seadet meditsiiniliste protseduuride toetamiseks ega asendamiseks. Kroonilised sümptomid võivad veelgi süveneda.

• Peaksite hoiduma seadme kasutamisest või konsulteerima enne oma arstiga, kui

- olete rase;
- teil on südamestimulaator, kunstliigesed või elektroonilised implantaadid.
- teil on üks või mitu järgmistest haigustest või vaevustest: vereringehäired, veenilaiendid, lahtised haavad, verevalumid, kriimustused, veenipöletikud.

• Ärge kasutage seadet silmade ega muude tundlike kehaosade lähdel.

• Kui tunnete valu või kui massaaž tundub ebameeldiv, katkestage kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

• Ettevaatust soojendusfunktsiooni kasutamisel. Seadmel on kuumad pinnad. Ärge kasutage seadet väikelaste, puudega isikute ega isikute puhul, kellel puudub kuumatundlikkus.

• Seletamatute valude korral, kui viibite arstiravil ja/või kui kasutate meditsiiniseadmeid, pidage enne massaažiseadme kasutamist nõu oma arstiga.

Enne seadme kasutamist

• Kontrollige juhet, juhtseadet ja massaaži istmekatet enne iga kasutuskorda hoolikalt kahjustuste suhtes. Defektset seadet ei tohi kasutada.

• Ärge kasutage seadet, kui märkate kahjustusi seadmel või juhtme osadel, kui seade ei tööta laitmatult, kui iste või juhtseade on maha kukkunud või märjaks saanud. Ohtude välimiseks saatke seade remonti hooldustöökotta.

• Ärge hoiustage elektrilisi seadmeid kohtades, kust need võivad kukkuda vanni või kraanikaussi.

• Kasutage seadet ainult õiges asendis, s.t nii, nagu käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

• Ärge kasutage seadet magades või voodis lamaedes.

• Ärge kasutage seadet enne uinumist. Massaažil on ergutav toime.

• Ärge kasutage seadet kunagi sõidukit juhtides ega mõnda masinat kasutades. Seadet tohib järjest kasutada maksimaalselt 15 minutit. Pikemaage kasutamine lühendab seadme tööiga ja võib lihaste lõdvestamise asemel tekita lihaspingeid.

• Liiga pikajaline kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist. Enne uesti kasutamist laske seadmel alati jahtuda.

• Ärge asetage ega kasutage seadet kunagi otse elektrilise küttekeha või muude soojusallikate läheduses.

• Ärge kasutage massaaži istmekatet kunagi kokkuvoldituna.

• Ärge jätkage seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.

• Vältige seadme kokkupuutumist terava otsaga või teravate esemetega.

• Ärge katke seadet kinni, kui see on sisse lülitatud. Ärge kasutage seadet mingil juhul tekkide või patjade all. Esineb tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste oht.

• Kindlustage, et sõrmed ega muud kehaosad ei jäeks põörlevate massaažipeade vahele. Vigastuse oht!

• Ärge istuge ega seiske kunagi kogu keharaskusega seadme liikuvatel osadel ega asetage neile esemeid.

• Ärge kasutage seadme sisselülitamiseks taimereid ega väliseid juhtseadmeid.

• Ärge kasutage seadet kohas, kus piustatakse aerosoolipudelist või samaaegselt hapniku kasutamisega.

Hooldus ja puastamine

• Seade on hooldusvaba. Kui sellelipoolest peaks tekkima tõrge, kontrollige, kas vörgeadapter on kindlasti ühendatud. Ärge tööblukku avage. Selle taga pole ühtki osa, mida kasutaja peaks puastama või hooldama.

• Ise võite seadmel teha üksnes puastustöid. Rikete või kahjustuste korral ärge remontige seadet ise, kuna see tühistab garantii kehtivuse. Pöörduge oma edasimüüja poole ja laske remonditöid teostada ainult volitatud hooldustöökodades, et vältida ohtusi.

• Ärge mitte kunagi asetage seadet vette ega muudesse vedelikesse. Kui sellelipoolest peaks seadmele sattuma vedelikku, tömmake kohe pistik välja.

• Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puastada ega hooldada.

Otstarbekohane kasutamine

Seade on mõeldud teatud kehaosade ise masseerimiseks, et lõõgastuda ja end hästi tunda. See pole mõeldud meditsiinilisel raviotstarbel kasutamiseks. See ei sobi kasutamiseks haiglates, massaažisalongides, tervisekeskustes jne. Massaažiseade ei ole meditsiiniline seade ega pole mõeldud valu vaigistamiseks.

Kahtluse või küsimuste korral pöörduge enne kasutamist oma arsti poole.


HOIATUS
Jälgige, et pakkekile ei satuks laste kätte! Lääbumisoht!
Seade ja juhtelemendid

① 2 kaela- ja ölapirirkonna massaažipead (Shiatsu-massaaž) koos eemaldatava kattega

② reguleerimisketas kõrguse reguleerimiseks

③ 2 kolmemõõtmeliselt liikuvat topeltnäpitsa (Shiatsu massaaž)

④ tötenupp

⑤ kaelanupp (lülitab kaela-/ölamassaaži sisse/välja)

⑥ demonupp (tutvustab kõiki massaažifunktsioone)

⑦ Full-nupp (lülitab kogu seljamassaaži sisse/välja)

⑧ Upper-nupp (lülitab ülaelja massaaži sisse/välja)

⑨ Spot-nupp (lülitab selja punktmassaažifunktsiooni sisse/välja)

⑩ Lower-nupp (lülitab alaselja massaaži sisse/välja)

⑪ AIR PRESSURE-nupp (lülitab akupunktuurmassaaži talje piirkonnas sisse/välja, valib taseme: madal, keskmiline, kõrge)

⑫ Heat-nupp (lülitab soojendusfunktsiooni sisse/välja)

Tarnekomplekt

Kõigepealt kontrollige, et seade oleks terve ega poleks kahjustatud. Kui kahtlete selles, ärge võtke seadet kasutusele ja pöörduge edasimüüja või teeninduspunkti poole.

Tarnekomplekti kuuluvad:

• 1 **medisana** massaaži istumisalus MC 825

• 1 Kasutusjuhend

Kui märkate seadme lahtipakkimisel transpordikahjustusi, võtke otsekohe ühen-dust oma edasimüüjaga.

Seadme kasutamine

• Asetage Shiatsu massaaži istmekate kõrgele toolile või tugitoolle ja kinnitage see tagaküljel olevate riham-dega.

• Veenduge, et tooli seljatugi oleks kogu istmekatte toetamiseks piisavalt kõrge.

• Ühendage adapter pistikupessa. Jälgige, et need oleks hõlpsalt ligipääsetavad.

• Istuge Shiatsu massaaži istmekatte ja tutvuge seadme funktsioonidega.

• Istuge mugavalt ja siргelt. Istuge kindlasti istme keskel, et massaažipead ③ saaksid liikuda selgroost paremal ja vasakul.

• Juhtseadme nuppudega saate massaaži istmekatet juhtida. Lülitage seade tötenupule ④ vajutades sisse. Seade on otterežiimis. Kui ühtki teist nuppu ei vajutata, lülitub seade pärast 15 minutit mõõdumist automa-telt välja.

• Massaaži saab igal ajal tötenupule ④ vajutades lõpetada. Kui lülitate seade sel moel välja ajal, kui üks massaažifunktsioonidest on sisse lülitatud, peatub koheselt ainult kaela-/öla- ja taljepiirkonna massaaž, seal-hulgas soojendusfunktsioon. Seljapiirkonna massaažipead liigutatakse kõigepealt seisusasendisse. See ajal vilgub LED-tuli, seejärel see kustub.

• Enne uesti kasutamist laske seadmel alati täielikult maha jahtuda.

Puhastus ja hooldus

• Veenduge enne seadme puastamist, et seade on välja lülitatud ja vörgeupistik pistikupesast välja tömmatud. Puastage jahtunud seadet ainult niiske ja pehme lapiga.

• Ärge mingil juhul kasutage agressiivseid puastusvahendeid, tugevaid harju, lahusteid ega alkoholi. See võib pealispinda kahjustada.

• Ärge kunagi kastke seadet puastamiseks vette ja jälgige, et seadmesse ei satuks vett.

• Kaelamassaažipeade katte ① pesemise eesmärgil eemaldamiseks, avage tööblukk kogu ulatuses. Peske katet max 30 °C juures tavasel pesurežiimil ja järgige juhiseid sildil!

• Kasutage seadet taas alles siis, kui see on täielikult kuivanud.

• Keerake juhe lahti, kui see on keerdu.

• Soovitame seadet hoida originaalkindlas, puhtas, jahedas ja kuivas kohas.

Jäätmekäitlus

Seda seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete pöörelemissuuna. Iga kasutaja on kohustatud viima kõik elektrilised või elektroonilised seadmed (olenemata sellest, kas need sisaldavad kahjulikke aineid võ

medisana®

**LV Lietošanas instrukcija
Masāžas uzlika sēdeklis MC 825**

Ierīce un vadības elementi

**Simboli skaidrojums**

Lietojet sēdeklā pārsegu ar masāžas funkciju tikai slēgtās telpās.

Skausta masāžas galvu apvalku 1 var mazgāt līdz maks. 30 °C temperatūrā parastajā mazgāšanas režīmā. Nemiet vērā norādes uz etiketes.

Nedrīkst tīrīt kīmiski!

Nelietojet sēdeklā pārsegu ar masāžas funkciju mitrās telpās (piem., vannā vai dušā).

SVARĪGI!
Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMS
Ievērojet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu iespējamās lietotāja traumas.

UZMANĪBU
Ievērojet šīs norādes, lai novērstu iespējamos ierīces bojājumus.

NORĀDE
Šīs norādes sniedz noderīgu papildu informāciju par uzstādīšanu vai lietošanu.

II aizsardzības klase

LOT numurs

Ražotājs

LV Drošības norādījumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabājiet lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci citiem, obligāti iedodiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju.



Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam paredzētajam mērķim. Ja ierīce tiek lietota neatbilstoši paredzētajam mērķim, garantija tiek anulēta.

Ierīce nav paredzēta lietošanai komerciāliem mērķiem vai medicīnās jomā.

Barošana

Pirms ierīci pieslēdzat elektrotīklam, pārliecinieties, ka datu plāksnītē norādītais tīkla spriegums atbilst jūsu elektrotīkla spriegumam.

Pieslēdziet elektrības kontaktdakšu kontaktligzdai tikai tad, kad ierīce ir izslēgta. Sargājiet barošanas kabeli un ierīci no karstuma, karstām virsmām, mitruma un ūkām. Nekāda gadījumā neaizietiet elektrības kontaktdakšu vai elektrības slēdzi ar mitrām vai slapjām rokām vai stāvot ūdenī.

Nesniedzieties pēc ierīces, ja tā ir iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Ierīcei ir jābūt pieslēgtai tā, lai elektrības kontaktdakša būtu viegli aizsniedzama.

Ierīci vienmēr izslēdziet uzreiz pēc lietošanas, izmantojot vadības ierīces slēdzus, un atvienojiet elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, nekad nevelciet, satverot barošanas kabeli, bet gan satverot elektrības kontaktdakšu.

Nedrīkst ierīci nest, vilkt vai pagriezt, turot aiz barošanas kabeļa.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, pilnvarots tīrgotājs vai atbilstoši kvalificēta persona.

Kabelis un vadības ierīce nepareizas lietošanas gadījumā var radīt nozīmīgu risku. Lietotājs ir atbildīgs par noteikumiem atbilstošu elektrisko kabeļu novietojumu.

Personas ar īpašām vajadzībām

Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot šo ierīci tādā gadījumā, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai viņi ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un ar to saistītajiem apdraudējumiem.

Neļaujiet bērniem rotātājiem ierīciem.

Nelietojet šo ierīci, lai papildinātu vai aizstātu medicīnisku ārstēšanu. Tā rezultātā hroniskas sāpes un simptomi var vēl vairāk paslīktināties.

Jums ir jāizvairās no masāžas ierīces lietošanas vai iepriekš jākonsultējas ar ārstu, ja:

- jums ir grūtniecība,
- jums ir kardiostimulators, locītavu protēzes vai elektroniski implantī,
- jums ir viena vai vairākas no tālāk minētajām slimībām vai veselības problēmām: asinsrites traucējumi, varikoza vēnas, valējas brūces, nobrāzumi, sa-spēgājusi āda, vēnu iekaisumi.

Nelietojet ierīci acu vai citu jutīgu kermeņa daļu tuvumā.

Ja jūtat sāpes vai ja masāža rada diskomfortu, pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Ievērojet piesardzību, lietojot sildīšanas funkciju. Ierīcei ir karstas virsmas. Nelietojet ierīci mazuļiem, bezpalīdzīgām personām vai personām, kuras nav jutīgas pret karstumu.

Pirms masāžas ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja jums ir neskaidras izcelsmes sāpes medicīniskas aprūpes un/vai medicīnās ierīču lietošanas laikā.

Pirms ierīces lietošanas

Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai kabelis, vadības ierīce un sēdeklā pārsegs ar masāžas funkciju nav bojāti. Nedrīkst lietot bojātu ierīci.

Nelietojet ierīci, ja ierīcei vai kabeļa daļām ir redzami bojājumi, ja tā nedarbojas nevainojami, ja sēdeklā pārsegs vai vadības ierīce ir nokritusi vai kļuvusi mitra.

Nenovietojet un neglabājiet elektriskās ierīces vietās, no kurām tās var iekrist vannā vai izlietnē.

Lietojet ierīci tikai pareizā pozīcijā, proti, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

Nelietojet ierīci, kad guļat vai atrodieties guļus stāvoklī.

Nelietojet ierīci pirms iemigšanas. Masāžai ir stimulējošs efekts.

Nekādā gadījumā nelietojet ierīci, kad vadāt transportlīdzekli vai strādājat ar mašīnu.

Vienas lietošanas reizes maksimālais ilgums ir 15 minūtes. Ilgāka lietošana samazina ierīces darbmūžu un muskuļu atslābšanas vietā var izraisīt saspringšanu.

Pārāk ilga lietošana var izraisīt pārkāšanu. Vienmēr ļaujiet ierīci atdzist, pirms lietojat to atkārtoti.

Ierīci nedrīkst novietot un lietot tieši blakus elektriskam sildītājam vai citiem kārtstuma avotiem.

Nekādā gadījumā nelietojet sēdeklā pārsegu ar masāžas funkciju salocītā stāvoklī.

Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta elektrotīklam.

Izvairieties no ierīces saskares ar smailiem vai asiem priekšmetiem.

Neapsēdziez ierīci, kad tā ir ieslēgta. Kategoriski aizliegts ierīci lietot zem segas vai spilvena. Pastāv aizdegšanās, elektrošoka un savainojumu risks.

Gādājiet, lai pirksti vai citas kermeņa daļas nenonāk starp rotējošājām masāžas galvām. Savainošanās risks!

Nesniedzieties pēc ierīces, ja tā ir iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Ierīcei ir jābūt pieslēgtai tā, lai elektrības kontaktdakša būtu viegli aizsniedzama.

Ierīci vienmēr izslēdziet uzreiz pēc lietošanas, izmantojot vadības ierīces slēdzus, un atvienojiet elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, nekad nevelciet, satverot barošanas kabeli, bet gan satverot elektrības kontaktdakšu.

Nedrīkst ierīci nest, vilkt vai pagriezt, turot aiz barošanas kabeļa.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, pilnvarots tīrgotājs vai atbilstoši kvalificēta persona.

Kabelis un vadības ierīce nepareizas lietošanas gadījumā var radīt nozīmīgu risku. Lietotājs ir atbildīgs par noteikumiem atbilstošu elektrisko kabeļu novietojumu.

Personas ar īpašām vajadzībām

Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot šo ierīci tādā gadījumā, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai viņi ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un ar to saistītajiem apdraudējumiem.

Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citos ūkīdrumos. Ja ūkīdrums tomēr iekļūst ierīcē, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu.

Tīrīšanu un lietotājam atļautos apkopes darbus nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir paredzēta patstāvīgai noteiktu kermeņa daļu masāžai, lai atslābinātos un veicinātos labsajūtu. Tā nav paredzēta medicīniski terapeitiskam lietojumam. Tā nav piemērota klinikām, masāžas praksēm, labsajūtas saloniem utt. Masāžas ierīce nav medicīniska ierīce un nav paredzēta sāpju ārstēšanai. Šaubu vai nedrošības gadījumā pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

BRĪDINĀJUMS

Nodrošiniet, ka bērni nevar piekļūt izstrādājuma iepakošanai izmantotajām plēvēm! Nosmakšanas risks!

Ierīce un vadības elementi

1 2 masāžas galvas skausta/plecu zonā (Shiatsu masāža) ar noņemamu apvalku

2 Grozāmais regulators augstuma regulēšanai

3 2 trīsdimensionāli svārīgās dubultās masāžas galvas (Shiatsu masāža)

4 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

5 Taustiņš "Neck" (skausta/plecu zonas masāžas iels./izsl.)

6 Taustiņš "Demo" (visu masāžas funkciju demonstrēšana)

7 Taustiņš "Full" (visas muguras masāžas iels./izsl.)

8 Taustiņš "Upper" (muguras augšdaļas masāžas iels./izsl.)

9 Taustiņš "Spot" (muguras punktveida masāžas iels./izsl.)

10 Taustiņš "Lower" (muguras apakšdaļas masāžas iels./izsl.)

11 Taustiņš AIR PRESSURE (akupresūras masāžas vidukļa zonā iels./izsk., pa-kāpes izvēle: zema, vidēja, augsta)

12 Taustiņš "Heat" (sildīšanas funkcijas iels./izsl.)

Piegādes komplekts

Vispirms pārbaudiet, vai ierīcei netrūkst nevienas daļas un tai nav nekādu bojājumu. Ja rodas šaubas, nesāciet lietot ierīci un vērsieties pie tirgotāja vai servisa centrā.

Piegādes komplektā ir iekļauts:

• 1 **medisana** masāžas uzlika sēdeklis MC 825

• 1 lietošanas instrukcija

Izpakošanas laikā konstatējot transportēšanas bojājumus, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu tirgotāju.

Ierīces lietošana

- Novietojiet sēdeklā pārsegu ar Shiatsu masāžas funkciju uz augsta krēsla vai sēdeklā un piestipriniet to, izmantojot nostiprināšanas siksnes ierīces aizmugurē.
- Gādājiet, lai atzvelne būtu pietiekoši augsta, lai atbalstītu visu sēdeklā pārsegu.
- Iespēdziez kontaktdakšu kontaktligzdzā. Gādājiet, lai tā vienmēr būtu ērti aizsniedzama.
- Apsēdziez sēdeklā pārsegu ar Shiatsu masāžas funkciju un apgūstiet ierīces funkcijas.
- Apsēdziez ērti un ar taisnu muguru. Raugieties, lai jūsu sēdēšanas pozīcija būtu centrēta, jo tādējādi masāžas galvas 3 varēs pārvietoties mugurkaula labajā un kreisajā pusē.
- Vadīt sēdeklā pārsegu ar masāžas funkciju, izmantojot vadības ierīces taustiņus. Ieslēdziet ierīci, nospiezēt barošanas taustiņu 4. Ierīce ir ieslēgta gaidītās režīmā. Ja netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce pēc 15 minūtēm automātiski izslēdzas.
- Masāžu var pārtraukt jebkurā brīdī, nospiezēt barošanas taustiņu 1. Šādi izslēdzot ierīci, ja ir ieslēgta masāžas funkcija, izslēdzas tikai masāža skausta/precu, vidukļa daļā, ieskaitot sildīšanas funkciju. Masāžas galvas muguras daļā tiek pārvietotas tikai uz leju sāk

**LT Naudojimo instrukcija
Masažinė sėdynė MC 825**

Prietaisas ir valdymo elementai

**Simbolų paaiškinimas**

Masažinė sėdynė naudokite tik uždarose patalpose!

Kaklų masažuojančių galvučių užvilkimą ① galite skalbti maks. 30 °C temperatūroje, įprastine skalbimo programa! Laikytės nurodymų, pateiktų etiketėje!

Nevalykite cheminiu būdu!

Nenaudokite masažinės sėdynės drėgnosse patalpose (pvz., vonioje arba duše).

SVARBU!
Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelęs žalos prietaisui.

 ISPĖJIMAS
Privalote laikytis šio įspėjamojo nurodymo, kad išvengtumėte galimų naudotojo sužeidimų.

 DĒMESIO!
Šių nurodymų laikytis būtina, siekiant išvengti galimų prietaiso pažeidimų.

 NURODYMAS
Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos informacijos apie įrengimą ir naudojimą.

II apsaugos klasė

LOT Partijos numeris

Gamintojas


LT Saugos nurodymai

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač saugos nurodymus ir saugokite ją, jei prireiktu vėliau. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir šią naudojimo instrukciją.



- Prietaiso nenaudokite, kai miegate arba gulite lovoje.
- Prietaiso nenaudokite prieš miegą. Masažas turi stimuliuojantį poveikį.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vairuojate transporto priemonę arba valdote įrenginį.

- Ilgiausia vieno masažo seanso trukmė yra 15 minučių. Ilgesnė naudojimo trukmė sutrumpina prietaiso tarnavimo trukmę ir raumenys vietoj to, kad atsipalaudotų, gali ištempti.
- Dėl per ilgos naudojimo trukmės prietaisas gali perkasti. Prieš pradēdami naujoti vėl, leiskite prietaisui atvėsti.
- Nedėkite ir nenaudokite prietaiso prie pat elektrinės krosnelės arba kitų karščio šaltinių.

- Nenaudokite masažinės sėdynės, jei ji sulanksta.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei jis išjungtas į elektros tinklą.
- Stebékite, kad prietaisas nesiliestų su smailais arba aštriais daiktais.

- Neuždenkite prietaiso, kai ji naudojate. Prietaiso jokiui būdu nenaudokite po antklode arba pagalve. Kyla užsiliepsnojimo, elektros smūgio ir sužeidimo pavojus.
- Išitinkinkite, kad tarp besisukančių masažuojančių galvučių nėra pirstų ar kitų kūno dalių. Pavojus susižalotai!

- Elektros laidai ir prietaiso nelaikykite karštyje, šalia įkaitusių paviršių, drėgmės ir skystių. Niekada kištuko arba elektros jungiklio neimkite šlapiomis ar drėgnomis rankomis arba būdami vandenye.
- Negriebkite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Iškart ištraukite tinklo kištuką.

- Prietaisą prijunkite taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Pasinaudojė prietaisu ji iš karto išjunkite naudodami mygtukus valdymo pulte ir iš elektros tinklo ištraukite tinklo kištuką.

- Norédami prietaisą išjungti iš elektros tinklo, visuomet traukite kištuką, o ne elektros laidą.
- Neneškite, netraukite arba nesukite prietaiso pačių ji už elektros laidą.

- Jei tinklo laidas sugadintas, kad būtų išvengta sužeidimų, ji pakeisti gali tik įgaliotasis gamintojo prekybininkas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
- Netinkamai naudojant laidą ir valdymo prietaisą gresia užspringimo arba užklivimo pavojus. Naudotojas yra atsakingas už tinkamą elektros laidą buvimo vietą.

Dėl ypatinguo asmenų

- Šį prietaisą gali naudoti vyresni, nei 8 metų vaikai ir sutrikusiai fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų asmenys arba mažai žinių ir patirties turintys asmenys, prižūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta, kokių pavojų gali kilti.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- Nenaudokite šio prietaiso kaip atramos arba kaip medicinos priemonių pakaitalo. Lėtinės ligos ir simptomai gali dar pasunkėti.

• Neturėtumėte naudoti masažo prietaiso arba pirmiausia dėl to turėtumėte pasižiūrėti su gydytoju, jei:

- esate nėščia,
- jums implantuotas širdies stimulatorius, dirbtinis sąnarys arba elektroninis implantas.

- sergate viena ar keliomis iš šių ligų arba turite tokį nusiskundimų: kraujotakos sutrikimai, venų varikozė, atviros žaizdos, kraujosruvos, odos įtrūkimai, venų uždegimai.

- Prietaiso nenaudokite prie akių ir prie kitų jautrių kūno vietų.
- Pajutę skausmus arba jei masažas jums būtų nemalonus, netraukite naudojimą ir pasitarkite su savo gydytoju.

- Elkitės atsargiai naudodami šildymo funkciją. Prietaiso paviršius įkaitęs. Nenaudokite kūdikiams, bejégiamams ir karščiu nepajautimis asmenims.

- Esant neaiškuose pobūdžio skausmams, jei esate gydytojo priežiūroje ir (arba) naudojatės medicininiai prietaisais, prieš naudodami masažo prietaisą pasitarite su savo gydytoju.

Prieš naudojant prietaisą

- Prieš kiekvieną kartą naudodami patikrinkite, ar nepažeistas laidas, valdymo pultas ir masažinė sėdynė. Sugedusio prietaiso naudoti negalima.

- Nenaudokite prietaiso, jei yra matomų prietaiso arba laido dalių pažeidimų, jei jis tinkamai neveikia, jei sėdynė arba valdymo pultas nukrito arba sudrėko. Kad išvengtumėte kylančių pavojų, atiduokite taisytį klientų aptarnavimo centrui.

- Elektros prietaiso nelaikykite ir nesaugokite vietose, kuriose jis galėtų įkristi į vonią ar kriauklę.

- Prietaisą naudokite tik tinkamoje padėtyje, t. y. kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Prietaisas ir valdymo elementai

① reguliuojamų aukščio masažuojančios galvutės kaklui / pečiams („Šiatsu“ masažas) su nuimama danga

② aukščio reguliavimo sukamas ratukas;

③ 2 trimatės vibruijančios dvigubo masažo galvutės („Šiatsu“ masažas)

④ mygtukas įjungti / išjungti

⑤ „Neck“ mygtukas (išjungia) kaklo ir (arba) pečių srities masažo funkciją;

⑥ „Demo“ (demonstracinio režimo) mygtukas (parodo visas masažo funkcijas);

⑦ „Full“ (išjungia visos nugaros srities masažavimą)

⑧ „Upper“ mygtukas (išjungia) viršutinės nugaros dalių masažo funkciją;

⑨ „Spot“ mygtukas (išjungia) nugaros taškinio masažo funkciją;

⑩ „Lower“ mygtukas (išjungia) apatinės nugaros srities masažą

⑪ AIR PRESSURE mygtukas (išjungia) akupresūros masažą liemens srities, parenka pakopą: žema, vidutinė, aukšta

⑫ „Heat“ (šildymo) mygtukas (išjungia) šildymo funkciją).

Pakuotės turinys
Pirmiausia patikrinkite, ar netrūksta prietaiso dalių ir ar prietaisas nepažeistas. Jei abejojate, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į savo pardavėją arba klientų aptarnavimo tarnybą.

Pakuotės turinį sudaro:

• 1 medisana masažinė sėdynė MC 825

• 1 naudojimo instrukcija

Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami susisiekite su savo pardavėju.

Kaip naudoti prietaisą?

- Uždėkite „Šiatsu“ masažinė sėdynė ant aukštos kėdės ar krėslas ir diržais pritvirtinkite užpakalinėje pusėje.
- Atnkreipkite dėmesį, kad atlošas būtų tinkamo aukščio, kad galėtumėte išlaikyti taisyklingą laikymą.
- Išlaikykite kištuką į elektros lizdą. Pasirūpinkite, kad prie jo būtų galima lengvai prieiti.
- Tada atsišeskite ant „Šiatsu“ masažinės sėdynės ir susipažinkite su prietaiso funkcijomis.

- Atsišeskite patogiai ir tiesiai. Stebékite, kad sėdint centre masažo galvutės ③ galėtų judėti abiejose stuburo pusėse.
- Valdymo pulso mygtukais masažinė sėdynė galite reguliuoti. Ijunkite prietaisą, paspaudami išjungimo (išjungimo) mygtuką ④. Prietaisas yra pristabdyto veiksenoje. Jei nepaspaužiate mygtuko, praėjus 15 minučių prietaisas automatiškai išjungiasi.

- Masažą galite nutraukti bet kuriuo metu paspaudę išjungimo / išjungimo mygtuką ④. Jei prietaisą išjungiate tokiu būdu, kai yra įjungtos masažo funkcijos, iš karto sustabdomas masažas tik kaklo / pečių sritieje ir liemens sritieje bei šilumos funkcija. Tik tada nugaros sritį masažuojančios galvutės nusileidžia į stovėjimo padėtį. Tuo metu miški šviesos diodas, o po to užgessta.

- Prieš pradēdami naudoti vėl, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

Valymas ir priežiūra

- Prieš pradēdami valyti prietaisą, išitinkinkite, kad prietaisas išjungtas ir iš elektros tinklo ištrauktas kištukas. Atvėsus prietaisą valykite tik drėgna ir minkštā pašluoste.
- Jokiui būdu nenaudokite stiprių valiklių, šiurkščių šepečių, tirpalų arba alkoholio. Tai gali neigiamai paveikti prietaisą.
- Valydami niekuomet nepanardinkite į vandenį ir prižiūrėkite, kad į prietaisą nepatektų vandens.
- Jei norite nuimti kaklą masažuojančių galvučių galvutę ① užvalkalą, kad jis išvalytumėte, atsekitė užtrauktuką. Apvalkalą skalbkite maks. 30 °C, įprasta skalbimo programa ir laikytės nurodymų, pateiktų etiketėje!
- Prietaisą vėl naudokite tik tuomet, kai jis visiškai sausas.
- Išvyniokite laidą, jei jis persisukė.
- Geriausia prietaisą sudėkite į originalią pakuotę ir laikykite saugioje, švarioje, vėsioje ir sausoje vietoje.

Utilizavimas

Šio prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Kiekvienas naudotojas privalo visus elektrinius arba elektroninius prietaisus, neprieklausomi nuo to, ar juose yra nuodingų medžiagų, ar ne, perduoti savivaldybės arba komerciniams surinkimo punktams, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti ir neužterštų gamtos. Dėl utilizavimo kreipkitės į savo savivaldybės pareigūnus arba į savo prekybininką.

Techniniai duomenys

Pavadinimas ir modelis: **medisana** masažinė sėdynė MC 825

Maitinimas: 220–240 V ~ 50–60Hz

Galia: 40 vatų

Matmenys: maždaug 84 x 19 x 48 cm

Svoris: maždaug 7 kg

Laikymo sąlygos: švariai ir sausai

Gaminio numeris: 88929

EAN numeris: 40 15588 88929 5

Nuolat tobulindami savo gaminius, pasiliekame teisę atlikti techninius ir optinius pakeitimus.

Aktualių šios naudojimo instrukcijos redakciją rasite adresu www.medisana.com.

Garantijos ir remonto sąlygos

Garantiniu atveju kreipkitės į savo specializuotą parduotuvę arba tiesiai į techninės priežiūros skyrių. Jei prietaisai prieikštū atsištū, nurodykite trūkumą ir pridėkite pirkimo čekio kopiją. Taikomos šios garantinės sąlygos:

1. **medisana** gaminiais nuo pardavimo datos suteikiama 3 metų trukmės garantija. Garantiniu atveju pardavimo datą reikia įrodyti pirkimo kvitu arba sąskaita faktūra.
2. Medžiagų ar gamybos trūkumai garantijos galiojimo laikotarpiu šalinami nemokamai.
3. Atlikus garantinį aptarnavimą, garantijos laikas nepratęsiamas nei prietaisui, nei pakeistam konstrukciniam elementui.
4. Garantija netaikoma:
 - bet kokiems pažeidimams, kurie atsirado netinkamai elgiantis su prietaisu, pvz., nesilaikant naudojimo instrukcijos.
 - gedimams, atsiradusiemis dėl pirkėjo ar trečiojo asmens remonto darbų ar įsikišimo.
 - transportavimo pažeidimams, atsiradusiemis pakeliui iš gamintojo pas vartotojų arba siunčiant prietaisą į techninės priežiūros tarnybą;
 - natūraliai nusidėvinčioms atsarginėms dalims.
5. Atsakomybė už tiesioginius arba netiesioginius dėl prietaiso atsiradusius nuostolius netaikoma net jei prietaiso pažeidimas pripažįstamas garantiniu atveju.

<img

**RU Руководство по использованию
Массажная накидка на сиденье MC 825**

Устройство и элементы управления

**Условные обозначения**

Используйте массажную накидку на сиденье только в закрытых помещениях!

Чехол массажной накидки на сиденье ① можно стирать при температуре максимум 30°C в стандартном режиме стирки! Обратите внимание на указания на этикетке!

Не подвергать химчистке!

Не используйте массажную накидку на сиденье во влажных помещениях (например, в ванной комнате или в душе).

ВАЖНО!
Несоблюдение этого руководства может привести к серьезным травмам или повреждению прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо соблюдать эти предупреждения, чтобы избежать возможного травмирования пользователя.

ВНИМАНИЕ
Необходимо соблюдать эти указания, чтобы избежать возможного повреждения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данные указания дают дополнительные рекомендации по установке и эксплуатации.

Класс защиты II

Номер партии

Производитель

RU Указания по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по использованию, в частности, указания по безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. Если вы передаете устройство третьим лицам, обязательно передавайте вместе с ним данное руководство по использованию.



- Используйте устройство только по назначению, следуя инструкциям в руководстве по использованию. При использовании не по назначению теряется право на гарантию.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в сфере медицины.

Электропитание

- Прежде чем подключать устройство к электрической сети, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на заводской табличке.
- Подсоединять блок питания к сети следует только при выключенном устройстве.
- Оберегайте сетевой кабель и устройство от нагрева, горячих поверхностей, влажности и жидкостей. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до сетевого штекселя или сетевого выключателя мокрыми или влажными руками, или если вы стоите в воде.
- Не хватайте руками устройство, которое упало в воду. Немедленно вытащите сетевую штепсельную вилку.
- Устройство должно подключаться таким образом, чтобы был свободный доступ к сетевой вилке.
- После каждого использования не забывайте сразу же выключать устройство с помощью кнопок на пульте управления и вынимать блок питания из розетки.
- При отключении устройства от электросети никогда не тяните за сетевой шнур, беритесь только за блок питания.
- Не переносите, не тяните и не поворачивайте устройство за кабель сетевого питания.
- Если сетевой кабель поврежден, его замену может производить только производитель, авторизованный дилер или лицо, обладающее соответствующей квалификацией.
- При неправильном использовании можно споткнуться о кабель и блок управления, или они даже могут стать причиной удушения. За правильное размещение электрических кабелей отвечает пользователь.

Для особых категорий пользователей

- Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания и опыт, если их действия контролируются или если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски, связанные с его эксплуатацией.

- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте это устройство в качестве замены медицинского лечения или для его поддержки. Могут обостриться хронические болезни и симптомы.
- Вам следует отказаться от использования массажера или вначале проконсультироваться у врача, если:
 - вы беременны;
 - вам установлен кардиостимулятор, искусственные суставы или электронные имплантаты;
 - вы страдаете одним или несколькими из следующих заболеваний или расстройств: нарушения местного кровообращения, варикозное расширение вен, открытые раны, ушибы, трещины кожи, воспаление вен.

- Не используйте устройство вблизи глаз или других чувствительных частей тела.

- Если при применении устройства вы почувствуете боль или возникнут неприятные ощущения, прекратите использование и посоветуйтесь со своим врачом.

- Будьте осторожны при использовании функции нагрева. При включенной функции поверхности устройства нагреваются. Не используйте устройство на маленьких детях, беспомощных или нечувствительных к теплу людях.

- В случае появления необъяснимых болевых ощущений, если вы находитесь в процессе медицинского лечения и/или пользуетесь медицинскими устройствами, перед использованием массажера проконсультируйтесь у своего врача.

Перед использованием устройства

- Перед каждым применением тщательно проверяйте кабель, блок управления и массажную накидку на сиденье на наличие повреждений. Запрещается пользоваться неисправным устройством.

- Запрещается пользоваться устройством, если устройство или кабель имеют видимые повреждения, если устройство неправильно работает, если накидка или блок управления падали на пол или намокли. Во избежание опасностей отошлите устройство на ремонт в сервисный центр.
- Не размещайте и не храните электроприбор в местах, с которых он может упасть в ванну или раковину.
- Используйте прибор только в правильном положении, указанном в настоящем руководстве по применению.

- Не используйте прибор во время сна или лежа в постели.

- Не используйте прибор перед сном. Массаж оказывает стимулирующее действие.
- Никогда не используйте устройство во время вождения автомобиля или управления механизмами.
- Максимальная длительность использования составляет 15 минут. Длительное использование устройства сокращает срок его службы и может привести к напряжению мышц вместо расслабления.
- Слишком длительное использование может привести к перегреву. Перед повторным использованием дайте устройству сперва полностью остыть.

- Никогда не устанавливайте и не используйте устройство непосредственно рядом с электрическим камином или другими источниками тепла.
- Никогда не используйте массажную накидку на сиденье в сложенном виде.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно присоединено к электросети.
- Не допускайте контакта устройства с колющими или режущими предметами.
- Не накрывайте устройство, когда оно включено. Ни в коем случае не используйте устройство под одеялом или под подушкой. Несоблюдение этих правил может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
- Не допускайте попадания пальцев или других частей тела в пространство между вращающимися массажными головками. Опасность травмирования!
- Никогда не садитесь и не становитесь всем весом на подвижные части устройства и не ставьте на них какие-либо предметы.
- При работе с устройством не используйте выключатели с часовым механизмом или неоригинальные системы дистанционного управления.
- При работающем устройстве запрещается распылять аэрозольные баллоны или использовать кислород.

Обслуживание и очистка

- Устройство не нуждается в обслуживании. Тем не менее, если возникнет неисправность, просто проверьте, правильно ли подключен блок питания. Не открывайте молнию на чехле массажера. В этом нет необходимости, так как внутри чехла нет деталей, обслуживаемых пользователем.
- Вы можете самостоятельно осуществлять только чистку устройства. В случае неполадок или повреждений не ремонтируйте прибор самостоятельно, так как вследствие этого право на гарантию будет утрачено. Если прибор неисправен, обратитесь за помощью к своему дилеру и, во избежание травм и повреждений, доверьте ремонт только авторизованным сервисным центрам.
- Ни в коем случае не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если в устройство все же попала жидкость, немедленно вытащите вилку из розетки.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.

Использование по назначению

- Устройство предназначено для самостоятельного массажа определенных частей тела, для расслабления и хорошего самочувствия. Прибор не предназначен для применения в медицинской практике или терапевтического лечения. Прибор не предназначен для использования в клиниках, массажных кабинетах, оздоровительных центрах и т. д. Массажер не является медицинским изделием и не предназначен для обезболивающего лечения. При возникновении вопросов или сомнений перед использованием устройства обратитесь к своему врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детей! Она может стать причиной удушения!

Устройство и элементы управления

- 2 массажные головки шейно-воротниковой/ плечевой зоны (массаж шиацу) со съемным чехлом
- Маховик для регулировки высоты
- 2 наклонные в трех плоскостях двойные массажные головки (массаж шиацу)
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Кнопка Neck (включает/выключает массаж в плечевой/ шейно-воротниковой зоне)
- Кнопка Demo (демонстрирует все функции массажа)
- Кнопка Full (включает/выключает массаж в области всей спины)
- Кнопка Upper (включает/выключает массаж в верхней части спины)
- Кнопка Spot (включает/выключает функцию точечного массажа в области спины)
- Кнопка Lower (включает/выключает массаж в нижней области спины)
- Кнопка AIR PRESSURE (включает/выключает акупессурный массаж в области талии, служит для выбора уровня: низкий, средний, высокий)
- Кнопка Heat (включает и выключает функцию нагрева)

Комплект поставки

- Прежде всего проверьте комплектность устройства и нет ли у него повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь устройством и обратитесь к своему продавцу или в сервисный центр. В комплект поставки входят:

- 1 Массажная накидка на сиденье medisana MC 825
- 1 руководство по использованию

Если при распаковке вы заметите повреждение изделия, возникшие при перевозке, немедленно свяжитесь со своим торговым представителем.

Использование устройства

- Разместите массажную накидку шиацу на высоком стуле или кресле и закрепите ее с обратной стороны с помощью креплений.
- Убедитесь, что у вас достаточно высокая спинка стула, чтобы уместилась вся накидка на сиденье.
- Вставьте сетевой штексер в розетку. Следите за тем, чтобы к вилке оставался свободный доступ.
- Теперь сядьте на массажную накидку шиацу и ознакомьтесь с функциями устройства.
- Сядьте удобно и прямо. Следите за тем, чтобы сидеть по центру, чтобы массажные головки ③ могли двигаться влево и вправо от позвоночника.
- Используйте кнопки на блоке управления для управления массажной накидкой на сиденье. Включите устройство нажатием на кнопку «Вкл/Выкл» ④. Устройство находится в режиме ожидания. Если больше не нажимать кнопки, через 15 минут устройство отключится автоматически.
- Массаж можно в любой момент остановить, нажав кнопку включения/ выключения ④. Если вы выключите устройство этим способом, во время того как включена одна из функций массажа, сразу прекратится только массаж в области шеи/ плеч и талии, включая функцию нагрева. Массажные головки в области спины еще должны будут переместиться вниз в исходное положение. Во время этого светодиод будет мигать, а затем погаснет.
- Перед повторным использованием дайте устройству полностью остыть.

Чистка и уход

- Перед началом очистки устройства убедитесь, что оно выключено, а сетевая вилка отсоединенена от электрической розетки. Очищайте оставшееся устройство только с помощью влажной и мягкой салфетки.
- Никогда не используйте агрессивные моющие средства, жесткие щетки, растворители или спирт. Они могут повредить поверхность.
- Ни в коем случае не погружайте устройство в воду и следите за тем, чтобы внутрь устройства не попадала вода.
- Расстегните со всех сторон молнию, снимите чехол с массажных головок шейно-воротниковой зоны ① для очистки. Стирайте чехол при максимальной температуре 30 °C в обычном режиме стирки и следуйте инструкциям на этикете!
- Устройством можно пользоваться снова только после того, как оно полностью высохнет.
- Разверните кабель, если он скручен.
- Устройство лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в безопасном, чистом, прохладном и сухом месте.

Утилизация

- Данное устройство нельзя утилизировать вместе с домашним мусором.
- Каждый потребитель обязуется сдавать все электрические или электронные устройства, вне зависимости, содержат они вредные вещества или нет, в сборные пункты своего города либо в торговые пункты, чтобы их смогли утилизировать, не нанося вреда окружающей среде. По вопросам утилизации обратитесь в вашу коммунальную службу или к дилеру.

Технические параметры

- Название и модель: Массажная накидка на сиденье medisana MC 825
 Электропитание: 220-240 В~, 50-60 Гц
 Потребляемая мощность: 40 Ватт
 Размеры: прибл. 84 x 19 x 48 см
 Вес: прибл. 7 кг
 Условия хранения: хранить прибор в чистом и сухом виде
 Артикул №: 88929
 Номер EAN: 40 15588 88929 5

В процессе постоянного усовершенствования продукции мы сохраняем за собой право изменять конструкцию и технические параметры.

Актуальная версия настоящего руководства по использованию размещена на сайте: www.medisana.com

Условия гарантии и ремонта

В гарантитных случаях обратитесь в магазин, где была совершена покупка, или непосредственно в сервисный центр. Если вам нужно отослать устройство обратно, опишите неисправность и приложите копию чека на покупку. При этом действуют следующие условия гарантии:

- На продукцию **medisana** предоставляется гарантия в течение 3 лет с момента покупки. При обращении по гарантии необходимо предоставить кассовый чек или счет, являющийся доказательством даты приобретения товара.
- Неисправности из-за дефектов материалов или производственного брака в течение гарантитного срока устраняются бесплатно.
- Оказание гарантитных услуг не продлевает срок гарантии ни на устройств, ни на замененные детали.
- Гарантия не распространяется:
 - на все неисправности, возникшие из-за ненадлежащего обращения с устройством, например, из-за несоблюдения руководства по использованию;
 - на неисправности, возникшие из-за ремонта или вмешательства в устройство покупателя или посторонних лиц;
 - на повреждение груза при перевозке на пути от производителя до потребителя или после его отправки в сервисный центр;
 - на запасные части, подвергшиеся естественному износу;
- Исключается ответственность за прямой или косвенный ущерб, вызванный устройством, даже если поломка устройства признана гарантитным случаем.